



LAGERUNGSSYSTEME



**SOFTLINE**  
HEALTHCARE PRODUCTS

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

## UNSER SHP-TEAM



Personen von links nach rechts: Martin Gippert, Marco Piesker, Kerstin Frind, Alexander Jaiser, Gordon Bley, Karlheinz Herbig

© marcbenot

## UNSERE PHILOSOPHIE

Wir möchten zu einer Welt beitragen, die für alle Menschen eine lebenswerte Zukunft bereithält. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden und die Gesellschaft mit unseren innovativen und qualitativ sehr hochwertigen Produkten.

### Unsere Philosophie verfolgen wir, in dem wir

- in flachen Hierarchien arbeiten und einen Umgang mit allen Kollegen auf Augenhöhe pflegen,
- in Einkauf, Produktion und Vertrieb verantwortungsvoll handeln,
- ein fairer und verlässlicher Partner sind,
- stets innovativ und kreativ auf der Suche nach bestmöglichen Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden und Märkte sind.

### Das bedeutet für uns verantwortungsbewusstes wie auch erfolgreiches Wirtschaften.

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach:

- DIN EN ISO 9001:2008 durch die **for you Cert GmbH**
- DIN EN ISO 13485:2012 durch die **Eurofins Product Service GmbH**



Product Service






# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>		
1.1	Unser SHP-Team   Unsere Philosophie	2	
1.2	Inhaltsverzeichnis	3	
1.3	Erläuterungen und Bewertungen von Dekubitalgeschwüren	4–5	
<b>2</b>	<b>Antidekubitus-Weichlagerungsmatratzen</b>		
2.1	AIRPLOT – Carpenter S.A.S.	6–7	
2.2	PREVENTIX MAT 5	8	
2.3	DEKUCARE VISCO	9	
2.4	CARGUMIXT	10	
2.5	CARFLEX	11	
2.6	DEKUSOFT VISCO RZ	12	
2.7	CARGUMIXT STRONG RZ	13	
2.8	DEKUCARE WM 55 D RZ	14	
2.9	DEKULAST L RZ	15	
2.10	DEKULAST XL RZ	16	
2.11	DEKULAST XXL RZ	17	
<b>3</b>	<b>Pflegebett- und Prophylaxematratzen</b>		
3.1	TERRALAST L	18	
3.2	TERRACARE DUPLEX	19	
3.3	TERRASOFT DUO	20	
3.4	TERRASOFT	21	
3.5	TERRAPLOT P	22	
3.6	TERRAPUR & TERRAPUR BASIC	23	
3.7	WDS-SCHAUMSTOFFUNTERLAGEN MATRATZENVERLÄNGERUNGEN	24 24	
<b>4</b>	<b>Auflagen</b>		
	DEKU NOPPENAUFLAGEN	25	
<b>5</b>	<b>Matratzenschutzbezüge</b>		
5.1	INKONTINENZBEZUG KOMFORT	26	
5.2	INKONTINENZBEZUG SHP-PROTECT & ECO	27	
<b>6</b>	<b>Sonderanfertigungen</b>		
	SONDERANFERTIGUNGEN	28	
<b>7</b>	<b>Rollstuhl- und Sitzkissen</b>		
7.1	CONFORM® med. Luftkissen	29–36	
7.2	VISCOLUX	37	
7.3	ISKIO B-M	38	
7.4	PRIMA FORM	39	
7.5	FOAMLUX	40	
7.6	CUBE & CUBE FLEX Würfelkissen	41	
7.7	ARTHRODESENKISSEN	42	
<b>8</b>	<b>CareWave Lagerungshilfsmittel</b>		
8.1	CAREWAVE	43–52	
8.2	CAREWAVE REVERSO	53–55	
8.3	LENZING FR®-BEZÜGE   CAREWAVE FITLEG	56–57	
<b>9</b>	<b>Sturzprophylaxe</b>		
9.1	SEITENGITTERPOLSTER	58	
9.2	FALLSCHUTZMATTE SECUR'FORM	59	
<b>10</b>	<b>Evakuierung</b>		
10.1	EVAKUIERUNGSTUCH	60	
10.2	HYGIENESCHUTZBEZUG MIT EVAKUIERUNGS-AUSSTATTUNG Hinweise zur Evakuierung von Patienten	61 62	
<b>11</b>	<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>		
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	63	



# DEKUBITALGESCHWÜR



## Dekubitalgeschwür

Ein Dekubitus ist ein Geschwür, das entsteht, wenn Druck auf eine Hautregion einwirkt; es verursacht Schmerzen und erhöht das Infektionsrisiko.


Hypoxie ist die Mangelversorgung des Gewebes mit Sauerstoff. Ein Sauerstoffmangel verursacht irreparable Gewebeschädigungen. Das betrifft nicht nur die oberflächlichen Gewebe wie Haut sondern auch die tieferen Gewebe wie Muskeln.

Gewebehypoxie ist schwer zu erkennen. Man sieht die Folgen, wenn es ein Druckgeschwür gibt.

## Besonders gefährdete Körperregionen

Die Druckgeschwüre treten besonders an Körperstellen auf, an denen die Haut dem Knochen unmittelbar anliegt. 40 % der dekubitalen Druckgeschwüre treten im Bereich des Kreuzbeins auf.

- Im Liegen sind das vor allem die Bereiche über dem Kreuzbein, die Fersen, die Ellbogen und die Schulterblätter. In der Seitenlage sind die Rollhügel der Oberschenkel und die Fußknöchel gefährdete Bereiche.
- In sitzender Haltung sind insbesondere die Bereiche der Sitzbeinhöcker risikobehaftet.
- Auftretende Scherkräfte erhöhen, insbesondere in sitzender Haltung, das Risiko eines Dekubitalgeschwürs.



## Dekubituskategorien

	kein Dekubitusgeschwür 📌 <b>geringes Risiko</b>
	Kategorie I Hautrötung; Ödembildung
	Kategorie II Teilverlust der Haut (Ischämie) 📌 <b>mittleres Risiko</b>
	Kategorie III Nekrose
	Kategorie IV Zellfunktionsstörung 📌 <b>hohes Risiko</b>

# DEKUBITUS RISIKOEINSCHÄTZUNG

## Warum das Risiko einschätzen?

- Ein Dekubitalgeschwür erfordert eine aufwendige Behandlung und heilt nur sehr langsam. Es gibt sehr viele Menschen, die Dekubitalgeschwüre entwickeln können.
- Dekubitusprävention beinhaltet einfache Maßnahmen, wie Ernährung, Lagerung zur Dekubitusprophylaxe bis hin zu sehr aufwendigen Maßnahmen wie dem Einsatz von Lagerungssystemen.
- Eine Einschätzung ist erforderlich, um die richtigen Maßnahmen einzuleiten zu können.
- Die Entwicklung des Risikos für den Patienten ist oft ein schneller Prozess. Deshalb ist es notwendig, die Risikoeinschätzung durch qualifiziertes Personal regelmäßig zu aktualisieren.

## Dekubitusprophylaxe-Risikoeinschätzung nach Norton

25-21 Punkte:		geringes Risiko
20-16 Punkte:		mäßig gefährdet
15-09 Punkte:		hohes Risiko
08-00 Punkte:		sehr hohes Risiko

**i**  
Besonders geeignet für ältere Menschen (65 Jahre und älter). Je weniger Punkte, desto höher ist das Risiko.

Punkte	4	3	2	1
Bereitschaft zur Kooperation/Motivation	voll	wenig	teilweise	keine
Alter	<10	<30	<60	>60
Hautzustand	in Ordnung	schuppig, trocken	feucht	Wunden, Allergie-Risse
Zusatzkrankungen	keine	Abwehrschwäche, Fieber, Diabetes	MS, Adipositas	Arterielle Verschlusskrankheit
Körperlicher Zustand	gut	leidlich	schlecht	sehr schlecht
Geistiger Zustand	klar	apathisch, teilnahmslos	verwirrt	stuporös
Aktivität	geht ohne Hilfe	geht mit Hilfe	rollstuhlbedürftig	bettlägerig
Beweglichkeit	voll	kaum eingeschränkt	sehr eingeschränkt	voll eingeschränkt
Inkontinenz	keine	manchmal	meistens Urin	Urin und Stuhl

## Dekubitusprophylaxe-Risikoeinschätzung nach Braden

23-18 Punkte:		mäßig gefährdet
17-14 Punkte:		mittleres Risiko
13-10 Punkte:		hohes Risiko
09-06 Punkte:		sehr hohes Risiko

**i**  
Patienten mit einer Punktzahl von 0-17 sind Risikopatienten.

Punkte	Sensorische Wahrnehmung	Feuchtigkeit	Aktivität	Mobilität	Allgemeines Ernährungsverhalten	Reibungs- und Scherkräfte
1	vollständig ausgefallen	ständig feucht	bettlägerig	vollständige Immobilität	schlechte Ernährung	Problem
2	stark eingeschränkt	oft feucht	an den Stuhl gebunden	stark eingeschränkt	unzureichende Ernährung	potenzielles Problem
3	geringfügig eingeschränkt	manchmal feucht	Gehen	geringfügig eingeschränkt	ausreichende Ernährung	kein feststellbares Problem
4	nicht eingeschränkt	selten feucht	regelmäßiges Gehen	nicht eingeschränkt	gute Ernährung	kein feststellbares Problem



\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



gemäß Richtlinie 93/42/EWG



Oeko-Tex Standard 100



Kochfest bis 95° Grad



Wischdesinfektion



atmungsaktiv



milbenundurchlässig



blut- und urinbeständig



Flüssigkeitsbarriere 20min

HMV-Nummer: 11.29.09.8001

## AIRPLOT – CARPENTER S.A.S.

Hybridmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- Das nicht motorisierte Hybridsystem besteht aus 2 individuell einstellbaren Luftzelleneinsätzen die in einen Rahmen aus festem Schaumstoff integriert sind.
- Basierend auf dem System der kommunizierenden Luftzellen in Kombination mit dem Prinzip der Weichlagerung ist die Matratze besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP).
- Die Randzone stabilisiert die äußere Form des Matratzensystems und ermöglicht eine leichtere Mobilisation.
- Die Zellen aus weichem PU passen sich perfekt dem Körper des Patienten an und bieten einen persönlichen Komfort und eine sehr gute Dekubitusprävention.
- Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert.
- Durch die asymmetrische Regelung für das Oberkörper- und das Beinteil erfolgt eine optimale Anpassung an die Anatomie des Körpers.

### Schaumbasis

- U-Form aus HR-Schaum mit einem Raumgewicht von 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Ein Einsatz aus Visco-Schaum wird für das Kopfteil benutzt, um einen besseren Komfort zu garantieren und dabei den Druck auf dem Hinterkopf zu begrenzen.


### Technische Daten

- Das System AirPlot funktioniert ohne Kompressor, d. h. ohne Geräusche für einen besseren Komfort des Patienten.
- Patientengewicht: 20 bis 150 kg
- BMI: 15 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- HMV-Druckentlastungsklassen:
  - » bei 80 kg H
  - » bei 150 kg H

## EINSTELLUNGSEMPFEHLUNGEN


- Pumpen Sie die beiden Luftzelleneinsätze der AirPlot maximal auf.
- Öffnen Sie das Ventil und stellen Sie den atmosphärischen Druckausgleich her.
- Nachdem sich der atmosphärische Druckausgleich eingestellt hat und keine Luft mehr über das Ventil entweicht (ohne Druck auf die Zellen zu geben), Ventil schließen.
- Zur Positionierung des Patienten: siehe Anpassungsprozedur.

## ANPASSUNGSPROZEDUR




### SCHRITT 1

Positionieren Sie – wenn möglich – den Patienten seitlich.




### SCHRITT 2

Legen Sie eine Hand unter den tiefsten Knochenvorsprung am Gesäß oder den markantesten Teil des Oberschenkels.



### SCHRITT 3

Öffnen Sie das Ventil und lassen Luft ausströmen. Der Abstand von Hüfte und Luftzellenboden sollte eine Hand breit (1,5–2,0 cm) betragen.



### SCHRITT 4

Wiederholen Sie diese Prozedur in der Höhe des Schulterblatts .

**Wenn nötig:** Einsätze neu justieren, damit ein Knochenvorsprung niemals zwischen zwei Zellen ist.

**Matratze inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II**

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 17 cm	M19456	4056538998438

Sondermaße und andere Bezugsvarianten auf Anfrage möglich.



\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



HMV-Nummer: 11.29.05.2007

## PREVENTIX MAT 5

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP)
- der Matratzenkern besteht aus einzelnen, unabhängigen Würfeln mit 3 verschiedenen Dichten und 4 verschiedenen Höhen, die in ein Gitternetz eingesetzt werden
- der patentierte Aufbauplan ermöglicht es, gezielt Be- und Entlastungszonen zum besonderen Schutz der Risikozonen (Schultern, Kreuzbein, Fersen) zu schaffen
- bessere Druckentlastung durch Vergrößerung der Kontaktfläche mittels des patentierten Aufbauplans
- Verringerung der Scherkräfte; die gebildeten Würfel bewegen sich mit den Patienten, jeder einzelne Würfel wirkt ähnlich wie ein Stoßdämpfer
- durch die mechanische Anpassung der Matratze an den Körper des Patienten bei Gewichtsbelastung der Matratze steht der Schaumstoff als Entlastungsreserve zur Verfügung
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 11 kg
- Patientengewicht: 40 bis 120 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte:
  - » Würfel gelb: 34 kg/m<sup>3</sup> 3,4 kPa hochelastisch
  - » Würfel blau: 37 kg/m<sup>3</sup> 3,5 kPa hochelastisch
  - » Würfel rosa: 26 kg/m<sup>3</sup> 2,0 kPa hochelastisch

**Matratze inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II**

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 17 cm	M19455	4056538998681

Sondermaße und andere Bezugsvarianten auf Anfrage möglich.



\* nur für Trikotbezug

\*\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



## DEKUCARE VISCO

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

HMV-Nummer: 11.29.05.0041

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP)
- die weiche atmungsaktive Würfelfinnenstruktur sorgt für eine optimale Druckentlastung
- die viscoelastische Liegefläche passt sich ideal der Körpertemperatur an und führt zur besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- die Verstärkung des Sakralbereiches erleichtert das Sitzen im Pflegebett
- hohe Punkt elastizität
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 12,3 kg bei 200 x 90 x 14 cm;  
ca. 13,6 kg bei 200 x 100 x 14 cm
- Patientengewicht: 40 bis 140 kg
- HMV-Druckentlastungsklassen:
  - » bei 80 kg H
  - » bei 130 kg H
- HMV-Mikroklimaklasse: H
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » Würfelfern: 45 kg/m<sup>3</sup> 3,2 kPa 120 N hochelastisch
  - » Deckplatte: 47 kg/m<sup>3</sup> 1,2 kPa 60 N viscoelastisch
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden

#### Matratze inkl. Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M17732	4056538998575
200 x 100 x 14 cm	M17902	4056538998544

#### Matratze inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M17483	4056538991323
200 x 100 x 14 cm	M17821	4056538998537

#### Matratzenverlängerungsset aus Verlängerung des Originalkerns 20 cm und Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
220 x 90 x 14 cm	S18401	4056538995390
220 x 100 x 14 cm	S18402	4056538999954



**II**  
Dekubitusgrad nach EPUAP



\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



HMV-Nummer: 11.29.05.0012

## CARGUMIXT

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP)
- weiche viscoelastische Liegefläche, die sich druck- und temperaturabhängig optimal den Körperkonturen anpasst
- Reduzierung der Druckbelastung und Scherkräfte
- besonders geeignet für kachektische Patienten
- sehr hoher Liegekomfort
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 14 bis 16 kg
- Patientengewicht: 30 bis 180 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- HMV-Druckentlastungsklassen:
  - » bei 80 kg H
  - » bei 120 kg H
  - » bei 150 kg D
  - » bei 180 kg G
- HMV-Mikroklimate: G
- Raumgewicht/Stauchhärte:
  - » Trägerkern: 37 kg/m<sup>3</sup> 3,8 kPa hochelastisch
  - » Deckplatte: 80 kg/m<sup>3</sup> 2,2 kPa elastisch

**Matratze inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II**

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M19431	4056538998421
200 x 100 x 14 cm	M19432	4056538998445

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug blau lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug ECO



HMV-Nummer: 11.29.05.1004

## CARFLEX

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie II (nach EPUAP)
- Pflegebettmatratze mit würfelartiger Struktur
- weiche atmungsaktive Würfelstruktur für eine bessere Druckentlastung des Körpers
- die gute Druckentlastung und Luftdrainage führt zu einer besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- hohe Punktelastizität
- die Würfelstruktur dient zur optimalen Körperanpassung, auch bei verstellbaren Liegeflächen
- Einschnitte an der Unterseite dienen der besseren Anpassung an das Pflegebett
- geeignet zur Schmerztherapie
- überdurchschnittlich lange Lebensdauer

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 9 bis 10 kg
- Patientengewicht: 40 bis 130 kg
- HMV-Druckentlastungsklassen:
  - » bei 80 kg H
  - » bei 130 kg D
- HMV-Mikroklimaklasse: G
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte:
  - » Würfelkern: 37 kg/m<sup>3</sup> 3,5 kPa hochelastisch

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug ECO dunkelblau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M18103	4056538991378
200 x 100 x 14 cm	M19430	4056538998872

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammbaren Trikotbezug blau lieferbar. Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug Komfort



## DEKUSOFT VISCO RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- 16 cm hohe Weichlagerungsmatratze, geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP)
- besonders weiche viscoelastische Liegefläche, die sich temperatur- und druckabhängig optimal den Körperkonturen anpasst und die Sauerstoffversorgung erhöht
- die sehr gute Druckentlastung und Luftdrainage führt durch den innenliegenden Würfelkern zu einer besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung
- dreiteiliger Wannenaufbau mit Duplex-Schnitt zur Verbesserung der Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- geeignet zur Schmerztherapie


### Technische Daten

- Gewicht: ca. 15 kg
- BMI: 15 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 25 bis 120 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte:
  - » Rand: 35 kg/m<sup>3</sup> 5,5 kPa fest
  - » Würfelkern: 45 kg/m<sup>3</sup> 3,2 kPa hochelastisch
  - » Deckplatte: 47 kg/m<sup>3</sup> 1,2 kPa viscoelastisch

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 16 cm	M17734	4056538998513
200 x 100 x 16 cm	M17818	4056538998605

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammbaren Trikotbezug blau lieferbar. Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



## CARGUMIXT STRONG RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- Matratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie III nach EPUAP
- Pflegebettmatratze mit hervorragenden Komforteigenschaften in HR-Qualität (Kaltschaum)
- Oberfläche aus hochelastischer Waterlily-Qualität mit besonders druckverteilenden Klimabohrungen
- Duplex-Schnitt zur Verbesserung der Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung
- hohe Wirtschaftlichkeit auf Grund der überdurchschnittlich langen Lebensdauer

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 11 kg
- Patientengewicht: 40 bis 165 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » Grundplatte: 42 kg/m<sup>3</sup> 3,5 kPa 130 N hochelastisch
  - » Deckplatte: 53 kg/m<sup>3</sup> 3,0 kPa 120 N hochelastisch
  - » Randzone: 50 kg/m<sup>3</sup> 8,0 kPa 350 N fest

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M30317	4056538001930
200 x 100 x 14 cm	M30318	4056538001947

### Matratzenverlängerungsset bestehend aus Verlängerung des Originalkerns 20 cm und Inkontinenzbezug SHP-PROTECT

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
20 x 90 x 14 cm	S30321	4056538001978
20 x 100 x 14 cm	S30320	4056538001961

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug blau lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



## DEKUCARE WM 55 D RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP)
- weiche atmungsaktive Würfelinnenstruktur für eine optimale Druckentlastung
- die sehr gute Druckentlastung und Luftdrainage führt durch den innenliegenden Würfelkern zu einer besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung
- hohe Punktlastizität
- Duplex-Schnitt zur Verbesserung der Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten


- Gewicht: ca. 13 kg
- BMI: 17 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 50 bis 140 kg
- HMV-Druckentlastungsklassen:
  - » bei 80 kg H
  - » bei 120 kg H
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte:
  - » Rand: 50 kg/m<sup>3</sup> 8,0 kPa fest
  - » Würfelkern: 50 kg/m<sup>3</sup> 5,0 kPa hochelastisch
  - » Deckplatte: 50 kg/m<sup>3</sup> 3,0 kPa hochelastisch

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M17742	4056538998247
200 x 100 x 12 cm	M17904	4056538998629

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug blau lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug Komfort



## DEKULAST L RZ

Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie II (nach EPUAP) bei adipösen Patienten bis 200 kg
- dreischichtiger Aufbau mit speziell gewichtsausgleichender Stabilisierungsschicht
- die viscoelastische Liegefläche passt sich temperatur- und druckabhängig optimal den Körperkonturen an
- die sehr gute Druckentlastung führt zu einer besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten


- Gewicht: ca. 13 bis 23 kg abhängig von der Matratzengröße
- Patientengewicht: 90 bis 200 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » Grundplatte: 45 kg/m<sup>3</sup> 5,5 kPa 230 N elastisch
  - » Mittelplatte: 50 kg/m<sup>3</sup> 3,0 kPa 120 N hochelastisch
  - » Deckplatte: 50 kg/m<sup>3</sup> 2,5 kPa 80 N viscoelastisch
  - » Rahmen: 50 kg/m<sup>3</sup> 8,0 kPa 350 N fest

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M17675	4056538995338
200 x 100 x 14 cm	M17669	4056538995758
200 x 120 x 14 cm	M17674	4056538994232
200 x 140 x 14 cm	M17670	4056538995604
220 x 90 x 14 cm	M18696	4056538995178
220 x 100 x 14 cm	M17672	4056538995659
220 x 120 x 14 cm	M17673	4056538999213
220 x 140 x 14 cm	M17671	4056538999435

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug blau lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug Komfort



gemäß Richtlinie 93/42/EWG



100% Made in Germany



Oeko-Tex Standard 100



Kochfest bis 95° Grad



Wischdesinfektion



atmungsaktiv



milbendurchlässig



3 Schichten



Blut- und urinbeständig



Flüssigkeitsbarriere #200mm



viscoelastischer Schaum

## DEKULAST XL RZ

Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie II (nach EPUAP) bei adipösen Patienten bis 250 kg
- 18 cm hoher dreischichtiger Aufbau mit spezieller gewichtsausgleichender Stabilisierungsschicht
- die viscoelastische Liegefläche passt sich temperatur- und druckabhängig optimal den Körperkonturen an
- die sehr gute Druckentlastung führt zu einer besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten


- Gewicht: ca. 17 bis 30 kg abhängig von der Matratzengröße
- Patientengewicht: 150 bis 250 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » Grundplatte: 45 kg/m<sup>3</sup> 5,5 kPa 230 N elastisch
  - » Mittelplatte: 85 kg/m<sup>3</sup> 3,0 kPa 100 N hochelastisch
  - » Deckplatte: 52 kg/m<sup>3</sup> 2,5 kPa 90 N viscoelastisch
  - » Rahmen: 50 kg/m<sup>3</sup> 8,0 kPa 350 N fest

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 18 cm	M17682	4056538995581
200 x 100 x 18 cm	M17676	4056538999046
200 x 120 x 18 cm	M17681	4056538994225
200 x 140 x 18 cm	M17679	4056538995680
220 x 90 x 18 cm	M18694	4056538995291
220 x 100 x 18 cm	M17677	4056538999558
220 x 120 x 18 cm	M17678	4056538998315
220 x 140 x 18 cm	M17680	4056538995345

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug blau lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Inkontinenzbezug Komfort



## DEKULAST XXL RZ

Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie II (nach EPUAP) bei adipösen Patienten bis 350 kg
- 18 cm hoher vierschichtiger Aufbau mit speziellen gewichtsausgleichenden Stabilisierungsschichten
- die viscoelastische Liegefläche passt sich temperatur- und druckabhängig optimal den Körperkonturen an
- die sehr gute Druckentlastung führt zu einer besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung
- optional individuelle Kehl- und Einschnitte möglich
- geeignet zur Schmerztherapie

### Technische Daten


- Gewicht: ca. 18 bis 30 kg abhängig von der Matratzengröße
- Patientengewicht: 180 bis 350 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » Grundplatte: 45 kg/m<sup>3</sup> 5,5 kPa 230 N elastisch
  - » Mittelplatte: 50 kg/m<sup>3</sup> 3,0 kPa 120 N hochelastisch
  - » Rückstellschicht: 50 kg/m<sup>3</sup> 3,8 kPa 150 N hochelastisch
  - » Deckplatte: 50 kg/m<sup>3</sup> 2,2 kPa 90 N viscoelastisch
  - » Rahmen: 65 kg/m<sup>3</sup> 11,0 kPa 490 N fest

### Matratze inkl. Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 100 x 18 cm	M17684	4056538999206
200 x 120 x 18 cm	M17686	4056538995567
200 x 140 x 18 cm	M17687	4056538995550
220 x 100 x 18 cm	M17685	4056538995598
220 x 120 x 18 cm	M17683	4056538995574
220 x 140 x 18 cm	M17688	4056538995543

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug blau lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Trikotbezug



## TERRALAST L

Standardpflegebettmatratze für Adipositas-Patienten

### Besonderheiten

- Standardpflegebettmatratze aus elastischem Polyurethanschaum für adipöse Patienten
- Matratzen können platzsparend gerollt geliefert werden

### Technische Daten


- Gewicht: ca. 9 bis 15 kg abhängig von der Matratzengröße
- Patientengewicht: 90 bis 150 kg
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » 40 kg/m<sup>3</sup> 5,2 kPa 210 N elastisch
- Luftdurchlässigkeit: >10 l/min (Carpenter-Verfahren)
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden

### Matratze inkl. Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M17909	4056538995284
200 x 100 x 12 cm	M17751	4056538995734
200 x 120 x 12 cm	M17911	4056538995420
200 x 140 x 12 cm	M18723	4056538995468
220 x 90 x 12 cm	M18722	4056538998179
220 x 100 x 12 cm	M18697	4056538994317
220 x 120 x 12 cm	M18698	4056538994140
220 x 140 x 12 cm	M18721	4056538995475

**Die Matratze ist auch mit einem nach Crib 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug Komfort blau lieferbar.**

**Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!**



\* nur für Trikotbezug

\*\* nur für Inkontinenzbezug SHP-PROTECT



## TERRACARE DUPLEX

Komfortpflegebettmatratze

### Besonderheiten

- Pflegebettmatratze mit sehr guten Komforteigenschaften
- hochwertige Schaumstoffqualität; dauerelastisch
- Duplex-Schnitt zur Verbesserung der Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- hochelastisch; sehr hoher Liegekomfort
- hohe Wirtschaftlichkeit auf Grund der überdurchschnittlich langen Lebensdauer

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 9 kg
- BMI: 17 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 40 bis 140 kg
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:  
» 40 kg/m<sup>3</sup> 3,7 kPa 150 N hochelastisch
- Luftdurchlässigkeit: >10 l/min (Carpenter-Verfahren)
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden

Matratze inkl.	Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II		Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II	
	Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer
200 x 90 x 12 cm	M17749	4056538995666	M18690	4056538998926
200 x 100 x 12 cm	M17908	4056538995376	M18691	4056538994591



\* nur für Trikotbezug



## TERRASOFT DUO

Komfortpflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

### Besonderheiten

- zweischichtige Komfortpflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe
- Längseinschnitte dienen zur Reduzierung der Scherkräfte und Druckentlastung
- hervorragende Klimaeigenschaften durch 8 große Längseinschnitte
- sehr hoher Liegekomfort
- Matratzen können platzsparend gerollt geliefert werden

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 8 bis 9 kg
- BMI: 17 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 40 bis 140 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » Deckplatte: 40 kg/m<sup>3</sup> 2,5 kPa 130 N hochelastisch
  - » Trägerplatte: 36 kg/m<sup>3</sup> 4,5 kPa 200 N hochelastisch


Gemäß den Anforderungen der AOK Baden-Württemberg, Niedersachsen, VDAK-Kassen.

### Matratze inkl. Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M17607	4056538999114
200 x 100 x 12 cm	M18679	4056538995437

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau oder einem nach Crib 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug ECO lieferbar.

Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Trikotbezug



## TERRASOFT

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

### Besonderheiten

- Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe
- Schrägeinschnitte zur Reduzierung der Scherkräfte und Druckentlastung
- hervorragende Klimaeigenschaften durch 8 große Längseinschnitte
- hoher Liegekomfort
- Matratzen können platzsparend gerollt geliefert werden

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 8 bis 9 kg
- BMI: 17 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 40 bis 140 kg (darunter empfehlen wir Weichlagerungsmatratzen und darüber Schwerlastmatratzen)
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:
  - » 40 kg/m<sup>3</sup> 4,0 kPa 200 N hochelastisch

**Gemäß den Anforderungen der AOK Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bayern, VDAK-Kassen.**

### Matratze inkl. Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
190 x 90 x 12 cm	M20977	4056538998209
200 x 90 x 12 cm	M17750	4056538991392
200 x 100 x 12 cm	M18680	4056538991361

**Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau oder einem nach Crib 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug ECO lieferbar.**

**Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!**



\* nur für Trikotbezug  
\*\* nur für Inkontinenzbezug ECO



## TERRAPLOT P

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- die Pflegebettmatratze mit würfelartiger Struktur ist besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe
- weiche atmungsaktive Würfelstruktur für eine bessere Druckentlastung des Körpers
- die gute Druckentlastung und Luftdrainage führt zur besseren Durchblutung des gesamten Körpers
- hohe Punktelastizität
- die Würfelstruktur dient zur optimalen Körperanpassung, auch bei verstellbaren Liegeflächen
- überdurchschnittlich lange Lebensdauer

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 8 kg
- Patientengewicht: 40 bis 130 kg
- Garantie: 5 Jahre bei Bildung von Liegemulden
- Raumgewicht/Stauchhärte:  
» 35 kg/m<sup>3</sup> 4,0 kPa hochelastisch

**Gemäß den Anforderungen der AOK in Baden-Württemberg.**

Matratze inkl.	Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II			Inkontinenzbezug ECO dunkelblau, schwer entflammbar nach Crib 5	
	Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M17608	4056538999503	M17923	4056538999404	
200 x 100 x 12 cm	M18684	4056538999497	M18685	4056538995369	

Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau lieferbar. Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!



\* nur für Trikotbezug blau  
\*\* nur für Trikotbezug weiß



## TERRAPUR & TERRAPUR BASIC

Standardpflegebettmatratze

### Besonderheiten

- Standardpflegebettmatratze aus hochelastischem Polyurethanschaum
- die Pflegebettmatratze TERRAPUR ist mit einem blauen, nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug ausgerüstet; die Pflegebettmatratze TERRAPUR Basic mit einem weißen Trikotbezug
- Matratzen können platzsparend gerollt geliefert werden


### Technische Daten (Terrapur)

- Gewicht: ca. 7 bis 8 kg
- BMI: 17 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 40 bis 125 kg
- Garantie: 3 Jahre bei Bildung von Liegemulden

**Gemäß Anforderungen der AOK Nordost, Plus (Sachsen, Thüringen), Rheinland-Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Hessen, Nordwest, Rheinland-Saarland.**

Matratze inkl.	Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II			Trikotbezug weiß	
	Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
	200 x 90 x 10 cm	M17997	4056538991385	M21537	4056538999329
	190 x 90 x 12 cm	M17982	4056538994560	M25543	4056538000827
	200 x 90 x 12 cm	M17610	4056538999138	M21912	4056538998971
	200 x 100 x 12 cm	M17907	4056538999169	M21913	4056538994751

**Die Matratze ist auch mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau oder einem nach Crib 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug ECO lieferbar. Sondermaße, Anpassung an individuelle Knickstellen sowie andere Bezugsfarben und Materialien sind möglich. Varianten und Preise auf Anfrage!**



\* nur für Trikotbezug blau  
 \*\* nur für Inkontinenzbezug Komfort  
 \*\*\* nur für Tricover



## WDS-SCHAUMSTOFFUNTERLAGEN

Unterlagen

## MATRATZENVERLÄNGERUNGEN

Verlängerungsstücke

### Besonderheiten

- geeignet als Unterlage für Wechseldruck-Systeme
- hochwertiger Polyurethanschaumstoff in 4 cm Höhe
- lieferbar mit Tricover
- wird gerollt geliefert

### Besonderheiten

- Standardverlängerungsstück mit den Maßen 20 x 90 x 12 cm oder 20 x 100 x 12 cm
- Polyurethanschaum RG 40
- erhältlich mit PU-Vollbezug Komfort blau oder Trikotbezug blau

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 3 kg
- Raumgewicht: ca. 35 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 3,3 kPa hochelastisch
- Eindruckhärte: 140 N

### Schaumstoffunterlage inkl. Tricover weiß

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 4 cm	M18253	4056538991170
200 x 100 x 4 cm	M18882	4056538995154

Sondermaße und andere Bezugsfarben möglich. Preis auf Anfrage!

### Verlängerungsstücke für Matratzen

inkl. Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
20 x 90 x 12 cm	S18753	4056538994799	S19613	4056538994270
20 x 100 x 12 cm	S25357	4056538000568	S19614	4056538997974

Sondermaße und andere Bezugsfarben möglich. Preis auf Anfrage!



\* nur für Trikotbezug  
\*\* nur für Inkontinenzbezug Komfort



## DEKU NOPPENAUFLAGEN

Matratzenauflage aus viscoelastischem Schaumstoff

### Besonderheiten

- mit noppenartiger Oberfläche
- als Auflage für alle bestehenden Pflegebettmatratzen einsetzbar
- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie I (nach EPUAP) – in Kombination mit einer Pflegebettmatratze
- leichte und flexible Handhabung
- sofortige Druckentlastung und Reduzierung der Scherkräfte
- die noppenartige Struktur aus dem viscoelastischem Schaumstoff ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks und eine Verbesserung der Gewebe- und Gefäßdurchblutung.

### Technische Daten (4 cm Auflage)

- Gewicht: ca. 3 kg
- BMI: 10 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 25 bis 125 kg
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:  
» 50 kg/m<sup>3</sup> 2,2 kPa 90 N hochelastisch

### Technische Daten (7 cm Auflage)

- Gewicht: ca. 3,8 kg
- BMI: 10 bis 35 kg/m<sup>2</sup>
- Patientengewicht: 30 bis 130 kg
- Raumgewicht/Stauchhärte/Eindruckhärte:  
» 80 kg/m<sup>3</sup> 2,0 kPa 75 N hochelastisch

Matratze inkl.	Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5		Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II	
Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 4 cm	M18879	4056538995123	M18878	4056538995109
200 x 90 x 7 cm	M18881	4056538994775	M18880	4056538994669

**Sondermaße sowie andere Bezugsfarben auf Anfrage möglich.**



## INKONTINENZBEZUG KOMFORT


Matratzen- & Schutzbezüge

### Besonderheiten

- atmungsaktiv, wasserabweisend, bi-elastisch, waschbar bis 95 °C (Autoklav bis 105 °C);
- bedingt trocknergeeignet; milbenallergendicht
- 220 g/m<sup>2</sup> PU/PES
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Farbe: blau
- 2-seitiger Reißverschluss

### Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 5 cm	B18806	4056538995222	200 x 120 x 18 cm	B18812	4056538994515
200 x 90 x 12 cm	B18786	4056538995307	200 x 140 x 14 cm	B18888	4056538994485
200 x 90 x 14 cm	B18040	4056538995611	200 x 140 x 18 cm	B18813	4056538999145
200 x 90 x 16 cm	B18804	4056538995260	220 x 90 x 12 cm	B18814	4056538995185
200 x 90 x 18 cm	B18805	4056538995239	220 x 90 x 14 cm	B19865	4056538998001
200 x 100 x 5 cm	B18807	4056538991859	220 x 100 x 12 cm	B18815	4056538995208
200 x 100 x 12 cm	B18784	4056538995246	220 x 100 x 14 cm	B18816	4056538994522
200 x 100 x 14 cm	B18785	4056538998964	220 x 100 x 18 cm	B18820	4056538994119
200 x 100 x 16 cm	B18808	4056538995024	220 x 120 x 14 cm	B18818	4056538994980
200 x 100 x 18 cm	B18809	4056538995017	220 x 120 x 18 cm	B18821	4056538995192
200 x 120 x 12 cm	B18810	4056538995000	220 x 140 x 14 cm	B18819	4056538994973
200 x 120 x 14 cm	B18811	4056538994997	220 x 140 x 18 cm	B18822	4056538994966



## INKONTINENZBEZUG SHP-PROTECT

Matratzen- & Schutzbezüge

## INKONTINENZBEZUG ECO

Matratzen- & Schutzbezüge

### Besonderheiten

- atmungsaktiv, wasserabweisend, waschbar bis 95 °C (Autoklav bis 105 °C);
- bedingt trocknergeeignet; milbenallergendicht
- 200 g/m<sup>2</sup> PU/PES
- schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II
- Farbe: blau
- 2-seitiger Reißverschluss

### Besonderheiten


- atmungsaktiv, wasserabweisend, waschbar bis 95 °C (Autoklav bis 95 °C)
- bedingt trocknergeeignet, milbendicht
- 140 g/m<sup>2</sup> PU/PES
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Farbe: dunkelblau
- 2-seitiger Reißverschluss

### Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	B18831	4056538991262
200 x 90 x 14 cm	B18832	4056538994812
200 x 100 x 12 cm	B18833	4056538995116
200 x 100 x 14 cm	B18834	4056538994829

### Inkontinenzbezug ECO dunkelblau schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	B25363	4056538000605
200 x 90 x 14 cm	B25362	4056538000599
200 x 100 x 12 cm	B25364	4056538000612
200 x 100 x 14 cm	B25365	4056538000629



Sonderanfertigung Kopfkeil

Sonderanfertigung Bauchlagerungsset  
mit Beschichtung

## SONDERANFERTIGUNGEN

nach Ihren Wünschen möglich

### Wir fertigen auf Ihren Wunsch:

- Matratzen und Sitzkissen in Sondergrößen
- Bezüge aus unterschiedlichen Materialien, Farben und Grammaturen und in Sondermaßen
- individuelle Bedruckungen von PU-Bezügen, auch mit fortlaufenden Nummern, gesonderte Kennzeichnung von Kopf- und Fußteil
- Reißverschlussvarianten 3- und 4-seitig sowie überlappend
- Polyurethanbeschichtungen und Verhautungen von Schaumstoffen



Sonderanfertigung Bettsessel



Sonderanfertigung Schaumstoffbeschichtung mit Ventil



Sonderanfertigung Matratzenverlängerung



# CONFORM®

einfach besser sitzen

**IV**  
Dekubitusgrad nach EPUAP



## CONFORM® MED. LUFTKISSEN

Die ökologische Alternative zur Prävention und zur Therapie von Dekubitus

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP)
- in den Höhen 5 cm, 7,5 cm und 10 cm erhältlich
- Abmessungen für alle Rollstuhlgrößen
- Sondergrößen
- kostenfreier Reparaturservice
- alle Kissen mit Hilfsmittelnummer
- Sitzkissen und Bezug sind waschmaschinenfest
- individuell einsetzbare Abdeckplatten zum Freistellen von Sitzbereichen

**CONFORM®-Produkte werden aus Naturkautschuk (nachwachsendem Rohstoff) gefertigt.**

**Das Material ist frei von Allergenen. Es schafft ein günstiges Mikroklima, bietet höchste Elastizität, optimale Druckentlastung und minimale Scherkräfte.**

**Beste Qualität „MADE IN GERMANY“**

**Lieferung eines CONFORM®-Sitzkissens beinhaltet:**

- Bezug (Baumwolle/Lycra) flammhemmend mit rutschfester Unterseite
- Luftpumpe
- Reparaturset
- Bedienungsanleitung
- Tragekarton



**1-KAMMER**

Conform® Med. Luftkissen

**SKN**

Höhe: 5 cm

HMV-Nummer: 11.39.03.1006

**CONFORM®**  
*einfach besser sitzen.*

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN 3030	6 x 6	28 x 28 x 5	4056538992856
SKN 3040	6 x 8	28 x 38 x 5	4056538992641
SKN 3530	7 x 6	33 x 28 x 5	4056538991903
SKN 3535	7 x 7	33 x 33 x 5	4056538992801
SKN 3540	7 x 8	33 x 38 x 5	4056538993952
SKN 4030	8 x 6	38 x 28 x 5	4056538992818
SKN 4035	8 x 7	38 x 33 x 5	4056538992849
SKN 4040	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992795
SKN 4045	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538992771
SKN 4050	8 x 10	38 x 47 x 5	4056538992764
SKN 4540	9 x 8	43 x 38 x 5	4056538992788
SKN 4545	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992757
SKN 4550	9 x 10	43 x 47 x 5	4056538992740
SKN 5040	10 x 8	47 x 38 x 5	4056538992702
SKN 5045	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538992832
SKN 5050	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538992719

**2-KAMMER**

Conform® Med. Luftkissen

**SKN**

Höhe: 5 cm

HMV-Nummer: 11.39.03.4005

**CONFORM®**  
*einfach besser sitzen.*

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN 4030/2	8 x 6	38 x 28 x 5	4056538992733
SKN 4035/2	8 x 7	38 x 33 x 5	4056538992696
SKN 4040/2	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992689
SKN 4045/2	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538992672
SKN 4540/2	9 x 8	43 x 38 x 5	4056538992726
SKN 4545/2	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992665
SKN 4550/2	9 x 10	43 x 47 x 5	4056538001725
SKN 5040/2	10 x 8	47 x 38 x 5	4056538992634
SKN 5045/2	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538998124
SKN 5050/2	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538999305

HMV-Nummer: 11.39.03.1007

**SKD**

Höhe: 7,5 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 3030	6 x 6	28 x 28 x 7,5	4056538992580
SKD 3040	6 x 8	28 x 38 x 7,5	4056538992573
SKD 3530	7 x 6	33 x 28 x 7,5	4056538992542
SKD 3535	7 x 7	33 x 33 x 7,5	4056538992597
SKD 3540	7 x 8	33 x 38 x 7,5	4056538992528
SKD 4030	8 x 6	38 x 28 x 7,5	4056538992511
SKD 4035	8 x 7	38 x 33 x 7,5	4056538992535
SKD 4040	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538999107
SKD 4045	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538999909
SKD 4050	8 x 10	38 x 47 x 7,5	4056538992498
SKD 4540	9 x 8	43 x 38 x 7,5	4056538994201
SKD 4545	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538999299
SKD 4550	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538994331
SKD 5040	10 x 8	47 x 38 x 7,5	4056538994355
SKD 5045	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992504
SKD 5050	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992894

HMV-Nummer: 11.39.03.1008

**SKH**

Höhe: 10 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 3030	6 x 6	28 x 28 x 10	4056538992368
SKH 3040	6 x 8	28 x 38 x 10	4056538992887
SKH 3530	7 x 6	33 x 28 x 10	4056538992276
SKH 3535	7 x 7	33 x 33 x 10	4056538992283
SKH 3540	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992290
SKH 4030	8 x 6	38 x 28 x 10	4056538992306
SKH 4035	8 x 7	38 x 33 x 10	4056538992313
SKH 4040	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538995925
SKH 4045	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538995765
SKH 4050	8 x 10	38 x 47 x 10	4056538995949
SKH 4540	9 x 8	43 x 38 x 10	4056538000841
SKH 4545	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538995932
SKH 4550	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992320
SKH 5040	10 x 8	47 x 38 x 10	4056538999602
SKH 5045	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538995956
SKH 5050	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538995642
SKH 5055	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538999565

HMV-Nummer: 11.39.03.4006

**SKD**

Höhe: 7,5 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 3535/2	7 x 7	33 x 33 x 7,5	4056538992436
SKD 4030/2	8 x 6	38 x 28 x 7,5	4056538992474
SKD 4035/2	8 x 7	38 x 33 x 7,5	4056538992481
SKD 4040/2	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538992559
SKD 4045/2	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538997585
SKD 4540/2	9 x 8	43 x 38 x 7,5	4056538998100
SKD 4545/2	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538998346
SKD 4550/2	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538994737
SKD 5040/2	10 x 8	47 x 38 x 7,5	4056538992429
SKD 5045/2	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992443
SKD 5050/2	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992450

HMV-Nummer: 11.39.03.4007

**SKH**

Höhe: 10 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 3540/2	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992337
SKH 4030/2	8 x 6	38 x 28 x 10	4056538992184
SKH 4035/2	8 x 7	38 x 33 x 10	4056538992245
SKH 4040/2	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538998131
SKH 4045/2	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538992238
SKH 4540/2	9 x 8	43 x 38 x 10	4056538992252
SKH 4545/2	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538999275
SKH 4550/2	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992269
SKH 5040/2	10 x 8	47 x 38 x 10	4056538992191
SKH 5045/2	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538991880
SKH 5050/2	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538999237
SKH 5055/2	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538992214

**4-KAMMER**

Conform® Med. Luftkissen

**SKN**

Höhe: 5 cm

HMV-Nummer: 11.39.03.4008

**CONFORM®**  
*einfach besser sitzen.*

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN 4040/4	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992658
SKN 4045/4	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538994744
SKN 4545/4	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992627
SKN 4550/4	9 x 9	43 x 47 x 5	4056538001732
SKN 5045/4	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538001749
SKN 5050/4	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538001756

**4-KAMMER ZENTRALVENTIL**

Conform® Med. Luftkissen

**SKN**

Höhe: 5 cm

HMV-Nummer: 11.39.03.4011

**CONFORM®**  
*einfach besser sitzen.*

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN C4 4040	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992566
SKN C4 4045	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538992603
SKN C4 4540	9 x 8	43 x 38 x 5	4056538995987
SKN C4 4545	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992610
SKN C4 4550	9 x 10	43 x 47 x 5	4056538001763
SKN C4 5045	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538001770
SKN C4 5050	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538999244

HMV-Nummer: 11.39.03.4009

**SKD**

Höhe: 7,5 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 4040/4	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538992467
SKD 4045/4	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538992412
SKD 4545/4	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538992405
SKD 4550/4	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538992399
SKD 5045/4	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992917
SKD 5050/4	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992900

HMV-Nummer: 11.39.03.4010

**SKH**

Höhe: 10 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 3540/4	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992221
SKH 4035/4	8 x 7	38 x 33 x 10	4056538992207
SKH 4040/4	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538992122
SKH 4045/4	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538992139
SKH 4545/4	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538994287
SKH 4550/4	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992146
SKH 5045/4	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538997592
SKH 5050/4	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538992160
SKH 5055/4	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538999312

HMV-Nummer: 11.39.03.4012

**SKD**

Höhe: 7,5 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD C4 4040	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538999978
SKD C4 4045	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538991897
SKD C4 4540	9 x 8	43 x 38 x 7,5	4056538995970
SKD C4 4545	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538995963
SKD C4 4550	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538992344
SKD C4 5045	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992351
SKD C4 5050	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992375

HMV-Nummer: 11.39.03.4013

**SKH**

Höhe: 10 cm

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH C4 3540	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992153
SKH C4 4040	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538992115
SKH C4 4045	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538994720
SKH C4 4540	9 x 8	43 x 38 x 10	4056538992177
SKH C4 4545	9 x 9	43 x 43 x 10	405653899268
SKH C4 4550	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992092
SKH C4 5045	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538994768
SKH C4 5050	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538999183
SKH C4 5055	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538992108

**1-KAMMER XXL**

Conform® Med. Luftkissen

HMV-Nummer vorhanden (s.u.)

**SKD + SKH**

Höhe: 7,5 cm + 10 cm

**CONFORM®**  
einfach besser sitzen.**Artikelnr. Zellen Größe in cm GTIN****7,5 cm** (HMV-Nummer: 11.39.03.1007)

SKD 5550	11 x 10	52 x 47 x 7,5	4056538001619
SKD 6045	12 x 9	57 x 43 x 7,5	4056538000674
SKD 6050	12 x 10	57 x 47 x 7,5	4056538991873
SKD 6550	13 x 10	62 x 47 x 7,5	4056538001626
SKD 9050	18 x 10	85 x 47 x 7,5	4056538991866

**Artikelnr. Zellen Größe in cm GTIN****10 cm** (HMV-Nummer: 11.39.03.1008)

SKH 5555	11 x 11	52 x 52 x 10	4056538001633
SKH 5560	11 x 12	52 x 57 x 10	4056538001640
SKH 6050	12 x 10	57 x 47 x 10	4056538001657
SKH 6055	12 x 11	57 x 52 x 10	4056538000650
SKH 6060	12 x 12	57 x 57 x 10	4056538000643
SKH 6065	12 x 13	57 x 62 x 10	4056538001664
SKH 6550	13 x 10	62 x 47 x 10	4056538001688
SKH 6555	13 x 11	62 x 52 x 10	4056538001671
SKH 6560	13 x 12	62 x 57 x 10	4056538000636

**2-KAMMER XXL**

Conform® Med. Luftkissen

HMV-Nummer vorhanden (s.u.)

**SKD + SKH**

Höhe: 7,5 cm + 10 cm

**CONFORM®**  
einfach besser sitzen.**Artikelnr. Zellen Größe in cm GTIN****7,5 cm** (HMV-Nummer: 11.39.03.4006)

SKD 5550/2	11 x 10	52 x 47 x 7,5	4056538001695
SKD 6045/2	12 x 9	57 x 43 x 7,5	4056538001701
SKD 6050/2	12 x 10	57 x 47 x 7,5	4056538001718

**Artikelnr. Zellen Größe in cm GTIN****10 cm** (HMV-Nummer: 11.39.03.4007)

SKH 6055/2	12 x 11	57 x 52 x 10	4056538001787
SKH 6060/2	12 x 12	57 x 57 x 10	4056538001794
SKH 6065/2	12 x 13	57 x 62 x 10	4056538001800
SKH 6550/2	13 x 10	62 x 47 x 10	4056538001817
SKH 6555/2	13 x 11	62 x 52 x 10	4056538001824
SKH 6560/2	13 x 12	62 x 57 x 10	4056538001831

**4-KAMMER XXL**

Conform® Med. Luftkissen

**SKH**

Höhe: 10 cm

**CONFORM®**  
einfach besser sitzen.



Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN	
			mit 4 Ventilen	
SKH 6065/4	12 x 13	57 x 62 x 10	4056538001848	
SKH 6560/4	13 x 12	62 x 57 x 10	4056538001855	


**SIE BENÖTIGEN EINE ABMESSUNG, DIE NICHT GELISTET IST?**

Bitte fragen Sie uns: ☎ +49(0) 33678 - 40 77 00 ✉ [info@s-h-p.eu](mailto:info@s-h-p.eu)

**Lagerung, Reinigung und Wartung:**

Verwenden Sie das CONFORM® Luftpolsterkissen nur mit dem mitgelieferten Bezug! Naturkautschuk sollte nicht starkem Sonnenlicht (UV-Licht) ausgesetzt werden, da es dadurch zu vorzeitigen Alterungsprozessen kommen kann. Es ist daher erforderlich, CONFORM® Luftpolsterkissen im Karton zu lagern und immer einen Bezug zu verwenden.

Kissen (mit Ausnahme des C4-Kissens) sowie Kissenbezug können in der Waschmaschine bei maximal 60 °C gewaschen werden. Als Standard empfehlen wir das Waschen im Schongang mit bis zu 40 °C (ohne Schleudern, Ventile unbedingt schließen!). Dies gewährleistet mit heutigen Vollwaschmitteln eine ausreichende Reinigung und kommt der Haltbarkeit des Kissens entgegen. Die Desinfektion des Kissens erfolgt durch die Oberflächenreinigung mit gängigen Desinfektionssprays oder durch handelsübliche Desinfektionstücher. Die Kissen sind nach Desinfektion zum Einsatz für Patientenwechsel gut geeignet. Es ist lediglich der individuelle Kissendruck zu ermitteln und einzustellen. In den meisten Fällen wird die Anschaffung eines neuen Bezuges sinnvoll sein.



## ABDECKPLATTEN

für Conform® Med. Luftkissen

Artikelnr.	Beschreibung	GTIN
13095	Abdeckplatte AP2 (um 2 Zellen abzudecken, ohne diese endgültig zu entfernen)	4056538000506
10580	Abdeckplatte AP4 (um 4 Zellen abzudecken, ohne diese endgültig zu entfernen)	4056538997608
10581	Abdeckplatte AP6 (um 6 Zellen abzudecken, ohne diese endgültig zu entfernen)	4056538999589

## ZUBEHÖR

Conform® Med. Luftkissen



Artikelnr.	Beschreibung	GTIN
10572	CONFORM® Luftpumpe	4056538000544
10577	Reparaturset	4056538000551
10573	CONFORM® Standard-Strechbezug	4056538000513
11456	CONFORM® Inkontinenzbezug	4056538000520
10574	CONFORM® C4 Stretchbezug	4056538000735
10575	CONFORM® XXL Stretchbezug	4056538000537
14893	CONFORM® Wiedereinsatz-Set <b>SKN</b> (Karton, Kissenbezug, Bedienungsanleitung, Pumpe, Reparatur-Set)	4056538000469
14893D	CONFORM® Wiedereinsatz-Set <b>SKD</b> (Karton, Kissenbezug, Bedienungsanleitung, Pumpe, Reparatur-Set)	4056538000476
14896	CONFORM® Wiedereinsatz-Set <b>SKH</b> (Karton, Kissenbezug, Bedienungsanleitung, Pumpe, Reparatur-Set)	4056538000483
15480	CONFORM® Wiedereinsatz-Set <b>XXL</b> (Karton, Kissenbezug, Bedienungsanleitung, Pumpe, Reparatur-Set)	4056538000490



\* nur für Inkontinenzbezug anthrazit  
\*\* nur für Air-Mesh-Bezug



## VISCOLUX

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

HMV-Nummer: 11.39.01.1025

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP)
- eine optimale Druckverteilung wird durch den Einsatz von viscoelastischem Schaumstoff erreicht
- die ergonomische Anpassung der Sitzauflage verhindert das „Nach-vorn-Rutschen“
- abnehmbarer Air-Mesh-Bezug mit rutschfester Unterseite, bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet
- inklusive Inkontinenzbezug anthrazit mit Trageschleife
- Inkontinenzbezug anthrazit, atmungsaktiv, hautfreundlich, feuchtigkeitsabweisend, mit Reißverschluss, waschbar bis 95 °C, trocknergeeignet, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 1,3 kg je nach Größe
- Raumgewicht: 85 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 3,2 kPa viscoelastisch
- Patientengewicht:
  - » Sitzbreite 38 bis 48 cm: 40 bis 140 kg
  - » Sitzbreite 51 cm: 40 bis 175 kg
  - » Sitzbreite 55 cm: 40 bis 225 kg

### VISCOLUX inkl. Air-Mesh-Bezug + Inkontinenzbezug anthrazit

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 8 cm	K19446	4056538991347
40 x 40 x 8 cm	K19445	4056538999015
42 x 42 x 8 cm	K19447	4056538998452
44 x 43 x 8cm	K17556	4056538999121
45 x 42 x 8 cm	K20216	4056538998735
48 x 43 x 8 cm	K17557	4056538998841
48 x 45 x 8 cm	K25070	4056538000285
51 x 43 x 8 cm	K24580	4056538991286
51 x 45 x 8 cm	K24578	4056538991293
55 x 43 x 8 cm	K24576	4056538991309
55 x 45 x 8 cm	K24574	4056538991316



\* nur für Inkontinenzbezug  
\*\* nur für Air-Mesh-Bezug



HMV-Nummer: 11.39.01.2018

## ISKIO B-M

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II nach (EPUAP)
- eine optimale Druckentlastung und Druckverteilung wird durch den Einsatz von viscoelastischem Schaumstoff und einem hochverdichteten Schaumstoffkern erreicht
- diese spezielle Materialkombination gewährleistet eine Stabilisierung des Beckens und dient der Positionierung beim Sitzen
- hervorstehende Knochenbereiche werden entlastet und der Druck auf Zonen mit geringerer Dekubitusgefahr verteilt, zum Beispiel auf die Oberschenkel, die Auflagepunkte unter dem Trochanter und den Rand des Gesäßes
- die rückseitige Aussparung und Formgebung der Sitzfläche entlasten den Becken- und Sitzbereich sowie die Zone des Kreuz- und Steißbeins
- ergonomische Anpassung der Sitzauflage verhindert das „Nach-vorn-Rutschen“
- abnehmbarer Air-Mesh-Bezug mit rutschfester Unterseite, bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II
- inklusive Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite, atmungsaktiv, hautfreundlich, feuchtigkeitsabweisend, mit Reißverschluss, waschbar bis 95 °C, trocknergeeignet, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 1,3 kg je nach Größe
- Patientengewicht: 40 bis 150 kg
- viscoelastischer Schaumstoff:
  - » Raumgewicht: 80 kg/m<sup>3</sup> hochelastisch
- hochverdichteter Schaumstoffkern:
  - » Raumgewicht: 37 kg/m<sup>3</sup> elastisch

### ISKIO b-m inkl. Air-Mesh-Bezug + Inkontinenzbezug schwarz-blau

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
40 x 40 x 8,5 cm	K30419	4056538002074
43 x 43 x 8,5 cm	K30420	4056538002081
46 x 43 x 8,5 cm	K30421	4056538002098
50 x 45 x 8,5 cm	K30422	4056538002104



\* nur für Inkontinenzbezug



HMV-Nummer: 11.39.01.1015

## PRIMA FORM

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### Besonderheiten

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP)
- eine optimale Druckverteilung wird durch den Einsatz von viscoelastischem Schaumstoff erreicht
- der Schaumstoff mit Formgedächtnis umgibt die Sitz-, Kreuz- sowie Steißbeinzone und passt sich den anatomischen Gegebenheiten des Benutzers perfekt an
- abnehmbarer PU-Bezug mit rutschfester Unterseite, bis 95 °C waschbar und trocknergeeignet
- schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 1,0 kg je nach Größe
- Raumgewicht: 80 kg/m<sup>3</sup> hochelastisch
- Patientengewicht: 40 bis 90 kg

### PRIMA FORM inkl. Inkontinenzbezug anthrazit

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 7 cm	K30435	4056538002111
40 x 38 x 7 cm	K30436	4056538002128
40 x 40 x 7 cm	K30437	4056538002135
42 x 42 x 7 cm	K30438	4056538002142
43 x 40 x 7 cm	K30439	4056538002159
45 x 40 x 7 cm	K30440	4056538002166
45 x 43 x 7 cm	K30441	4056538002173
45 x 45 x 7 cm	K30442	4056538002180
48 x 43 x 7 cm	K30443	4056538002197
50 x 45 x 7 cm	K30444	4056538002203

**Andere Bezugsfarben und Sondermaße auf Anfrage möglich. Hierfür bitte am besten eine Skizze an uns senden. Schaumstoffkerne werden auch auf Wunsch an den Originalbezug angepasst.**



\* nur für Inkontinenzbezug anthrazit



## FOAMLUX

Rollstuhl- und Sitzkissen

### Besonderheiten


- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP)
- eine optimale Druckverteilung wird durch den Einsatz von hochelastischem Schaumstoff erreicht
- ergonomische Anpassung der Sitzauflage verhindert das „Nach-vorn-Rutschen“
- abnehmbarer Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite, bis 95 °C waschbar und trocknergeeignet, atmungsaktiv

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 1,3 kg je nach Größe
- Raumgewicht: 55 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 3,5 kPa hochelastisch
- Patientengewicht:
  - » Sitzbreite 38 bis 48cm: 40 bis 140 kg
  - » Sitzbreite 51cm: 40 bis 175 kg
  - » Sitzbreite 55cm: 40 bis 225 kg

### FOAMLUX inkl. Inkontinenzbezug anthrazit

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 8 cm	K25644	4056538001145
40 x 40 x 8 cm	K25645	4056538001152
42 x 42 x 8 cm	K25646	4056538001169
44 x 43 x 8 cm	K25647	4056538001176
45 x 42 x 8 cm	K25648	4056538001183
48 x 43 x 8 cm	K25649	4056538001190
48 x 45 x 8 cm	K25650	4056538001206
51 x 43 x 8 cm	K25651	4056538001213
55 x 45 x 8 cm	K25652	4056538001220
51 x 43 x 8 cm	K25653	4056538001237
55 x 45 x 8 cm	K25654	4056538001244



\* nur für Inkontinenzbezug



## CUBE

Würfelkissen

### Besonderheiten

- Sitzkissen aus atmungsaktivem Polyurethanschaum zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie I (nach EPUAP)
- die Würfelstruktur gewährleistet eine optimale Druckverteilung sowie Verringerung der Scherkräfte
- PU-Bezüge schwarz, atmungsaktiv, hautfreundlich, feuchtigkeitsabweisend, mit Reißverschluss

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 0,65 kg
- Patientengewicht: 40 bis 125 kg
- Raumgewicht: 50 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 8,0 kPa

## CUBE FLEX

Würfelkissen

### Besonderheiten

- Sitzkissen zur Hohllagerung zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie II (nach EPUAP)
- durch die herausnehmbaren Würfel lassen sich gezielt Be- und Entlastungszonen schaffen
- Verbesserung der Druckentlastung durch den Einsatz von hochwertigen PU-Schaumstoffen

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 0,60 kg
- Patientengewicht: 40 bis 110 kg
- Raumgewicht: 45 kg/m<sup>3</sup> 40 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 3,8 kPa 3,3 kPa

**CUBE**  
inkl. PU-Bezug in schwarz

**CUBE FLEX**  
inkl. PU-Bezug in schwarz

Abmessungen	Artikelnummer	Artikelnummer	GTIN
43 x 43 x 7 cm	K17989		4056538995857
43 x 43 x 8 cm		K19601	4056538999671

Andere Bezugsfarben und Sondermaße auf Anfrage möglich. Hierfür bitte am besten eine Skizze an uns senden. Schaumstoffkerne werden auch auf Wunsch an den Originalbezug angepasst.



\* nur für Baumwollbezug



## ARTHRODESENKISSEN

Sitzunterlage

### Besonderheiten

- Sitzhilfe nach operativen Versteifungen
- Sitzunterlage bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden, bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte
- bietet einen sehr guten Sitzkomfort
- durch die Verstellbarkeit des Keils ist die abgeschrägte Seite variabel
- hergestellt aus atmungsaktivem Polyurethanschaum
- Baumwollbezug bis 60 °C waschbar; mit Reißverschluss und rutschfester Unterseite

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Raumgewicht: 50 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 8,0 kPa

#### Arthrodesenkissen mit flexiblem Keil inkl. Baumwollbezug anthrazit

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
42 x 42 x 8 cm	K17689	4056538995314

**Andere Bezugsfarben und Sondermaße auf Anfrage möglich. Hierfür bitte am besten eine Skizze an uns senden. Schaumstoffkerne werden auch auf Wunsch an den Originalbezug angepasst.**

# CareWave®




## CAREWAVE LAGERUNGSKISSEN

Produktlinie zur Patientenpositionierung im Pflegebett

SHP-CareWave Lagerungskissen sind als statische Positionierungshilfen für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung geeignet. Sie wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützen je nach Kissentyp bei der Lagerung und Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen.

### Besonderheiten

- Artikel mit Hilfsmittelnummer
- Füllung: 100 % Polystyrol
- Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
- Eigenschaften: wasserdicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar
- Schonbezüge Lenzing FR® verfügbar
- Kissen und Bezüge wischdesinfizierbar mit halogenfreien Reinigungs- und Desinfektionsmittel



## UNIVERSALKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0605	Universalkissen XL	60 x 40	✓	4056538999060
NEG0628HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0605	60 x 40	-	4056538002265
NEG0606	Universalkissen (2 St.)	40 x 30	✓	4056538998506
NEG0750	Universalkissen XXL	70 x 50	✓	4056538998520
NEG0881	Universalkissen XS	45 x 30	✓	4056538999176
NEG1425	Universalkissen XL Medium	60 x 40	✓	4056538000131



## DELTAKISSEN

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0607	Deltakissen XL	60 x 40	✓	4056538998711
NEG0629HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0607	60 x 40	-	4056538002272
NEG0887	Deltakissen XS	42 x 25	✓	4056538999077




HMV-Nummer: 11.11.05.0012

## FERSENTLASTUNGSGURT

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0609	Fersentlastungsgurt	90 x 15	✓	4056538998773




HMV-Nummer: 11.11.05.2002

## SEITENLAGERUNGSKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	180 x 31	✓	4056538998698
NEG0631HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0610	180 x 31	-	4056538002296
NEG0883	Seitenlagerungskissen XS	142 x 26	✓	4056538998995
NEG1472	Seitenlagerungskissen XL Medium	180 x 31	✓	4056538000124



## RINGKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0612	Ringkissen XL	130 x 20	✓	4056538998810
NEG0633HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0612	130 x 20	-	4056538002319
NEG0880	Ringkissen XS	106 x 15	✓	4056538998278



## ZYLINDERKISSEN

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0613	Zylinderkissen XL	70 x 17	✓	4056538998551
NEG0634HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0613	70 x 17	-	4056538002326
NEG0614	Zylinderkissen (2 St.)	31 x 17	✓	4056538999220
NEG0884	Zylinderkissen XS	45 x 14	✓	4056538998858




HMV-Nummer: 11.11.05.0016

## FERSENFREILAGERUNG

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	GTIN
NEG0616	Fersenfreilagerung XL	✓	4056538998636
NEG0885	Fersenfreilagerung XS	✓	4056538998766



HMV-Nummer: 11.11.05.0017

## HEMI-ARMKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0732	Hemi-Armkissen XL	58 x 36 48 x 35Ø	✓	4056538998674
NEG0889	Hemi-Armkissen XS	45 x 30 30 x 13Ø	✓	4056538996007



## HALBMONDKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0608	Halbmondkissen XL	180 x 31	✓	4056538998803
NEG0630HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0608	180 x 31	-	4056538002289
NEG0882	Halbmondkissen XS	142 x 25	✓	4056538997691



## ABDUKTIONSKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0615	Abduktionskissen XL	30 x 20 x 15	✓	4056538998797
NEG0888	Abduktionskissen XS	23 x 18 x 12	✓	4056538997752



## SEMI-FOWLER-KISSEN

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0611	Semi-Fowler-Kissen XL	65 x 50 x 15	✓	4056538998568
NEG0632HLEN	Lenzing FR®-Bezug für NEG0611	65 x 50 x 15	-	4056538999664
NEG0886	Semi-Fowler-Kissen XS	50 x 35 x 13	✓	4056538997660



## TRANSPORTTASCHE

CareWave

## FERSENFREILAGERUNGSTIEFEL

mit Spitzfußprophylaxe von CareWave

Bestellnr.	Bezeichnung	GTIN
NEG0617	Transporttasche XL	4056538998742
NEG0891	Transporttasche XS	4056538994645


Bestellnr.	Bezeichnung	GTIN
NEG1350	Fersenfreilagerungstiefel mit Spitzfußprophylaxe (42 x 29cm)	4056538000094



## RÜCKENLAGERUNGSKISSEN

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
NEG1301	Rückenlagerungskissen XL	200 x 60	4056538991071
NEG1305	Rückenlagerungskissen XS	140 x 40	4056538000087



## SENSOROLLE

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
NEG1302	Sensorolle XL	300 x 12	4056538000100
NEG1306	Sensorolle XS	250 x 12	4056538000117



HMV-Nummer: siehe Tabelle

**DEMO-SET I – 7-TEILIG**

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG0657	DEMO-Set I – 7-teilig	-	-	4056538999398
<b>bestehend aus:</b>				
NEG0605	Universalkissen XL	60 x 40	11.11.05.0011	4056538999060
NEG0616	Fersenfreilagerung XL	-	11.11.05.0016	4056538998636
NEG0608	Halbmondkissen XL	180 x 31	11.11.05.1014	4056538998803
NEG0612	Ringkissen XL	130 x 20	11.11.05.0013	4056538998810
NEG0613	Zylinderkissen XL	70 x 17	11.11.05.0014	4056538998551
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	180 x 31	11.11.05.2002	4056538998698
NEG0617	Transporttasche XL	-	-	4056538998742



HMV-Nummer: siehe Tabelle

**DEMO-SET II – 7-TEILIG**

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG1560	DEMO-Set II – 7-teilig	-	-	4056538000810
<b>bestehend aus:</b>				
NEG0881	Universalkissen XS	45 x 30	11.11.05.0011	4056538999176
NEG0611	Semi-Fowler-Kissen XL	65 x 50 x 15	11.11.05.1015	4056538998568
NEG0732	Hemi-Armkissen XL	58 x 36 48 x 35Ø	11.11.05.0017	4056538998674
NEG0607	Deltakissen XL	60 x 40	11.11.05.1013	4056538998711
NEG0609	Fersenentlastungsgurt	90 x 15	11.11.05.0012	4056538998773
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	180 x 31	11.11.05.2002	4056538998698
NEG0891	Transporttasche XS	-	-	4056538994645



## UNIVERSALLAGERUNGSSET

CareWave


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG2018	Universallagerungsset – 3-teilig	-	-	4056538002234
<b>bestehend aus:</b>				
NEG0605	Universalkissen XL	60 x 40	11.11.05.0011	4056538002241
NEG0881	Universalkissen XS	45 x 30	11.11.05.0011	4056538999176
NEG0610	Seitenlagerungskissen XL	180 x 31	11.11.05.2002	4056538998698



## MIKROLAGERUNG

CareWave

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
NEG2017	Mikrolagerungsset	30 x 17 (3 St.)	4056538002258
NEG2016	Mikrolagerungskissen	30 x 17	4056538002241



## LAGERUNGSKISSEN REVERSO PRODUKTLINE

CareWave Reverso

# CareWave®

Zweiseitige innovative Kissen zur Patientenpositionierung im Pflegebett.



**Hellblau:** Seite mit Polystyrol-Kügelchen für schnelle und effektive Positionierung


**Dunkelblau:** Seite mit Schaumstoff für maximalen Komfort

HMV-Nummer: 11.11.05.2002

## SEITENLAGERUNGSKISSEN R

CareWave Reverso


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG1405	Seitenlagerungskissen R	200 x 35	✓	4056538000070



## UNIVERSALKISSEN R

CareWave Reverso


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG1407	Universalkissen R	60 x 40	✓	4056538000063



## HALBMONDKISSEN R

CareWave Reverso

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG1406	Halbmondkissen R	180 x 31	✓	4056538000056




HMV-Nummer: 11.11.05.0014

## ZYLINDERKISSEN R

CareWave Reverso

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG1409	Zylinderkissen R	70 x 17	✓	4056538000032





HMV-Nummer: 11.11.05.0013

## RINGKISSEN R

CareWave Reverso

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
NEG1408	Ringkissen R	130 x 20	✓	4056538000049



## LENZING FR®

Bezüge zu den CareWave-Artikeln



- Der neuartige Lenzing FR® ist der textile Bezug mit integriertem Inkontinenzschutz.
- Der Bezug ist dauerhaft schwer entflammbar.
- Die Grundkomponente ist eine Cellulosefaser, die aus dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen wird.
- Waschbar bis 95 °C.

**Der Bezug ist auch für andere CareWave-Artikel in Sonderfertigung lieferbar. Preis auf Anfrage.**



### CareWave FITLEG Beinpositionierungshilfen

CareWave FITLEG Produkte sind als statische Positionierungshilfen für die unteren Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung geeignet. Sie wirken nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützen je nach Produkt bei der Lagerung und Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen.


## FITLEG EVO / FITLEG XL + XS

CareWave FITLEG Beinpositionierung


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
774429	CareWave FITLEG XL	58 x 55 x 12	4056538000148
777398	CareWave FITLEG XS	58 x 40 x 12	4056538000155
774430	CareWave FITLEG Evo	58 x 55 x 12	4056538000162



**FITLEG Evo**



**FITLEG XL**




- Das Kissen bietet – durch die Verwendung von viscoelastischem Schaumstoff mit Einschnitten im Auflagebereich – eine verbesserte Führung und Weichlagerung der unteren Extremitäten und eine Reduktion der Scher- und Reibungskräfte in diesem Bereich.
- Die Freilagerung der Ferse ermöglicht eine effiziente Druckentlastung in diesem Bereich und unterstützt die Stabilisierung des Patienten in seiner Liegeposition.
- Die Variante CareWave FITLEG Evo verhindert durch die Verwendung eines Trennelementes im medialen Teil die Adduktion der unteren Extremitäten und wirkt somit dekubitusprophylaktisch.

## FITLEG SELECT

CareWave FITLEG Beinpositionierung

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
777405	FITLEG Select mit 3 großen Rollen und 2 kleinen Rollen	58 x 55 x 12 je 17 x 23 je 8,5 x 23	4056538000179



- Universell einsetzbare Positionierungshilfe durch die Verwendung von fünf zylindrischen Kisselementen, die individuell und variabel an das Grundelement adaptiert werden können.
- Die Kisselemente bestehen aus einer Mikropolystyrolfüllung und sind von einem bi-elastischen, waserdichten, atmungsaktiven und wischdesinfizierbaren Bezug umgeben.
- Die Positionierungshilfe verhindert sicher sowohl eine unerwünschte Abduktion als auch die Adduktion der unteren Extremitäten.
- Sie bietet die Möglichkeit der expliziten Weich- oder Freilagerung der Ferse zur Dekubitusprophylaxe oder Dekubitusunterstützung.

HMV-Nummer beantragt

## BEINPOSITIONIERUNG BASIS + MODUL

CareWave FITLEG Beinpositionierung


Bestellnummer	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
777161	CareWave FITLEG Beinpositionierungsset	58 x 55 x 12 + 50 x 21 x 10,5	4056538000186
774376	CareWave FITLEG Basiskeil	58 x 55 x 12	4056538000193
774381	CareWave FITLEG Unterschenkelmodul	50 x 21 x 10,5	4056538000209

Basiskeil

Unterschenkelmodul



- Zweiteiliges Set zur Patientenpositionierung und stabilisierung im Pflegebett.
- Der Basiskeil ermöglicht eine Entlastung des Sakralbereiches und bietet durch die Ausstattung mit einer rutschfesten Bezugsunterseite eine sichere Patientenpositionierung beispielsweise bei der Anwendung der Herzbettlagerung oder bei einfachen Oberkörperhochlagerungen. Der Patient kann somit in eine lagestabile Sitzposition gebracht werden.
- In Kombination mit dem Unterschenkelmodul wird die Positionierung der kompletten unteren Extremitäten erreicht, die Abduktion gewährleistet und die vollständige Entlastung der Fersen durch Freilagerung ermöglicht.
- Basis und Modul können auch einzeln eingesetzt werden.



## SEITENGITTERPOLSTER UNIVERSAL

Sturzprophylaxe

### Besonderheiten

- die Seitengitterpolster Universal bieten einen Schutz vor Stürzen aus dem Pflegebett
- das am Bett anzubringende Seitengitterpolster Universal besteht aus weichem gepolsterten Kunstleder
- das beige Kunstleder ist flammhemmend ausgerüstet
- der Klettverschluss dient zur Anpassung an die Seitengitterhöhen von ca. 30–35 cm

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Größe: 175 x 75 cm

### Seitengitterschutz Universal

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
190 x 75 cm für Seitengitterhöhen von 30–35 cm	S18166	4056538998704



## FALLSCHUTZ-ABROLLMATTE SECUR'FORM

Sturzprophylaxe

### Besonderheiten

- Fallschutz-Abrollmatten bieten einen Schutz vor Sturzfolgen aus dem Pflegebett
- die am Bett anliegende Fallschutz-Abrollmatte besteht aus einem weichen viscoelastischen Schaumstoff, der die Kraft des Aufpralls mindert
- bezogen mit einem wasserabweisenden und atmungsaktiven Bezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II
- mit rutschfester Unterseite ausgestattet
- ideal in Kombination mit einem Niedrigbett
- die Fallschutzabrollmatte ist faltbar und leicht verstaubar (z. B. am Bettende oder unter dem Pflegebett)

### Technische Daten

- Gewicht: ca. 4,5 kg je nach Größe
- Raumgewicht: 80 kg/m<sup>3</sup> hochelastisch

### Fallschutz-Abrollmatte SECUR'FORM

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
195 x 85 x 3 cm	S30447	4056538002227



## EVAKUIERUNGSTUCH

Evakuierungshilfen

### Besonderheiten

- funktionsfähig mit allen Bettenmodellen
- funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- sichere Bedienung durch eine Person
- keine Beeinträchtigung der Funktionen durch Auflagen
- funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z. B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u. ä.)
- gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest!)
- zügige Sicherung des Patienten durch neuartiges Schnellverschlussystem
- belastbar bis 250 kg pro Tragegriff
- hergestellt aus einem flammsicheren Material nach MVSS 302
- Ausstattung mit Zugband am Kopf- und Fußende, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- inklusive 4 Matratzenhaltern
- waschbar bis 60 °C und desinfizierbar, autoklavierbar
- nahtloses Einfügen in Ihr betriebliches Konzept, um eine dauerhafte effiziente Nutzung zu gewährleisten

### Evakuierungstuch

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90/100 cm	S25402	4056538000766



## HYGIENESCHUTZBEZUG MIT EVAKUIERUNGS-AUSSTATTUNG

Evakuierungshilfen

### Besonderheiten

- Verbindung von Hygieneschutzbezug und Evakuierungsausstattung mit vorbeugender Sicherheit genannt die EVAKUIERUNGSMATRATZE.
- 2 Gurtbänder mit Schnellverschlüssen, damit mehr Zugkraft und eine bessere Sicherung der Person erreicht werden kann.
- Die Anordnung der Klettbander wurde im Verhältnis zu den Körpermaßen optimiert.
- Das Zugband wurde in den Maßen so konzipiert, dass eine minimale Belastung (Rückenbelastung) der Einsatzkräfte gegeben ist.
- Das Zugband wurde so angepasst, dass ein optimaler Winkel, bezogen auf den Grundkörper entsteht, wodurch – auf Grund der kleineren Gleitfläche – eine verbesserte Gleitfähigkeit erreicht wird.
- Das Steuerband am Fußende wurde so konzipiert, dass es zum Steuern eine ausreichende Länge hat, aber auch nicht zu Beeinträchtigungen beim Verbringen aus dem Gefahrenbereich beiträgt.
- Die Anordnung der Trageschlaufen ist empirisch optimiert, um einen effizienten Transport zu sichern.
- Dabei sind die Abstände so gewählt, dass sich eine optimierte Kraftaufwendung bei den Einsatzkräften ergibt.
- Bei der Größe und Anordnung der Trageschlaufen wurde auch die Notwendigkeit des Transportes von schwereren Patienten berücksichtigt. So können – je nach Bedarf – zwei bis vier Einsatzkräfte eine zu rettende Person tragen.
- Der Matratzenschutzbezug besteht aus 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung. Er ist atmungsaktiv, feuchtigkeits- und wasserdampfdurchlässig nach DIN, viren- und bakteriedicht, blut-, sekret- und urinundurchlässig, PVC-frei, wischdesinfizierbar, schwer entflammbar nach Crib 5, gut hautverträglich und allergikergerecht.
- Die Evakuierungsausstattung besteht aus einem Nylonstoff, geprüft nach DIN 4102 B1 mit insgesamt 6 Tragegriffen und einem Kopfbänder sowie einem Fußsteuerungsband. Diese Evakuierungsausstattung kann mit Klettbandern oder Gurtschlössern ausgestattet werden.
- Unser SHP-Hygieneschutzbezug ist so ausgelegt, dass Personen bis zu einem Gewicht von 250 kg transportiert werden können.


### Hygieneschutzbezug mit Evakuierungsausstattung

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	S25403	4056538000773
200 x 100 x 14 cm	S25404	4056538000780



### SICHERUNG DER PATIENTEN

Eine Pflegekraft evakuiert immer einen Patienten. Das Zimmer betreten und den Patienten kurz informieren (z. B.: „Wir haben einen Brandschaden im Haus und ich bringe Sie jetzt in Sicherheit!“). Die seitlichen Klettverschlüsse fassen und über der Bettdecke fest miteinander verbinden. Die Arme des Patienten sollen dabei lang ausgestreckt unter der Bettdecke/ dem Gurt liegen.



### EINHEIT TUCH/MATRATZE/PATIENT

Die Liegefläche auf die niedrigste Höhe bringen. Ist eine Verstellung nicht möglich (Stromausfall oder zu zeitaufwendig) wird dieser Punkt übersprungen. Das Zugband am Kopfende mit beiden Händen fassen und den Patienten mit dem Oberkörper zuerst seitlich von der Liegefläche ziehen (im Winkel von ca. 75–90 °). Sobald nur noch der Unterkörper auf der Liegefläche liegt, gleitet das Rettungstuch ganz leicht auf den Boden. Der Patient ist während der ganzen Zeit durch seine Matratze geschützt.



### RETTUNG AUS DEM GEFAHRENBEREICH

Das Zugband am Kopfende weiter festhalten und mit ausgestreckten Armen den Patienten mit dem Oberkörper voran über den Boden ziehen. Dabei wird das eigene Körpergewicht als Zugkraft genutzt. Der Patient sieht dabei immer entgegen der Zugrichtung und berührt nur mit dem Unterkörper den Boden. Vor seitlichen Berührungen mit Türkanten, Stühlen, Tischbeinen und Wänden ist der Patient durch die Matratze seitlich bestens geschützt. Auch automatisch schließende Türen können den Patienten nicht berühren.



### RETTUNG ÜBER TREPPENHAUS

Die ziehende Person geht mit zügigem Schritt auf die Treppe zu und überwindet die ersten 3–4 Stufen. Sobald der Oberkörper über die Treppenstufen gleitet, verringert sich die Auflagefläche der Matratze deutlich. Die Evakuierung geht jetzt sehr leicht vonstatten. Die ziehende Person geht die Treppe zügig herunter (nicht rennen) und kann so die Geschwindigkeit gut kontrollieren. Aus Sicherheitsgründen sollte immer ein Abstand von 2 Metern zwischen zwei Gruppen liegen. Die evakuierten Patienten werden an einem Ort gesammelt und sind für den weiteren Transport schon vorbereitet. Sollte der erste Sammelraum außerhalb fester Gebäude liegen, so bietet das Rettungstuch zusammen mit der Matratze und der Bettwäsche einen sehr guten Schutz vor Witterungseinflüssen.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Unsere sämtlichen – auch künftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, sofern wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
2. Sofern Lieferungen ab Werk erfolgen, erfolgt die Versendung stets auf Gefahr des Bestellers.
3. Außer in Fällen höherer Gewalt sind wir auch im Fall sonstiger Störungen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, von der Pflicht zu einer rechtzeitigen und der Bestellmenge entsprechenden Lieferung befreit. Das gilt insbesondere in Fällen von Störungen im Zulieferbereich sowie auch bei Streikmaßnahmen. Die Lieferzeit für Produkte aus unserem SHP-Programm beträgt für Einzelbestellungen 48 Stunden. Sie kann jedoch im Einzelfall bis zu 7 Tagen dauern. Bei Bestellmengen ab 20 Stück kann die Lieferzeit bis zu 6 Wochen betragen. Für Sonderanfertigungen beträgt die Lieferzeit bis zu 4 Wochen. Liefertermine gelten nur unter Vorbehalt als vereinbart. Wird die Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, so ist der Käufer nach Ablauf einer uns schriftlich zu setzenden Nachfrist von mindestens 7 Tagen nach Eingang des Schreibens zum Rücktritt berechtigt.
4. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen gegen den Besteller vor. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware in einem ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt auch nach der Abtretung zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt, insofern er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen der nachstehenden Ziff. 5 und darüber hinaus nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfristsetzung, die auf diese Folgen hinweist, erlischt die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware sowie zum Einzug der an uns abgetretenen Forderung und auch auf sonstige Verfügungen. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche – wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt bzw. verbunden, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung bzw. Verbindung. Erfolgt die Vermischung bzw. Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Bei Veräußerungen von Waren an denen wir Miteigentum gemäß den vorstehenden Regelungen haben, gilt die Abtretung der Forderung entsprechend der Höhe unseres Miteigentumsanteils. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers, insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
5. Eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen. Gleichzeitig werden alle unsere Forderungen gegen den Besteller unabhängig von der Laufzeit hereingenommener Wechsel sofort fällig.
6. Sofern sich aus der Rechnungslegung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszins zu fordern. Falls wir in der Lage sind einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
7. Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen kommen wir nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung, Preisminderung oder Nachweisungen nach. Bei Fehlschlägen und im Fall einer fruchtlosen Nachfristsetzung sind wir auf Verlangen zur Rücknahme der Ware und Erstattung des Kaufpreises verpflichtet, wengleich auch das Recht des Bestellers auf Minderung unberührt bleibt. Mängelrügen sind unverzüglich anzuzeigen, spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt der Ware. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, insofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
8. Von uns erbrachte Transportdienstleistungen erfolgen auf Grundlage der neuesten Fassung der ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen)!
9. Erfüllungsort ist die Betriebsstätte 15859 Storkow, Lebbiner Weg 1. Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist, soweit das Amtsgericht sachlich zuständig ist, Fürstenwalde/Spree und bei landgerichtlicher Sachzuständigkeit Frankfurt/Oder. Wir sind auch berechtigt den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
10. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt unter Ausschluss ausländischen Rechts nur das für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche deutsche Recht.
11. Jegliche Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform und haben nur Gültigkeit, wenn diese von der SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG schriftlich bestätigt worden sind.
12. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht.



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)