



- Serienmäßiges Bremslicht und helle Scheinwerfer für sichere Fahrten im Dunkeln.
- Motorbremse für noch mehr Sicherheit.
- Ohne Werkzeug für den Transport zerlegbar.
- In fast jedem Auto transportierbar.
- Bedienpult mit leicht erhöhten Tasten, Tastentönen und optischen Bestätigungen für die sichere Bedienung.
- Schwarze, abriebfreie Bereifung
- Ergonomischer Delta-Lenker
- Eleganter Sitz in Lederoptik mit weißen Nähten
- Korb in neuem Design

HMV-Ausstattung

- Rückspiegel
- Sitzfederung
- Chassifarbe Silber

Ausstattung



Zweistufige Entkupplung

Verhindert versehentliches Entkuppeln des Antriebs.



Einfach Platz nehmen

Zum Ein- und Aussteigen lässt sich der Sitz drehen. Für eine ergonomische Sitzposition können Sitz- und Armlehnen individuell eingestellt werden.



Lenksäule

Stufenlos einstellbar für eine ergonomische Sitzhaltung. Ermöglicht eine komfortable und sichere Fahrt.

Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamtgewicht (inkl. Batterien)	Gesamtgewicht ohne Batterie
Invacare® Leo*	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm	590 mm	1220 mm	83 kg	59 kg
	Max. Nutzergewicht	Batteriekapazität	Wendekreis	Überwindbare Bordsteinhöhe	Unterbodenfreiheit	Max. sichere Neigung	Reichweite	Geschwindigkeit
Invacare® Leo*	136 kg	2 x 40 Ah / 36 Ah ¹	2620 mm	60 mm	70 mm	10° / 17,5 %	38 km	6 km/h / 8 km/h ²

Motorleistung



Invacare® Leo* 240 W

Farben / Abdeckungen

Silber³ Rot



Polsterfarbe

Schwarz



HMV-Nr.: 18.51.05.1032

1. Nur Schweiz
2. Nur Schweiz und Österreich
3. Nur bei HMV-Ausstattung