

Aufstehsessel

Ontario I & II



Ontario I

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten Aufstehsessel

	Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Gewicht	Belastbarkeit
Ontario I	800	465	150	500	1160	840	450	695	49,6	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,3	150

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (1,5mm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich.



Ontario I & II

Der Aufstehsessel ONTARIO I & II bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen Ruhe- und Liegekomfort. Mit der Handbedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, die Position der Beinauflage sowie die Liffunktion zum mühelosen Aufstehen stufenlos verändern.

Der Sessel ist in ansprechenden Farben (Stoff & Skai) lieferbar und lässt sich mit seiner klassischen Optik in jedes Umfeld integrieren.

Optional: Armauflagen



Ontario II

Farben Ontario



Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch