

Forest GO

Ideal für den Innen- und Außenbereich.
Dank der Pendelachse hat der Forest GO immer
Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes
Gelände handelt (bis zu 120 mm Differenz).

- Länge : 1185 mm
- Sitz Breite : 450 mm
- Sitz Höhe : 470 mm
- Sitz Tiefe : 460 mm
- Batterie : 2 x 12 V - 80Ah
- Motor : 350W
- Reichweite : ca. 42 km*
- Zuladung : 130 kg



Die Rücken- und Sitzbezüge
aus Soft-Material sind robust
und sehr komfortabel

abschwenkbare Bedieneinheit
nach innen und außen
höhenverstellbar

Höhenverstellbare
Armlehnen

LED Beleuchtung

Sitzhöhe einstellbar von
415 mm bis 480 mm



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

Ihre Mobilität ist unser Anliegen