



Pflegebett Ecofit S

- ✓ einfache und schnelle Montage
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr hohe Stabilität
- ✓ geeignet für Matratzen bis 20 cm Höhe



Rückenteil
0 – 70°



Fußteil
0 – 30°



Höhe
385 – 810 mm

Das Pflegebett Ecofit S ist speziell für die häusliche Pflege entwickelt. Seine hohe Funktionalität und Langlebigkeit macht es zum idealen Produkt in diesem Preissegment.

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90x200 cm mit Matratzenführungen am Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 385-810 mm
- max. Patientengewicht 185 kg, sichere Arbeitslast 220 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4x Laufrollen 100 mm, einzelfeststellbar
- durchgehende Holzseitengitter 115 mm
- Aufrichter mit Triangel-Handgriff bis 80 kg belastbar
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4

Optionen

- Bettverlängerung um 20 cm
- Trendelenburg/Antitrendelenburg Funktion
- Liegefläche 80x200 cm, 100x200 cm, 120x200 cm
- verschiedene Kopf- und Fußteil-Designs
- Holzsteckverkleidung zur optischen Aufwertung (Ecofit S Plus)





Pflegebett Ecofit S

Mögliche Dekore



Weißbuche



Nussbaum Standard



Kirsche Edel



Lindberg Eiche



Bella Noce Schoko




Weitere

Zubehör für dieses Bett

Wir bieten umfangreiches Zubehör für das Pflegebett Ecofit S an.

- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Betttablett
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor
- Seitengitterpolsterung
- Seitengittererhöhung
- Wandabweissystem



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch