

V E L A S A M B A

F Ü R E I N E N G E S U N D E N R Ü C K E N



VELA Samba 100



*VELA Samba 410
by Hemmert design*



VELA Samba 500



VELA Samba 400

Der VELA Samba hat einen ergonomischen Sitz und ein sehr kleines und kompaktes Untergestell. Ein weiteres charakteristisches Merkmal des VELA Samba ist die Möglichkeit, eine niedrige Arbeitshöhe einzustellen.

Die VELA Samba 500-Stühle können bis auf 38 cm abgesenkt werden, was sie sehr geeignet macht z.B. für Pflegekräfte und andere, die in geringer Höhe arbeiten müssen. Die Stühle können zugleich sehr hoch gestellt werden, was sie sehr nutzerfreundlich macht.

Der VELA Samba ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Optiker sowie Fuß- und Zonen-therapeuten. Sie zeichnen sich vor allem durch Ergonomie und aktive Sitzstellung aus – und natürlich durch die bekannt hohe VELA-Qualität.

Kontakt

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Samba wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie eine E-Mail an mail@vela.dk oder besuchen Sie im Internet die Seite www.vela.eu.

TECHNISCHE INFORMATION

| | VELA Samba 100 | VELA Samba 110 | VELA Samba 120 | VELA Samba 130 | VELA Samba 400 | VELA Samba 410 | VELA Samba 500 | VELA Samba 510 | VELA Samba 520 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| Sitzgröße | 46(w) x 35 cm | 46(w) x 35 cm | 40(w) x 35 cm | 40(w) x 35 cm | 40(w) x 35 cm | 47 x 36 cm | Ø 34 cm | Ø 34 cm | Ø 34 cm |
| Sitzhöhe | 39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm | 39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm | 39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm | 39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm | 37 - 52 cm 48 - 67 cm 60 - 86 cm | 42-57 cm 49-69 cm 60-86 cm | 36 - 46 cm 37 - 52 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm | 36 - 46 cm 37 - 52 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm | 36 - 46 cm 37 - 52 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm 60 - 86 cm |
| Sitzwinkel | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | - | - | - | - |
| Rückenlehne | 38(w) x 22 cm | 38(w) x 22 cm | 38(w) x 22 cm | - | - | - | - | 29 x 10 cm | 38 x 22 cm |
| Armlehnenkissen* | 7 x 26 cm | 7 x 26 cm | 7 x 26 cm | 7 x 26 cm | - | - | - | - | - |
| Armlehnenhöhe* | 0-18 cm | 0-18 cm | 0-18 cm | 0-18 cm | - | - | - | - | - |
| Abstand zwischen Armlehnen | 37-51 cm | 37-51 cm | 37-51 cm | 37-51 cm | - | - | - | - | - |
| Untergestell | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Max. Belastung | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 95 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Gewicht | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 6 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg |

* Zubehör

KONSTRUKTION FÜNFRADGESTELL

- Das geformte Stahlgestell aus Profilrohr gewährleistet, dass alle Räder auch bei leicht ungleichmäßigem Boden Kontakt haben

- Jedes Rad ist mit Radzapfen befestigt
- Außenrohr aus lackiertem Stahl
- Höhenverstellung mit Gasfeder
- Sitzmechanik vollmechanisch

Der VELA Samba ist in Phoenix oder AMBLA-Kunstleder-bezügen lieferbar*

- Inkontinenz-Überzug in 4 Farben und 2 Qualitäten lieferbar
- Schönüberzug in allen Phoenix-Farben

Der abwaschbare Bezug erfüllt alle Anforderungen bei Feuersicherung und Verschleißbeständigkeit.

Phoenix:

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| YP009 Schwarz | YP011 Petroleum | YP046 Dunkel Grau | YP081 Light Grau |
| YP076 Orange | YP084 Violett | YP100 Blau | YP106 Rot |
| YP111 Braun | | | |

* Der VELA Salsa 110 ist nur in Zoom lieferbar

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| Zoom Schwarz | Zoom Grau | Zoom Stone | Zoom Blau | Zoom Rot | Zoom Cobolt | Zoom Bordeaux |
|--------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|---------------|

Beim VELA Samba 100 und VELA Samba 120 ist der Phoenix-Stoff austauschbar durch Kunstleder (Skai) für optimale Hygiene, bequeme Reinigung und hohe Verschleißbeständigkeit.

AMBLA:

| | | | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 052 Schwarz | 057 Grau | 031 Beige | 023 Blau |
|-------------|----------|-----------|----------|

*VELA Samba 410 ist in diesem Farben lieferbar (100% Trevira)

| | | | |
|----------|------------|----------|-------------|
| 930 Grün | 550 Orange | 630 Pink | 190 Schwarz |
|----------|------------|----------|-------------|

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch