

Der Mobilex Rollator **Leopard** hat einen bordeauxroten oder anthrazitgrauen Aluminium-Rahmen der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leicht laufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmäßig verfügt der Rollator Leopard über eine Transportsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Rückengurt sowie über einen Stockhalter. Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen.


Mobilex Rollator Leopard HMV Nr: 10.50.04.1212	Standard 312301 (rot) 312304 (anthrazit) 312309 (blau)	Standard+Softräder 312308 (rot) 312306 (anthrazit)	Small 312302 (anthrazit)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm	55 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	49 cm	49 cm	49 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	66 cm	66 cm	66 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion		
<i>Radgrößen</i>	Vorne und hinten: 200 x 35 mm		



RL1a. Mobilex Rollator Leopard in rot



RL1g. Mobilex Rollator Leopard in blau



RL1c. Leichtgängige Bremsen



RL1d. Abnehmbare Einkaufstasche

Zubehör



RS1a. Harter gepolsterter Sitz



RS1b. Tablett



RS1e. Schleifbremse (Set mit 2 Stk.)



RS1d. Geschlossene Tasche



RL2d. Regenschirm montiert