

**360-0271**

**SQM PHLEBOTOMY TROLLEY FUNCTIONALITY**

**FUNCIONALIDAD CARRO DE FLEBOTOMIA - EXTRACCIONES SQM**

Square extensive mobility trolleys for use in hospitalization units.

Dimensions 480 x 480 mm.

Adequate height, ergonomics: 1005 mm (work surface - floor).

Square drawers. Heights 57, 130 mm.

The work surface must be free.

Carros de alta movilidad cuadrados para uso en unidades de hospitalización.

Medidas 480 x 480 mm.

Altura adecuada, ergonomía: 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).

Cajones cuadrados. Alturas 57, 130 mm.

La superficie de trabajo debe quedar despejada.

DIVIDERS (Optional) SEPARADORES (Opcional)

2 square drawers 57 mm for needles


2 cajones cuadrados 57 mm para agujas



**4 DMQ** Per drawer Por cajón

4 square drawers 130 mm for auxiliary material

4 cajones cuadrados 130 mm para material auxiliar



**2 DSQ** Per drawer Por cajón

ELEVATED PUSH HANDLE

TIRADOR ELEVADO

- GLOVE BOX
- ALCOHOL,  
CHLORHEXIDINE JARS
- CAJA DE GUANTES
- BOTES ALCOHOL,  
CLORHEXIDINA

ERGONOMIC HANDLE

ASA ERGONÓMICA

IDENTIFICATION

IDENTIFICACIÓN

ERGONOMIC PEDAL

PEDAL ERGONÓMICO

PROTECTION ON ALL 4 SIDES

PROTECCIÓN 4 LADOS

DISPOSABLE CONTAINER

CONTENEDOR DESECHABLE

WASTE BIN

CUBO DESECHOS



**Q126 W**  
SQ161 W.32L.33R.50