

360-0282 100 SERIES TREATMENT TROLLEY FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD CARRO DE CURAS SERIE 100

Simple extensive mobility trolleys for use in hospitalization units.
Dimensions 640 x 480 mm.
Adequate height, ergonomics: 1005 mm (work surface - floor).
600 x 400 mm ISO drawers. Heights 50, 100, 200 mm.
The work surface must be free.

Carros de alta movilidad simples para uso en unidades de hospitalización.
Medidas 640 x 480 mm.
Altura adecuada, ergonomía: 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).
Cajones ISO 600 x 400 mm. Alturas 50, 100, 200 mm.
La superficie de trabajo debe quedar despejada.

ISO DRAWER DIVIDER SET (Optional)
CONJUNTO SEPARADORES CAJONES ISO (Opcional)



- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- CONTENEDOR DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL, CLORHEXIDINA

PROTECTION ON ALL 4 SIDES
PROTECCIÓN 4 LADOS

ELEVATED PUSH
HANDLE

TIRADOR ELEVADO

IDENTIFICATION

IDENTIFICACIÓN

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE
GUANTES

ERGONOMIC HANDLE

ASA ERGONÓMICA

WASTE BIN
CUBO DESECHOS

ERGONOMIC PEDAL

PEDAL ERGONÓMICO

1650 W