

**360-0292**

**UNIT DOSE MEDICATION FOR LAPTOP TROLLEY FUNCTIONALITY**

**FUNCIONALIDAD CARRO DE MEDICACIÓN UNIDOSIS PARA ORDENADOR PORTÁTIL**

**100 SERIES SERIE 100**

Simple extensive mobility trolleys for use in hospitalization units.  
Dimensions 640 x 480 mm.  
Adequate height, ergonomics: 1005 mm (work surface - floor).  
600 x 400 mm ISO drawers. Heights 50, 100, 200 mm.  
The work surface must be free.

Carros de alta movilidad simples para uso en unidades de hospitalización.  
Medidas 640 x 480 mm.  
Altura adecuada, ergonomía: 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).  
Cajones ISO 600 x 400 mm. Alturas 50, 100, 200 mm.  
La superficie de trabajo debe quedar despejada.

LAPTOP ROTATING /  
TILTING BASE

ORDENADOR PORTÁTIL  
BASE GIRATORIA /  
BASCULANTE

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE  
GUANTES

SERUM, INFUSION,  
PARACETAMOL DRAWER

CAJÓN SUEROS,  
INFUSIÓN,  
PARACETAMOL

SYRINGES

JERINGUILLAS

SERUM PREPARATION

PREPARACIÓN DE SUEROS

PROTECTION ON ALL 4 SIDES

PROTECCIÓN 4 LADOS

DISPOSABLE  
CONTAINER


CONTENEDOR  
DESECHABLE

KEY LOCKING

BLOQUEO DE LLAVE

- REMOVABLE CASSETTE  
- INDIVIDUAL  
OPENING  
OF THE CONTAINER

- CASETE EXTRAÍBLE  
- APERTURA  
INDIVIDUAL  
DEL CONTENEDOR



1839 G.58