

360-0294

UNIT DOSE MEDICATION FOR COMPUTER AND KEYBOARD TROLLEY FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD CARRO DE MEDICACIÓN UNIDOSIS PARA ORDENADOR Y TECLADO 100 SERIES SERIE 100

Simple extensive mobility trolleys for use in hospitalization units.
Dimensions 640 x 480 mm.
Adequate height, ergonomics: 1005 mm (work surface - floor).
600 x 400 mm ISO drawers. Heights 50, 100, 200 mm.
The work surface must be free.

Carros de alta movilidad simples para uso en unidades de hospitalización.
Medidas 640 x 480 mm.
Altura adecuada, ergonomía: 1005 mm (superficie de trabajo - suelo).
Cajones ISO 600 x 400 mm. Alturas 50, 100, 200 mm.
La superficie de trabajo debe quedar despejada.

COMPUTER

ORDENADOR

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

SOPORTE VESA
3 POSICIONES,
REGULABLE

PROTECTION ON ALL
4 SIDES

PROTECCIÓN 4 LADOS

KEYBOARD DRAWER

CAJÓN PARA TECLADO

COMMON MATERIAL
PATIENTS DRAWER

CAJÓN MATERIAL
COMÚN PACIENTES

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE GUANTES

SERUM, INFUSION,
PARACETAMOL DRAWER

CAJÓN SUEROS,
INFUSIÓN,
PARACETAMOL

SERUM PREPARATION

PREPARACIÓN DE SUEROS



DISPOSABLE CONTAINER
CONTENEDOR DESECHABLE

KEY LOCKING
BLOQUEO DE LLAVE

- REMOVABLE CASSETTE
- INDIVIDUAL
OPENING
OF THE CONTAINER

- CASETE EXTRAÍBLE
- APERTURA
INDIVIDUAL
DEL CONTENEDOR

1888 B.58