

Altitude

SCHALENSITZSYSTEM
Komfort und Sicherheit



Option **B52**
Infusionshalter



Option einteilige Fußplatte

Gepolsterte
Kopfstütze



Option Beistelltisch 378



Als Zubehör ist ein leicht abklappbarer
Therapietisch aus Holz erhältlich, der sich in
der Tiefe einstellen lässt. Eine schnelle
Montage und Demontage ist gewährleistet.
Auch bei Neigung der Sitzschale bleibt der
Tisch in der Horizontalen.

Fixiergurtsystem



Nach Feststellung des zusätzlichen
"fünften" Rades wird ein Geradeauslauf
des Schiebestuhls gewährleistet.











Abbildung zeigt eine mögliche Ausstattungsvariante. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten **Altitude**

									
Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Gewicht	Benutzergewicht
670	380								
670	400			1190			750		
670	420	230	450/470/490	1215	1120	460	770	36	120
670	440	250	510/520/530	1240			790		
670	480	270	540/550/560						

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich



-4° bis +36°

Der Schalenstuhl ist serienmäßig ausgestattet mit einem weichen Sitzkissen von 80 mm Dicke und einer Rückenhöhe von 770 mm. Die Höhe des Rückens und der Armlehnen hängen von der Stärke des Sitzkissens ab (60-80-100 mm). Pulverbeschichtete Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 32 mm verleihen dem Schalenstuhl eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Das Richtungsrad in der Mitte bietet eine verbesserte Laufführung des Stuhles entlang langer Korridore.

Die geformte Schaumpolsterung von Rücken und Sitz bringt ein Maximum an Komfort. Durch die Verwendung des Dartex-Materials werden Probleme des Feuchtigkeitstransportes erheblich reduziert.

Bezugsfarben



Kunstleder blau
dartex violett
dartex orange
dartex grün

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00

Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.