

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Bobby

extrem leichter
Transportrollstuhl, faltbar



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten Bobby



Gesamt-
breite



Sitzbreite



Höhe
Armlehnen



Sitzhöhe



Rücken-
höhe



Abstand
Fußstützen-Sitz



Sitztiefe



Gesamtlänge



Gewicht



max.
Belastbarkeit

590	420	220	500	380	370 - 500	420	950	9,40*	115
640	480	220	500	380	370 - 500	420	950	9,95*	115

Maße in mm, Gewicht in kg

Abweichungen bei Maße und Gewicht (1,5 mm und 1,5 kg) sind möglich * In optimale Konfiguration, ohne Fußstütze.

Transport- Rollstuhl

Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl, sehr einfach und klein zu falten.

- faltbar
- Begleitpersonbremse mit Feststeller
- gepolsterte fixe Armlehnen
- winkelverstellbare Fußplatten
- längeneinstellbare Fußstützen
- Fersenbänder
- Sicherheitsgurt
- Utensilentasche auf dem Rücken
- Rücken faltbar für den Transport
- Ankipphilfe

Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten. Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen.



faltbare Rückenlehne mit integrierter Tasche



Hinterradbremsen



Ankipphilfe zum Neigen des Rollstuhls nach hinten



Rücken abklappbar für den Transport



Schlaufen zum schnellen Falten und Tragen des Rollstuhls

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 33 335 14 75
Fax: +41 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch