

strack

i-swim

Push your
boundaries



strack Liftsysteme

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

Technische Daten

i-swim and i-swim L



Fahrgestell	Aluminium / rostfreier Stahl
Räderanzahl	4 (davon 2 bremsbar)
Hebesystem	Parallelogramm
Beschichtung	Pulverbeschichtung weiß
Sicherheitseinrichtungen	Patentierte Kippsicherung und Stabilisierung
Hubkraft	136 kg (120 kg i-swim L)
Eigengewicht	Ca. 140 Kg
Spannung	24V
Akkus	2 Akkus – 2 x 18 AH
Hebekapazität	Ca. 50 Zyklen
Ladegerät	Im Lieferumfang inkludiert
Funktionen Bedienpult	Akku Ladeanzeige Drucktaster auf-ab Notstopp Taster

I-Swim entspricht den folgenden Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/CE
Richtlinie 2004/108/EC
UNI EN ISO 10535

93/42/CEE

Maschinen Richtlinie
EMC Elektromagnetische Verträglichkeit
Lifter für den Transfer von Menschen mit körperl.
Einschränkungen
Richtlinie Medizingeräte



MASSE LIFT

	i-swim	i-swim L
Länge	1267 mm	1294 mm
Breite	640 mm	640 mm
Höhe	1512 mm	1607 mm
Maximaler Sitzaufstieg	512 mm	484 mm
Maximaler Sitzabstieg	595 mm	745 mm