

Kompressorvernebler AirForce One



Der AirForce One Kompressorvernebler ist die ideale Lösung für eine erfolgreiche Aerosol-Therapie. Er ist leicht und handlich und kann flexibel im häuslichen oder klinischen Bereich eingesetzt werden. Insbesondere die hohe Leistungsfähigkeit sowie die unkomplizierte Anwendung zeichnen AirForce One als einen effizienten und anwenderfreundlichen Kompressorvernebler aus.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x H x B)	19.5cm x 9.5cm x 15cm
Gewicht	1.5kg
Betriebsspannung	230VAC, 50HZ
Stromverbrauch	100 W
Geräuschpegel	52 dBA
Max. Flussrate	5.1 l/min
Max. Druck	2.2 bar

- Mit einem Gewicht von 1,5 kg der leichteste Kompressorvernebler innerhalb der Drive DeVilbiss International Familie
- Robustes Design und langlebige Technologie mit 3 Jahren Garantie
- Mehr Komfort durch integrierten Griff
- Maximale Flussrate von 5,1 l/min
- Wird komplett mit Zubehör und Transportbeutel geliefert und ist dementsprechend sofort einsatzbereit

Die EU-Version wird standardmäßig mit einem wiederverwendbaren Verneblerset geliefert.

Beinhaltet eine Bedienungsanleitung, das wiederverwendbare Verneblerset „MedelJet Plus“, Nasenstück, Mundstück mit Ausatemventil, Luftschlauch, Erwachsenen- und Kindermaske und 5 Filter.



Technische Daten des MedelJet Plus	
Min. Füllvolumen	2ml
Max. Füllvolumen	8ml
Verneblungsrate	0,3ml/min
Partikelgröße (MMAD)	< 5 µm
PZN	11703578

Verpackung



Compressor Nebulizer AirForce One



The AirForce One compressor nebulizer is a cost effective and reliable device for aerosol therapy at home or in hospitals. Compact, lightweight and quiet in operation, the AirForce One allows discreet aerosol therapy. Engineered with the patient in mind, the high performance yet easy-to-use features offers the user an effective and simple drug delivery option.

Main Features

- Only weighs 1.5kg AirForce One is the lightest aerosol product in the Drive DeVilbiss International range
- Durable design for everyday use including a 3 year warranty
- Built in carrying handle for added convenience
- Offering a maximum flow rate of 5.1l/min
- Ready to Use! Comes complete with accessories and carry bag

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	19.5cm L x 9.5cm H x 15cm W
Weight	1.5kg
Voltage	230VAC, 50HZ
Power Consumption	100W
Noise Level	52 dBA
Max Flow	5.1 l/min
Max Pressure	2,2 bar

The AirForce One is available with a UK or Euro power plug.

UK version comes with a Disposable nebulizer kit

Containing an instruction manual, disposable Evo nebulizer, nose piece, mouthpiece with exhalation valve, air tubing, adult and paediatric mask and 5 x filters.



Technical specifications of Evo nebulizer	
Minimum filling volume	2ml
Maximum filling volume	8ml
Nebulization Rate	0,4ml/min
Particle Size (MMAD)	3,16 µm

Euro version comes with a Reusable nebulizer kit

Containing an instruction manual, reusable breath enhanced nebulizer kit "MedelJet Plus", nose piece, mouthpiece with exhalation valve, air tubing, adult and paediatric mask and 5 x filters.



Technical specifications of MedelJet Plus	
Minimum filling volume	2ml
Maximum filling volume	8ml
Nebulization Rate	0,3ml/min
Particle Size (MMAD)	< 5 µm

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com

www.drivedevilbiss-int.com

