

ottobock.

Der neue Avantgarde. Living ahead!

Quality for life



Auf den ersten Blick Und dann für immer

Natürlich ist es Liebe, denn Liebe ist der Anfang von allem. Nur wer sich selbst liebt, der wird auch geliebt werden, denn Selbstwert hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Und Sie sind es wert. Für Sie haben wir die schönste Art der Fortbewegung in einem Aktivrollstuhl noch einmal deutlich verbessert. Für Sie haben wir Design und Funktion zur perfekten Synthese von Ästhetik und Technik kombiniert. Für Sie haben wir den neuen Avantgarde gebaut. Wir wünschen uns, dass Sie sich in den neuen Avantgarde verlieben. Am liebsten auf den ersten Blick.

Den neuen Avantgarde gibt es in individuellen Farb- und Materialkombinationen und in drei Ausführungen: als CV ausgelegt für maximale Variabilität, als CS für dynamische Sportlichkeit und ultraleicht als CLT. Zeigen Sie Farbe mit dem neuen Avantgarde.

Liebe zum Detail Avantgarde



Wer anders ist, muss anders denken

Wer nicht selbst zur Fortbewegung auf einen Rolli angewiesen ist, muss lernen, zu denken wie ein Rollifahrer. Das ist nicht einfach. Für die Entwicklung der neuen, dritten Generation des Avantgarde haben wir uns deshalb Hilfe geholt: von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. In intensiver Entwicklungsarbeit haben wir jedes Detail, jede Funktion, jedes Material, jede Schraube und jede Naht geprüft und infrage gestellt. Wir haben getestet, verworfen, verbessert und neu getestet. So lange, bis es nichts mehr gab, was wir besser machen konnten.

Von den rollstuhlfahrenden Mitarbeitern im Ottobock Entwicklungsteam haben wir viel gelernt. Vor allem, wie wichtig es ist, sich nicht allein mit dem Anders-sein abzufinden, sondern zu lernen, anders zu denken, um ein neues, selbstbewusstes Ich entwickeln zu können. Und genau dafür haben wir den neuen Avantgarde gebaut.



Avantgarde CV in Sparkle granny smith, ausgestattet mit Kippschutz, Stockhalter, hochschwenkbarer Beinstütze rechts, schwenkbaren Seitenteilen mit langen Armauflagen, Steckachsen mit Tetra-Entriegelung, höhenverstellbaren Schiebegriffen und Bremshebelverlängerung.

Avantgarde CV

Das Allroundtalent

Perfektes Handling

Jeder Tag wartet mit neuen Herausforderungen. Mit dem neuen Avantgarde CV können Sie sich darauf freuen – denn Sie bekommen genau die Unterstützung, die Sie sich wünschen, mit sportlicher Performance, ergonomischem Handling und herausragender Funktionalität. Zu den besonderen Details gehören senkrechte Vorderrahmen und schwenkbare, abnehmbare Fußrastenhalter für das präzise Heranfahren an Möbel, Bett oder Badewanne und einen einfachen Transfer. Die Entriegelung der Fußrastenhalter ist auch mit eingeschränkter Handfunktion möglich.

Technische Basisdaten

Tragfähigkeit	140 kg
---------------	--------

Gewicht	ca. 12 kg
---------	-----------

Transportgewichte

Rahmen	ca. 7.800 g
--------	-------------

Fußraste	ca. 900 g
----------	-----------

Antriebsrad	ab 1.250 g
-------------	------------



Avantgarde CS

So sehen Sieger aus

Sportliches Design in Pure Metal Green

Der neue Avantgarde CS ist ideal für alle, die schwungvoll durchs Leben fahren und sich dabei durch nichts ausbremsen lassen wollen. Dank herausragender Agilität und Wendigkeit überzeugt der Faltrahmen-Aktivrollstuhl auf engstem Raum und weiteren Strecken gleichermaßen. Besondere Merkmale der „Powerbox“ sind kompakte Abmaße im hochstabilen Aufbau und ein geschlossener Vorderrahmen mit integrierter Fußraste. Rahmenwinkel in 70 und 80 Grad erlauben die Positionierung der Beine im gewünschten Winkel. Ein 90-Grad-Rahmen ohne Fußraste für doppelamputierte Anwender rundet das Angebot ab.

Technische Basisdaten

Tragfähigkeit	140 kg
Gewicht einstellbar	ca. 11 kg Gewicht

Transportgewichte

Rahmen	ca. 8.500 g
Antriebsrad	ab 1.250 g





Der neue Avantgarde CS in Pure Metal Green, gekröpfter Rahmen in 80°, ausgestattet mit Froglegs Softrolls und Froglegs Federgabeln, Shock-Absorber-System, SPOX Antriebsrädern, Kniehebelbremsen mit kurzen Bedienhebeln, Rohrarmlehnen, Business-Sitzbespannung und fester Rückenschale "Backster".



Der neue Avantgarde CLT in Pure Metal Blue, fest verschweißt, Rahmen in 70°, ausgestattet mit 4"-Froglegs Softrollen, Infinity-Ultralight-Antriebsrädern, Carbon-Kleiderschutzseitenteilen, hochfrequenzverschweißter Rückenbespannung aus 3D-Abstandsgewirken und verschweißten Schiebegriffen.

Avantgarde CLT

Das Leichtgewicht

9.200 Gramm Ergonomie

Noch nie war es leichter, Individualität zu zeigen: Mit nur 9.200 Gramm ist der CLT das Leichtgewicht der neuen Avantgarde Baureihe. Erreicht wird dieser deutliche Gewichtsvorteil des Faltrahmen-Aktivrollstuhls durch die modulare Leichtbauweise und den Aluminiumrohrrahmen mit zentraler Doppelkreuzstrebe. Ein Antriebsradadapter sorgt für die fein abgestimmte Justierung von Kipp-Punkt, Radstand, Sitzwinkel, Radsturz und Vorspur. Für erfahrene Anwender, die ihre Sitzposition genau kennen, gibt es alternativ dazu eine adapterlose, fest verschweißte und daher noch einmal gewichtsreduzierte, ultraleichte Version.

Technische Basisdaten

Tragfähigkeit	100 kg
Gewicht einstellbar	ca. 10 kg Gewicht
verschweißt	ca. 9 kg

Transportgewichte

Rahmen einstellbar	ca. 8.000 g
Rahmen verschweißt	ca. 7.000 g
Antriebsrad	ab 1.250 g



Rahmenfarben

Individualisierung Ihres Avantgarde

Gestalten Sie den neuen Avantgarde nach Ihren Wünschen, in der Farbe und modular mit den Anbauteilen Ihrer Wahl. Machbar ist exakt das, was Ihren täglichen Anforderungen optimal entspricht.

Die neue Avantgarde Serie von Ottobock Mobility Solutions: Rollstühle – genau für Sie gemacht.

Pure metal red



Candy red



Pure metal bronze



Sparkle light orange



Dormant vinho sparkle



Sparkle granny smith



Pure metal green



Dormant marine blue



Dormant sky blue



Pure metal blue



Ice blue



White pearl



Brilliant silver



Anthracite metallic



Deep black matte



Clear reptile glossy



Hören Sie auf Ihr Herz. Und folgen Sie Ihrem Verstand. Wenden Sie sich an Ihren Ottobock Partner in Sanitätshäusern, Gesundheitszentren oder Reha-Fachgeschäften und finden Sie gemeinsam heraus, welcher Avantgarde am besten zu Ihnen passt. Wir sind uns sicher: Sie werden ihn finden. Wir wissen: Er wird genau der Richtige sein.

Mehr Infos auch unter
www.avantgarde3.de

Mein Avantgarde Nicht später, sondern jetzt





Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt
T 05527 848-3455 · F 05527 848-3460
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de