


PRAXISBEDARF



A			
Abheftstreifen	182f		
Ablageboxen	185		
Ablagetaschen	185		
Ablassventil	144		
Abortuszange	215		
Adreßfeldaufkleber	185		
Adson Pinzette	207, 226		
Aerosol Vernebler	263		
Akku Ladegerät	150		
Akkus	150		
Akupunkturmodell	245, 247		
Akupunkturnadeln	244ff		
Akupunkturtape	248, 252f		
Akupunktur Zubehör	246		
Alkoholspender	180		
Alkoholtupfer	180		
Alkotip	180		
Allspec Einweg Tips	177		
Allspec Tip Dispenser	177		
Alphanorm	183, 185		
Alphasafe Karteikarten	182		
Aluminium Hand	226		
Ampullenbrechhilfe	240		
Ampullenfeile	240		
Anästhesie Stethoskope	134		
Anatomische Pinzette	207f, 225, 237		
AQ Strip	250		
AQ Tape	252f		
AQ Tape Spezialschere	248		
Archivierungskästen	185		
Arterienklemmen	209, 228		
Arztschild Folien	239		
Arztwaage	190		
ASP Nadeln Akupunktur	244		
Atemgasbefeuchter	258		
Atemtrainer	264		
Aufkleber Kartei	185		
Aufladbare Akkubatterien	150		
Augenleuchte	154f		
Augenmagnet	207		
Autoclave	193		
Autoclave Beutel	197		
Autoclave Rollen	196		
B			
Babymanschette	144		
Babystethoskop	136		
Babywaage	186, 189f		
Backhaus Tuchklemme	212		
Bälle Blutdruckmessgeräte	144		
Batteriegriff für Ophthalmoskope	178		
Batterie Handgriff			
für Tascheninstrumente	172		
Batterie Ladegriff			
für Tascheninstrumente	172ff		
Batterieleuchte	154f		
Batterien	150ff		
Batterien für Hörgeräte	152		
Batterien für Laryngoskop	151		
Bettpfanne	223		
Biopsiezange	214		
Blasenschlauch	263		
Blockbatterie	150		
Blutdruckmessgeräte	142ff, 181		
BMS Batch Monitoring System	195		
Bohrdraht Extraktionszange	230		
Boso Geräte	146		
Bowie & Dick Testpaket	201		
Braun Thermoscan	148		
Breeze Care Sauerstoffset	258		
Buch Akupunktur	249		
Buch Akutaping	248		
C			
Cardiologie Stethoskop	137, 141		
Chirurgische Pinzetten	207, 226, 237		
Chirurgische Scheren	204, 238		
Cilienpinzette	208		
Classic Stethoskope	136, 139		
Combi Dermatoskop Kopfstück	167		
Containerlabel	200		
Crosstape Gittertape	250		
Cusco Spekulum	214		
D			
Dampfindikator	200		
Darmschere	231		
Dauernadeln Akupunktur	246		
DCT Sauerstoffbrille	261f		
DCT Sauerstoffkatheter	260ff		
DCT Sauerstoffmaske	260f		
DCT Sauerstoffschlauch	260, 262		
DCT Verneblerset	263		
Dermafreezer Ersatztips	243		
Dermafreezer Warzenentfernung	243		
Dermatoskop	167f, 175f		
Dermatoskop Kopfstück	167		
Dermojet Injektor	220		
Deschamps Verbindungsnadeln	235		
Diagnostikinstrumente	158ff, 169ff		
Diagnostikleuchte	154f		
Digitalthermometer	149		
Digitemp Thermometerhüllen	147, 149		
Dilatoren	215		
Dong Bang Akupunkturnadeln	244, 246		
Dong Bang Ohrsamen	246		
Doppelkopfstethoskope	135		
Drahtfasszange	236		
Drahtschneidezange	230, 236		
Druckball Blutdruckmesser	144		
Druckinjektor	220		
Druckminderer	258f		
D-Scope Batterie	168		
Dual Stethoskop	137		
Duracell Batterien	151f		
E			
Edelstahl Container	192		
Edelstahl Instrumentenschalen	222		
Edelstahl Nierenschalen	223		
Edelstahl Schüssel	223		
Edelstahl Sputumbecher	223		
Edelstahl Standzylinder	222		
Edelstahl Stechbecken	223		
Einlegeblatt Behandlungsverlauf	185		
Einweg Ohrtrichter	166, 174, 179		
Einweg Tips	177, 255		
Einweg Tips Heine	177		
Einweg Tips Otoskope	174		
Einweg Tuben	179		
Elektrodenreiniger	241		
Elektronisches Fieberthermometer	149		
Ersatzapplikatoren Histofreezer	242		
Ersatzlampen für Diagnostikinstrumente	174		
Ersatzmanschette	145		
Ersatz O2-Flasche	258f		
Ersatzset Inhalation	259		
Ersatzteile Heine	178		
Ersatztips Dermafreezer	243		
Etiketten sterile Ware	200		
Euroseal Valida Folienschweißgerät	194		
Extraktionszange	236		
F			
Fadenschere	205		
Fahrbarer Flaschenständer	259		
Farb-Sehprüf Tafel	171		
Fasszange	232, 235		
Feilchenfeld Pinzetten	208, 226		
Feile	205		
Fiberoptik Taschenotoskope	175		
Fieberthermometer	147f		
Fingerring Schneidegerät	219		
Flachkopfstethoskope	134		
Flachmeißel	234		
Flaschenständer Sauerstoff	259		
Folienschild	239		
Folienschweißgerät	194f		
G			
Gasindikator	200		
Gassteri-Klebeband	200		
Geburtszange	231		
Gefäßpinzetten	208		
Gipsabreißzange	216		
Gipsschere	216		
Gipsspreizer	216		
Gittertape	250		
Glasthermometer	147		
Griff Kehlkopfspiegel	211		
Gummiblase	144		
H			
Hakenzange	215		
Halogenlampen Heine Artikel	178		
Hammer	220		
Handgriff für Tascheninstrumente	172		
Hautleuchte	156		
Hautscheren	205		
Haut- und Fadenschere	205		
Heine Adapter für Opticlar Griffe	170		
Heine Artikel	176ff		
Heißluftsterilisationsrollen	196		
Heißluftsterilisator	201		
Heißsiegelgerät	194f		
Histofreezer Ersatzapplikatoren	242		
Hochtemperaturkauter	241		
Hohlsonde	233		
Holzkasten Studentenentui	221		
Homo Sapiens Skelett	239		
Hörgerätebatterien	152		
Hüllen Thermometer	147, 149		
Humi-Rainbow Luftbefeuchter	254		
Hyperventilationsbeutel	261		
I			
Infrarot Wärmeleuchte	254		
Inhalatoren	256f		
Instrumente	204ff, 224ff		
Instrumentenaufbewahrung	221		

Instrumentenpflege	202	Luftbefeuchter	254	Ohrtrichter	166, 174, 177, 179
Instrumentenschalen	222	Lymphtape	253	Ölspray	202
Instrumentenset	221			Omron Blutdruckmessgerät	146
Irisscheren	224, 238	M		Ophthalmoskop Aufsatz	178
Ishihara Sehprüftafel	171	Magillzange	210	Ophthalmoskope	158ff, 162ff
IUP Faßzange	215	Manometer	144	Ophthalmoskop Kopfstück	171
		Manschetten Blutdruckmessgeräte	144f	OP-Instrumente I. Wahl	224f
K		Master Kardiologiestethoskope	141	Opticlar Adapter	
Kältebehandlung Warzen	243	Mathieu Nadelhalter	217	für Heine Instrumentenköpfe	170
Kanülensammler	240	Mayo-Scheren	225	Opticlar Diagnostik Instrumente	158ff
Kardiologiestethoskop	141	Medic Save Vernebler	256	Opticlar Ladegriff	172f
Karteiaufkleber	185	Medicus Blutdruckmessgerät	146	Opticlar Li-ION Batterie	168
Karteihüllen	182, 184	Medispray Ölspray	202	Otoskope	158ff, 166, 169, 175ff
Karteikarten	182	Medispray Silikonspray	202	Otoskop Kopfstück	170
Karteitaschen	183	Mediware Dermatoskop	175		
Katheter	261	Mediware Otoskope	175	P	
Kauter	241	Med & Org Artikel	182ff	Paillettenentnahme Pinzette	208
Kehlkopfspiegel	211	Mehrzweckschere	212	Pain Mate Pen Antischmerzstift	249
Kern Waagen	191	Messband	133	Peanklemmen	209
Kindermanschette	144	Messstab	188ff	Penisklemme	231
Kindersauerstoffmaske	260f	Metzenbaumschere	212, 238	Penlight Leuchten	154f
Kinderstethoskop	135	Michel Klammerzange	217	Percussionshammer	220
Kinderverneblerset	263	Micro Nadelhalter	229	Personenwaagen	188
Kinesiologisches Tape	248, 252f	Mikulicz Klemmen	210, 228	Pinzetten	207f, 221, 237
Klammerzange	217	Mini Dermatoskop	176	Präpariernadel	221
Klarsichtrollen Sterilisation	196	Mini Otoskop	176	Präparierschere	206, 221, 225
Klebeband Sterilisation	200	Modelle Akupunktur	247	Praxisautoclave	193
Kleiderschere	212	Mosquitoklemmen	209, 233, 238	Praxis Organisation	182ff
Klemmen	209f	Moxa	244	Praxis Zootiere Sortiment	156
Klettmanschette	144	Mundsperrer	227	Pressure Man Blutdruckmessgeräte	142ff
Knopfhäkchen	211	Myrtenblattsonde	219, 232	Privat Blutdruckmessgerät	145
Knopfsonde	219			Privat Inhalator	257
Kocherklemme	209	N		Probentafel	171
Komedonenquetscher	218	Nabelschnurzange	231	Proktoskope	179
Kopfleuchte	156	Nadelhalter	217, 229f, 238	Pulsuhr	138
Kopfschneidezange	213	Nadeln Akupunktur	244f		
Kopfstück für Dermatoskop	167	Nagelausreisszange	216	R	
Kopfstück für Ophthalmoskop	171	Nagelfeile	205	Rappaport Stethoskope	133
Kopfstück für Otoskop	170	Nagelscheren	205	Rasiermesser	221
Kopfstück für Unispec Einwegtuben	179	Nagelzangen	213, 216	Raspatorium	234
Kornzange	210, 235	Nasenspekulum	218, 227	Reflexhammer	220
Kreppfix Zungenläppchen	180	Nervendetektor	241	Rektoskoptuben	179
Kristeller Spekulum	214	Nervenrad nach Wartenberg	218	Rotlichtleuchte	254
Kryobehandlung	243	Nerve Stim Nervendetektor	241		
Künstliche Nase	259	Niedertemperatur Kauter	241	S	
Küretten	214	Nierenschalen	223	Sanduhr Puls	138
		Notdienstschild	239	Sauerstoffblasenschlauch	263
		Notfall Arztschild	239	Sauerstoffbrille	261f
				Sauerstoffdruckminderer	258
L		O		Sauerstofffeinheit	259
Ladebatterie Heine Beta Ladegriff	178	O2-Aufsatz Thermovent T	259	Sauerstoffflaschen	258f
Ladegeräte für Lithium Ladegriffe	173	O2-Brille	261f	Sauerstoffgeräte	258f
Ladegerät für Akkus	150	O2-Einheit	258f	Sauerstoffkatheter	261
Ladegerät für Otoskope	178	O2-Flaschen	258	Sauerstoffmasken	260f
Ladegriff	172ff	O2-Flaschenständer	259	Sauerstoffverbindungsschlauch	260, 262f
Ladegriff Heine Beta	178	O2-Maske	260f	Sauerstoff Zubehör	258ff
Lampen Heine Artikel	178	O2-Verbindungsschlauch	260, 262	Säuglingsstethoskop	140
Langzeit Blutdruckmessgerät	181	Oberschenkelmanschette	144	Säuglingswaage	186, 189f
LED Diagnostikleuchte	154	Ohr Akupunkturmodell	247	Scharfer Löffel	211, 216
LED Ersatzlampen		Ohr Akupunkturnadeln	244ff	Scheren	204ff, 212, 221, 238, 248
für Diagnostikinstrumente	174	Ohrenspritzen	254	Schlauchklemme	209, 233
Ligaturschere Spencer	206	Ohrenzängchen	227	Schlauchverbinder	262
Listerschere	206, 210, 212, 231	Ohrfieberthermometer	148	Schluckfix Kanülensammler	240
Lithium Ladegriff	173	Ohrpinzette	207, 227	Schmerzbehandlung	249
Littmann Classic II	140	Ohrsamen	246	Schneidegerät Fingerring	219
Littmann Classic III	139	Ohrschlinge	218	Schröpfungläser	247f
Littmann Stethoskope	139ff	Ohrspülgerät	255	Schüsseln Edelstahl	223
Löffel nach Volkmann	216, 238				
Longlife LED Leuchtmittel	174				

Schwesternsets	205	Tip Spender für Wandtransformator	166
Schwesternstethoskope	134	Tischladegeräte für Lithium Ladegriffe	173
Schwesternuhr	138	Triflo Atemtrainer	264
Seal Easy Steribeutel	197	Tuchklemme	212, 233
Seca Waagen	187ff	Tupferbehälter	222
Sehprobentafel	171	Tupfer Fasszange	210
Seirin Akupunkturnadeln	245	Tupferzange	235
Selbstklebebeutel	197	Twin Wandtransformator	174
Selfseal Autoclave Beutel	197		
Servocare digitale Babywaage	186	U	
Servocare Langzeit Blutdruckmessgerät	181	Uhr Schwestern	138
Servocare ProJet Ohrspülgerät	255	Ultraschallluftbefeuchter	254
Servoclean Bowie & Dick Testpaket	201	Ultraschallmessstation	190
Servoclean Heißluftsterilisatoren	201	Ultraschallvernebler	256f
Servoclean Praxisautoclave	193	Ultraviolettleuchte	156
Servoclean Zubehör	192f	Unispec Einwegtuben	179
Servoprax Longlife LED Leuchtmittel	174	Universalbatterien	151
Servoprax Venenstauer	153	Universalblasenschlauch	263
Servoseal Foliensiegelgerät	195	Universalpinzette	208
Siegelgerät	194f	Universalscheren	212
Silikonspray	202	Uterus Dilator	215
Skalpelle	221	Uterussonde	215
S-Needle Akupunktur	245		
Spatel	211	V	
Spekulum	214	Varta Batterien	151
Spender für Ohrtrichter	166	Venenstauer	153
Spezialbatterien	151f	Verbandschere	212, 231
Spezialschere AQ Tape	248	Verbinder für Schläuche	262
Spiegel Kehlkopf	211	Verbindungsschlauch	260, 262
Splitterpinzetten	208	Vernebler	256
Spot-Check-Monitor	187	Vernebler Systeme	257, 263
Standzylinder	222	Volkman Löffel	216
Stangen-Moxa	244		
Staubänder	153	W	
Stechbecken	223	Waagen	186, 188ff
Steribeutel	198f	Wandhalter für Kanülensammler	240
Steriindikator	200	Wandtransformator mit Handgriffen	174
Steriklebeband	200	Wärmeleuchte	254
Sterikrepp	199	Warzenentfernungsmittel	242f
Sterilisator	193	Watteträger	219
Sterilisiervlies	199	Wirbelsäulenmodell	239
Sterimax	200	Wischstäbchen	180
Sterirollen	196	Wundhaken	219, 232
Steri Zubehör	192f	Wundspreizer	217
Stethoskopbezug	138	Wund- und Trachealhäkchen	232
Stethoskope	133ff, 139ff		
Stille Gipsschere	216	Z	
Stimmgabel	218	Zangen	210, 213
Stirnleuchte	156	Zeckenzangen	213
Studentenetui	221	Zootiere Sortiment	156
Stuhlwaagen	188	Zubehör Studentenetui	221
		Zubehör Ultraschallvernebler	256
T		Zungenläppchen Kreppfix	180
Tape	250, 252f	Zungenspatel	211
Taschendermatoskope	167, 175	Zungenzange	210
Taschenleuchte	154f		
Taschenophthalmoskope	158ff, 164f		
Taschenotostkope	158ff, 166		
Terminplaner	184		
Thermometer	149		
Thermometerhülle	147, 149		
Thermovent O2-Aufsatz	259		
Thermovent T	259		
Tip Cleaner	241		
Tip Dispenser	166		
Tippfix Alkoholspender	180		
Tips für Otoskope	166		



RAPPAPORT STETHOSKOP

- Mit besonders schwerem, schwenkbarem Doppelkopf
- Diverse Aufsätzen und Ersatzteile im Etui
- Mit Gummi-Doppelschlauch
- Membrane, Ø 45 mm
- Trichter mit Membrane, Ø 35 mm
- Im Display-Karton verpackt

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 001	
rot	1 Stück	G5 0010	
blau	1 Stück	G5 0011	
grün	1 Stück	G5 0012	
grau	1 Stück	G5 0014	

SUPERIOR QUALITY



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE UMFANGMESSBAND

Meßband für Körperteile wie Bauch, Hals, Kopf. Millimetergenau eingeteilt. Die hochwertige Mechanik erlaubt, dass sich das 150 cm lange Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet. Zum Straffen einfach auf den Knopf drücken.

Type	VE	REF	Preis VE
Servocare Umfangmessband	1 Stück	G3 150S	



**FLACHKOPFSTETHOSKOP
MODELL ► SCHWESTER**

- Mit Flachmembrane
- Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- Bruststück Ø 45 mm mit Schraubring
- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt
- In diversen Schlauchfarben


Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei



Farbe	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	G5 007	
blau	1 Stück	G5 0084	
pink	1 Stück	G5 0088	
grün	1 Stück	G5 0085	
weiß	1 Stück	G5 00811	
gelb	1 Stück	G5 00812	
grau	1 Stück	G5 00813	
schwarz	1 Stück	G5 008	
orange	1 Stück	G5 0040	



SUPERIOR QUALITY



**FLACHKOPFSTETHOSKOP
MODELL ► KINDER**

Bruststück Ø 35 mm.



Farbe	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	G5 007CH	
blau	1 Stück	G5 0084CH	
gelb	1 Stück	G5 00812CH	



**FLACHKOPFSTETHOSKOP
MODELL ► ANÄSTHESIE**

110 cm Schlauch, Bruststück Ø 45 mm,
mit Luer Lock-Metallverbinder



Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 00162	



DOPPELKOPFSTETHOSKOP

► **ECONOMY**

Standardausführung mit Doppelkopf, drehbarem Trichter, Gummiring, silbernem Bruststück und Bügelfeder außerhalb des Schlauches.

- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring. 100 % nickelfrei

Membrane: Ø 45 mm
Trichter: Ø 30 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 005	
blau	1 Stück	G5 0054	
grün	1 Stück	G5 0055	
pink	1 Stück	G5 0058	
weiß	1 Stück	G5 00511	
gelb	1 Stück	G5 00512	
orange	1 Stück	G5 0045	
rot	1 Stück	G5 00513	



SUPERIOR QUALITY



DOPPELKOPFSTETHOSKOP

► **KINDER**

Mit kleinerem Doppelbruststück

Membrane: Ø 35 mm
Trichter: Ø 25 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
blau	1 Stück	G5 004	
schwarz	1 Stück	G5 0041	



DOPPELKOPFSTETHOSKOP

► **SUPER**

Mit innenliegender Feder im Schlauch.

Membrane: Ø 45 mm
Trichter: Ø 30 mm



Type	Farbe	VE	REF	Preis VE
Aluminium-Kopf	schwarz	1 Stück	G5 006	
Edelstahl-Kopf	grau	1 Stück	G5 003	



CLASSIC - STETHOSKOP

Edelstahl

- Mit schwerem, handlichen Edelstahl-Doppelkopf
- Großer Schlauchdurchmesser
- Bruststück und innenliegende Feder aus Edelstahl
- Mit harten und weichen Ohrhaken
- Im Display-Karton verpackt
- In 2 Größen lieferbar

Farbe	Membrane	Trichter	VE	REF	Preis VE
Erwachsene					
schwarz	45 mm Ø	30 mm Ø	1 Stück	G5 1101	
rot	45 mm Ø	30 mm Ø	1 Stück	G5 1111	
Säuglinge					
schwarz	30 mm Ø	20 mm Ø	1 Stück	G5 1103	
rot	30 mm Ø	20 mm Ø	1 Stück	G5 1113	



SUPERIOR QUALITY

CLASSIC - STETHOSKOP SET

Set mit 3 Bruststücken

- Aus haltbarem Edelstahl
- Ohrbügel mit innenliegender Feder
- Schwarzer Schlauch mit großem Lumen
- Mit weichen, auswechselbaren Ohrhaken
- Im Display-Karton verpackt
- 3 verschiedene Doppelkopf-Bruststücke aus Edelstahl

Type	Membrane	Trichter
Erwachsene	= 47 mm Ø	36 mm Ø
Kinder	= 38 mm Ø	30 mm Ø
Säuglinge	= 30 mm Ø	23 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1100SET	



**CLASSIC SET
STETHOSCOPE**



CARDIOLOGIE STETHOSKOP CLASSIC II

- Besonders gut verarbeitetes Kardiologie Edelstahl Stethoskop
 - In 3 unterschiedlichen Schlauchfarben erhältlich.
 - Im Display-Karton verpackt.
 - Mit Ersatzmembran und Ohroliven.
- Membrane: 43,3 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1300	
rot	1 Stück	G5 1301	
blau	1 Stück	G5 1302	



SUPERIOR QUALITY



CARDIOLOGIE STETHOSKOP DUAL

- Mit besonders schwerem Edelstahl-Cardiologie-Doppelkopf
- Mit wärmeisolierenden Kunststoffringen
- Großlumiger PVC-Schlauch
- Innenliegende Edelstahl-Feder
- Extra weiche Ohroliven
- Komplett mit Ersatzmembran und Ersatzoliven im Etui
- Im Display-Karton verpackt

Membrane: 43,3 mm Ø
Trichter: 36 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1201	
rot	1 Stück	G5 1202	



DUAL
STETHOSCOPE



STETHOSKOP-BEZÜGE

Freundliche Tiermotive und Überzüge für Standard-Stethoskope, um den kleinen Patienten die Angst zu nehmen. Die Bezüge verdecken den Stethoskopschlauch gänzlich und lassen nur den Stethoskopkopf austreten. Wahlweise erhältlich in 3 Motiven.

Type	VE	REF	Preis VE
Schweinchen	1 Stück	G5 5051	
Giraffe	1 Stück	G5 5053	
Küken/Ente	1 Stück	G5 5054	



SCHWESTERNUHR

Diese werden normalerweise vom Pflegepersonal in Kliniken oder von Helferinnen in Arztpraxen verwendet. Schwesternuhr mit stabilem Clip und Sekundenanzeiger in einer Metalldose, Design: blau/silber. Durchmesser: 2,7 cm. Sie wird aus Hygienegründen nicht am Handgelenk getragen, sondern ist an einer kurzen Kette befestigt und wird mittels eines Clips oft freihängend an der Kleidung getragen. Das Ziffernblatt ist um 180° verdreht und zeigt noch Skalen an, die z. B. das Messen des Pulses eines Patienten erleichtern.

Type	VE	REF	Preis VE
mit Clip und Kette	1 Stück	B8 2000	



SANDUHR

Im Metallgehäuse mit Ring und Clip.

Type	VE	REF	Preis VE
1/4-Minuten Messung	1 Stück	B8 09	
1/2-Minuten Messung	1 Stück	B8 10	




ORIGINAL LITTMANN CLASSIC III STETHOSKOP

Hohe akustische Empfindlichkeit bei der allgemeinen Auskultation. Dual Frequency Membrane auf beiden Seiten des Bruststücks für Erwachsene und für Kinder. Die pädiatrische Seite verwandelt sich in einen traditionellen offenen Trichter, indem man die Membrane durch einen Kälteschutzring austauscht. Die einteilige Membrane ist leicht anzubringen und durch die glatte Oberfläche leicht zu reinigen. Durch das neue widerstandsfähige Material hält der Schlauch länger und ist robuster gegen Flecken und Verfärbungen.

Membrane: Erwachsene 43 mm Ø
 Pädiatrie 33 mm Ø
 Gewicht: 150 g
 Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
schwarz	1 Stück	G5 5620	
marineblau	1 Stück	G5 5622	
karibikblau	1 Stück	G5 5623	
burgund	1 Stück	G5 5627	
hellblau	1 Stück	G5 5630	
pflaume	1 Stück	G5 5831	
perlmutter	1 Stück	G5 5633	
zitronengelb	1 Stück	G5 5839	
Black Edition			
schwarz	1 Stück	G5 5803	
marineblau	1 Stück	G5 5867	
burgund	1 Stück	G5 5868	
karibikblau	1 Stück	G5 5869	
Regenbogen Edition			
himbeerrot	1 Stück	G5 5806	
karibikblau	1 Stück	G5 5807	
schwarz	1 Stück	G5 5870	
Kupfer Edition			
schokoladenfarben	1 Stück	G5 5809	
Smoke Edition			
schwarz	1 Stück	G5 5811	
dunkeloliv	1 Stück	G5 5812	
Smoke-Finish Edition			
himbeerrot	1 Stück	G5 5871	
Champagner Edition			
schwarz	1 Stück	G5 5861	
burgund	1 Stück	G5 5864	
Mirror Edition / hochglanzpoliert			
himbeerrot	1 Stück	G5 5862	
marineblau	1 Stück	G5 5863	
lavendel	1 Stück	G5 5865	



ORIGINAL LITTMANN MASTER CLASSIC II STETHOSKOP

Mit schwerem Spezial-Bruststück. Das neue Dual Frequency System überträgt je nach Auflagedruck tiefe und hohe Töne. Einschlauchsystem, mit aufsteckbaren Soft-Oliven.

Membrane: 47 mm Ø
Gewicht: 150 g
Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 2144L	
burgund	1 Stück	G5 2146	
marineblau	1 Stück	G5 2147	
karibikblau	1 Stück	G5 2630	
Black Edition	1 Stück	G5 2141	



ORIGINAL LITTMANN CLASSIC II STETHOSKOP, TYP KINDER

Membrane: 35 mm Ø
Trichter: 30 mm Ø
Gewicht: 100 g
Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 2113	
rot	1 Stück	G5 2113R	
karibikblau	1 Stück	G5 2119	
himbeerrot	1 Stück	G5 2122	



ORIGINAL LITTMANN CLASSIC II STETHOSKOP, TYP SÄUGLINGE

Membrane: 30 mm Ø
Trichter: 23 mm Ø
Gewicht: 85 g
Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 2114	
rot	1 Stück	G5 2114R	
himbeerrot	1 Stück	G5 2125	
marineblau	1 Stück	G5 2123	



ORIGINAL LITTMANN MASTER CARDIOLOGY STETHOSKOP

Das Spezialinstrument für die Kardiologie mit dem besonders gut aufliegenden Master-Bruststück und der „Dual Frequenz Membran“. Doppelschlauch-System, aufsteckbare Soft-Oliven. Die besondere Form des Bruststückes erlaubt die gute Handhabung.

Membrane: 50 mm Ø
Gewicht: 235 g
Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
marineblau	1 Stück	G5 2164	
pflaume	1 Stück	G5 2167	
dunkelgrün	1 Stück	G5 2165	
Edelstahl poliert			
schwarz	1 Stück	G5 2160	
Black Edition			
schwarz	1 Stück	G5 2161	



ORIGINAL LITTMANN CARDIOLOGY IV™ STETHOSKOP

Exzellente akustische Leistung verbunden mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit – das Cardiology IV™ Stethoskop verfügt über abstimmbare Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten des Bruststücks.


Membrane: 43 mm und 33 mm Ø
Gewicht: 177 g
Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
schwarz	1 Stück	G5 6152	
marineblau	1 Stück	G5 6154	
dunkelgrün	1 Stück	G5 6155	
pflaume	1 Stück	G5 6156	
himbeerrot	1 Stück	G5 6158	
Black Edition			
marineblau	1 Stück	G5 6168	
Black Special Edition			
schwarz	1 Stück	G5 6163	
Messing Edition			
schwarz	1 Stück	G5 6164	
Regenbogen Edition			
schwarz	1 Stück	G5 6165	
Smoke Edition			
türkis	1 Stück	G5 6171	
himbeerrot	1 Stück	G5 6178	
pflaume	1 Stück	G5 6166	
Smoke Special Edition			
schwarz	1 Stück	G5 6162	
Mirror Edition / hochglanzpoliert			
schwarz	1 Stück	G5 6177	
karibikblau	1 Stück	G5 6169	
burgund	1 Stück	G5 6170	
Champagne Edition			
schwarz	1 Stück	G5 6179	
burgund	1 Stück	G5 6176	
karibikblau	1 Stück	G5 6190	

PRESSURE MAN II

Diese Blutdruckmeßgeräte bringen Farbe in die Praxis. Farblich abgestimmte Manschetten und Stethoskope: Ideal für den gezielten Einsatz in Abteilungen und Stationen.

Made in Germany



PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II IMPORT

Der besonders preiswerte Economy Blutdruckmesser mit separatem Metallgehäuse 50 mm Durchmesser, Gehäuse blau, getrennter Schlauch mit Ventil wie auch Tonometer-Uhr. Erhältlich in den 4 Farben.

Type	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 2079	
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 2079R	
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 2079G	
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 2079B	



PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II SET

Economy Blutdruckmesser mit getrenntem Schlauch, Ventil und Tonometer-Uhr, komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx



Type	VE	REF	Preis VE
Set - grau	1 Stück	E3 2079-ST	
Set - rot	1 Stück	E3 2079R-ST	
Set - grün	1 Stück	E3 2079G-ST	
Set - blau	1 Stück	E3 2079B-ST	



PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE

2-Schlauch Blutdruckmesser mit kalibrier-tem, verchromten 50 mm Durchmesser Manometer, inkl. Klettmanchette, deutsche Qualität.

Besondere Merkmale:

- Leicht ablesbare Skalenmarkierungen
- Bewährte Doppelschlauch-Konstruktion
- Kalibrierte Klettmanchetten
- Progressive Ventile für besonders gleichmäßigen Druckablauf
- Ansprechende Farben der Manchetten
- Mit farblich angepasstem Stethoskop auch als Set lieferbar
HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx



Type	VE	REF	Preis VE
Haken-Manschette - grün	1 Stück	E3 1078	
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1079	
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1079R	
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1079G	
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1079B	



PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE SET

2-Schlauch Blutdruckmesser mit verchromten 50 mm Durchmesser Manometer. Klettmanchette komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.



Type	VE	REF	Preis VE
Set - grau	1 Stück	E3 1079-ST	
Set - rot	1 Stück	E3 1079R-ST	
Set - grün	1 Stück	E3 1079G-ST	
Set - blau	1 Stück	E3 1079B-ST	



PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE IMPORT

2-Schlauch Blutdruckmesser, Gehäuse mit großer Skala, 60 mm Durchmesser, mit kalibrierter Klettmanchette.

Type	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1090	
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1090R	
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1090G	
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1090B	

PRESSURE MAN II

Zubehör für servoprax® - Blutdruckmessgeräte



MANOMETER

für 2-Schlauch, ohne Manschette.

Type	VE	REF	Preis VE
Pressure Man Import 60 mm Skala	1 Stück	E3 03-68	
Pressure Man Chrome 50 mm Skala	1 Stück	E3 03-CHROM	



ARMMANSCHETTEN FÜR ERWACHSENE

Kalibriert, mit Innenblase, Velcro-Klettverschluss, 2-Schlauch.

Größe (L x B) = 49 x 14,5 cm, Schlauchlänge = 70 cm.

Farbe	VE	REF	Preis VE
grau	1 Stück	E3 1221	
rot	1 Stück	E3 000004	
grün	1 Stück	E3 000006	
blau	1 Stück	E3 000009	

HÜLLEN FÜR GUMMIBLASEN

ohne Blase.



Type	VE	REF	Preis VE
Für Erwachsene			
Farbe: grau Größe: 12 x 23 cm / 12 x 28 cm	1 Stück	E3 110102	
Farbe: rot Größe: 12 x 23 cm / 12 x 28 cm	1 Stück	E3 000001	
Farbe: grün Größe: 12 x 23 cm / 12 x 28 cm	1 Stück	E3 000003	
Farbe: blau Größe: 12 x 23 cm / 12 x 28 cm	1 Stück	E3 000010	
Für Kinder			
Größe: 8 x 20 cm	1 Stück	E3 110202	
Für Babies			
Größe: 4 x 20 cm	1 Stück	E3 110304	



SPEZIALMANSCHETTEN

Type	VE	REF	Preis VE
Oberschenkel			
Größe: 72 x 20 cm	1 Stück	E3 1342	
Kinder			
Größe: 35,5 x 10 cm	1 Stück	E3 1250	
Babies			
Größe: 23 x 7,2 cm	1 Stück	E3 1240	

GUMMIBLASEN, EINZELN

Type	VE	REF	Preis VE
Erwachsenenmanschette			
2-Schlauch, 12 x 23 cm	1 Stück	E3 1103	
Kindermanschette			
2-Schlauch, 8 x 20 cm	1 Stück	E3 1104	
Babymanschette			
2-Schlauch, 4 x 20 cm	1 Stück	E3 110303	
Druckball			
schwarz	1 Stück	E3 1105	
Ablassventil			
Standard mit Drehschraube	1 Stück	E3 1106	



PRESSURE MAN II



PRESSURE MAN PRIVAT

Das preiswerte Selbstmessgerät mit eingebautem Stethoskop. Manometergehäuse metallverchromt, gehärtete Spezialmembran mit Velcro-Zugbügel-Klettmanschette. HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx

Type	VE	REF	Preis VE
Blutdruckmessgerät	1 Stück	E3 1174	
Velcro-Ersatzmanschette	1 Stück	E3 1357	



PRESSURE MAN II



PRESSURE MAN II KINDER SET

Komplettes 2-Schlauch Manometergerät mit jeweils einer Baumwollmanschette für Kinder und für Säuglinge. In passender Kindermotiv-Aufbewahrungstasche.

Type	VE	REF	Preis VE
Kinder-Set	1 Stück	E3 1090K-SET	





OMRON M700 INTELLI IT

Vollautomat für die Messung am Oberarm mit Intelli Wrap Manschette

Das innovative Premium-Gerät mit OMRON connect.

- Intelli Wrap Manschette (22 - 42 cm) für genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm
- OMRON connect App für iOS / Android
- LED-Ampelanzeige zum einfachen Ablesen und klaren Interpretieren des Blutdruckwertes
- Morgenhypertonie-Anzeige
- Intellisense-Technologie: individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, schonender und bequemer
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Erkennt Körperbewegungen während der Messung
- LED-Manschettensitzkontrolle
- Je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum / Uhrzeit und Mittelwertbildung
- Abmessungen: 12,4 cm (B) x 9 cm (H) x 16,1 cm (T)
- Inkl. Aufbewahrungstasche, Batterien (4 x 1,5 V Batterien Typ AAA), Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass



Type	HMV	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
Omron M700 Intelli IT	21.28.01.2900	HEM-7322T-D	11854314	1 Stück	E3 M700	

BOSO MEDICUS

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät – mit hoher Arztverwendung:

- Vollautomatische Messung
- Komfortable Einknopf-Bedienung
- Manuelle Druckvorwahl
- Messbereich bis 280 mm Hg
- Batterieschonende Abschaltautomatik
- Netzteil-Anschluss für batteriefreien Betrieb



Type	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Medicus Medicus (421-0-143)	21.28.01.2012	07365845	1 Stück	E3 421	

BOSO MEDICUS UNO

Das Basisgerät für die Oberarmmessung mit Einknopfbedienung:

- Die Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- Intelligente Aufpumpautomatik für sanftes Aufpumpen und schnelles Ablassen
- Speicher für die letzte Messung



Type	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Medicus Uno (451-0-143)	21.28.01.2003	02227831	1 Stück	E3 451	
Medicus Uno XL (451-0-143), starke Arme	21.28.01.2003	07147545	1 Stück	E3 451 XL	



PRESSURE MAN

PRESSURE MAN „PROFESSIONAL“

Das preiswerte, quecksilberfreie (digitale) Tisch-Arztmodell mit großem, gut lesbarem Display. Es entspricht der gleichen Größe mit Aufbewahrungsbox eines professionellen Quecksilber-Tischgerätes, jedoch als ungiftige, digitale Variante.

Druckanzeige: 0 - 300 mm HG (oder bis 40 kPa)

Genauigkeit: +/- 3 mm HG / +/- 0,4 kPa

Puls wiedergabe: 30 - 200 / Min. +/- 5 %

Memory Funktion: 5 Werte-Speicher

Low battery-Anzeige, 3 Volt, 2 AA-Batterien.

Type	VE	REF	Preis VE
Pressure Man „Professional“	1 Stück	E3 3070	



PRESSURE MAN



FIEBERTHERMOMETER

Glasthermometer - garantiert ohne Quecksilber.

Gut ablesbar, mit blauleuchtender Skala von 35 °C - 42 °C.

In Kunststoffhülle verpackt.

Type	VE	REF	Preis VE
Glasthermometer in Kunststoffhülle	1 Stück	H7 1105	
Thermometerhülle, leer, Hart-Kunststoff mit Kappe	1 Stück	H7 1102	



BRAUN THERMOSCAN® PRO 6000 OHRTHERMOMETER

Das Braun ThermoScan Pro 6000 Ohrthermometer bietet die Schnelligkeit und einfache Bedienung, die Sie für präzise und zuverlässige Temperaturmessungen benötigen.

- Vorgewärmte Sondenspitze verbessert den Patientenkomfort während der Messung
- Sondenschutzhüllen sind für zusätzlichen Komfort weich ummantelt und für den Einmalgebrauch vorgesehen, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern
- Speicherabrufstaste zeigt die zuletzt durchgeführte Messung an
- 60-Sekunden-Timer unterstützt die manuelle Messung der Pulsfrequenz und Atmung
- C/F-Taste für schnelles Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit
- Elektronische und mechanische Sicherheitsfunktionen schützen vor Diebstahl und Verlust
- Grün leuchtende LED signalisiert ExacTemp Positionierungsfeedback für die Sondenspitze
- Ergonomisches Griffdesign – angenehm und sicher zu halten
- Optionen der Basiseinheit:
 - Kleine Basiseinheit mit 1 Schachtel Sondenschutzhüllen (20 St.)
 - Große Basiseinheit mit 2 Schachteln Sondenschutzhüllen (2 x 20 St.)

Type	VE	REF	Preis VE
Braun ThermoScan® Pro 6000, mit kleiner Basiseinheit	1 Stück	E3 06000200	
Braun ThermoScan® Pro 6000, mit großer Basiseinheit	1 Stück	E3 06000300	
Einmal-Schutzhüllen/Ohrtips	200 Stück	E3 06000800-200	
Braun ThermoScan Pro 6000 Ladestation (einschließlich Akkueinheit)	1 Stück	E3 06000125	

BRAUN THERMOSCAN 7 MIT AGE PRECISION™

Das meistverkaufte Ohrthermometer – mit neuer, zusätzlicher Funktion

Das Braun ThermoScan® 7 mit altersabhängiger Temperaturmessung.

- Patentierte, vorgewärmte Messspitze zur Sicherstellung höchster Genauigkeit
- ExacTemp Technologie bestätigt in Sekunden die sichere Positionierung und damit ein genaues Messergebnis
- Patentiertes, farbcodiertes Age Precision Display hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren
- Einstellung des Alters für Age Precision: 0 - 3 Monate, 3 - 36 Monate, 36 Monate - Erwachsene
- Großes LCD Display auf der Oberseite des Gerätes
- Ergonomische Form
- Nachtlicht
- Separater Memory-Button
- +1 Speicher (9 Messwerte)
- Inkl. 2 AA Batterien, Aufbewahrungsbox und 21 Einmal-Schutzhüllen



Type	VE	REF	Preis VE
Braun ThermoScan 7 IRT6520	1 Stück	E3 6520	



DIGIttemp™

DIGITEMP™ ELEKTRONISCHES FIEBERTHERMOMETER

- 4-stellige große Digitalanzeige. Messbereich: 32 – 42 °C
- Kindersicher, bruchsicher, quecksilberfrei, wasserdicht, desinfizierbar in Lösungen
- Signalton, Abschaltautomatik, auswechselbare Batterien
- Im Einzeldisplay mit Plastikhülle oder in der Hospitalpackung mit Plastikhülle (Preisvorteil!)

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
DIGIttemp™ im Einzeldisplay	01219746	1 Stück	E3 15	
DIGIttemp™ ECO im Hospitalpack	10545367	25 Stück	E3 15-ECO	



DIGIttemp™

Die besondere Thermometerhülle

DIGITEMP™ THERMOMETERHÜLLE

Aus besonders weicher Folie, griffgerechte Verpackung, großes Schriftfeld. Hygienisch, da sich die beschmutzte Außenhülle automatisch beim Abstreifen nach innen stülpt.

Type	VE	REF	Preis VE
Für alle gebräuchlichen Digital-Fieberthermometer (z. B. Philips, Hestia, Digitemp, etc.)			
Thermometerhülle, ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11033	
Thermometerhülle, mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11034	
Für Glasthermometer			
Thermometerhülle, ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11031	
Thermometerhülle, mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11032	



VARTA ACCUS - AUFLADBARE BATTERIEN

- Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen
- Bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit – "Ready to Use"
- Einzigartig: Die derzeit höchste „Ready To Use“ Kapazität am Markt – AA 2600 mAh
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen am Markt
- Durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Fotokameras und Blitzgeräte.

Type	Spannung	Kapazität	VE	REF	Preis VE
1 Mono	1,2 V	3000mAh	2 Stück	K1 7202	
2 E-Block	8,4 V	200mAh	1 Stück	K1 7221	
3 Baby	1,2V	3000mAh	2 Stück	K1 7142	
4 Mignon	1,2 V	2600mAh	2 Stück	K1 7662	
5 Micro	1,2 V	1000mAh	2 Stück	K1 7632	



UNIVERSAL BATTERIE-LADEGERÄT

In neuem technischen Design mit hochwertiger Oberfläche „rubber-paint“ (gummierte Anmutung)

- Tischlader für bis zu 4 Akkus gleichzeitig
- Für 2/4 AA, AAA, C, D oder 1x 9-Volt Akkus
- Lädt AA bis zu 2700mAh / AAA bis 1000mAh
- Timerabschaltung
- Erhaltungsladung
- Ladezeit ca. 5 Stunden
- 3 LEDs signalisieren den Ladestatus
- 3 Jahre Garantie

Eine einmalige Anschaffung, welche viel Geld sparen hilft.

Type	VE	REF	Preis VE
Ladegerät	1 Stück	F3 0123	



ENERGIZER INDUSTRIAL ALKALINE BATTERIEN

Energizer Industrial Alkaline Batterien stellen die neueste Generation professioneller Alkaline Batterien dar. Ideal für Behörden, Großverbraucher, Industrie, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik. Sie wurden entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Gerade im professionellen Bereich kommt es auf höchste Zuverlässigkeit an. Sensible Geräte müssen geschützt werden. High-Tech Anwendungen erfordern hundertprozentige Leistung. Mit der Energizer Industrial Alkaline sind Sie hier rundum auf der sicheren Seite.

- Höchster Qualitätsstandard und absolut zuverlässige Leistung
- Ideal in Rauchmeldern, Langzeit EKG's, Fernbedienungen, Mikrofone uvm.
- Ähnlich wie: Duracell Procell, Varta Industrial, Panasonic Powerline
- Ausgezeichnetes Temperaturverhalten von -20 °C - +55 °C
- Optimaler Auslaufschutz

Type	Spannung	VE	REF	Preis VE
1 Mono, EN95/LR20	1,5 V	12 Stück	F3 623865	
2 Block, EN22/6LR61	9 V	12 Stück	F3 623866	
3 Baby, EN93/LR14	1,5 V	12 Stück	F3 623863	
4 Mignon, EN91/LR6	1,5 V	10 Stück	F3 633297	
5 Micro, EN92/LR03	1,5 V	10 Stück	F3 623862	



GREENCELL BLOCKBATTERIE - 9V

- Hohe Leistung und Kapazität
- Besonders preisgünstig
- Einzeln cellophaniert

Type	VE	REF	Preis VE
Blockbatterie 9 V, MN 1604	1 Stück	F3 BLOCK	



INDUSTRIAL BY DURACELL

Die Batterie im neuen Look bietet dieselbe DURACELL® Leistung und Zuverlässigkeit wie Procell.

- Industrial by DURACELL®. AAA-Batterien mit höherer Leistung
- Zuverlässige DURACELL® Qualität
- Langlebigere Leistung
- Garantierte Leistung auch unter extremen Bedingungen
- Kostensparende Bulk-Verpackung
- Produziert gemäß IEC 60086 und ISO 9001

Type	Spannung	VE	REF	Preis VE
① Mignon	1,5 V	10 Stück	F3 LR6	
② Micro	1,5 V	10 Stück	F3 LR03	
③ Baby	1,5 V	10 Stück	F3 LR14	
④ Mono	1,5 V	10 Stück	F3 LR20	
⑤ Block	9 V	10 Stück	F3 9V	



VARTA BATTERIEN

VARTA INDUSTRIAL Alkaline

- Beste Qualität „Made in Germany“ mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit
- Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen gewährleisten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
- Spezielle OEM Verpackungsgebilde für einfache Abwicklungsprozesse
- Hält seine Spannung länger als jede andere Industriezelle am Markt
- Bestens geeignet für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen
- Hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt
- Bei AAA bis zu 11% und bei AA bis 5% besser als vergleichbare Konkurrenz Produkte im IEC Durchschnitt
- VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA garantiert eine zuverlässige Leistung auch bei extremen Temperaturen von -20°C bis +50°C
- Nicht wieder aufladbar

Zertifizierte Qualität

- Die Batterie ist auslaufsicher und nach internationalen Normen zertifiziert: DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015
- Jede Batterie wird von unserem VARTA-Qualitätsteam einzeln geprüft
- Öffentliche Institutionen verlassen sich seit Jahrzehnten auf VARTA Industrial Zellen

*Ausnahme: Industrial 9V Made in China.
Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren bei AA, AAA, C & D


Type	Spannung	VE	REF	Preis VE
① Mono	1,5 V	1 Stück	K1 1072	
② Block	9 V	1 Stück	K1 3367	
③ Mignon	1,5 V	4 Stück	K1 4449	
④ Micro	1,5 V	10 Stück	K1 3730	
⑤ Baby	1,5 V	1 Stück	K1 7319	



SPEZIALBATTERIEN FÜR HÖRGERÄTE

Duracell Zink-Luft Batterien haben eine besonders hohe Energiedichte, ideal für den Langzeiteinsatz bei geringer bis mittlerer Belastung. Lange Lagerfähigkeit, geringe Betriebskosten. Je 6 Stück in Entnahmedose verpackt

Type	Spannung	Kapazität	VE	REF	Preis VE
DA 675	1,4 V	570 mAh	6 Stück	F3 7576	
DA 13	1,4 V	245 mAh	6 Stück	F3 7578	
DA 312	1,4 V	125 mAh	6 Stück	F3 7579	
DA 230	1,4 V	65 mAh	6 Stück	F3 7569	



RAYOVAC HÖRGERÄTE-BATTERIEN

- Quecksilberfrei und mit korrosionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen
- Bewährte Verpackung für leichte Entnahme
- Patentierte Technologie von der weltweiten Nr. 1 der Hörgeräte-Batteriehersteller

Type	Höhe	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
13	5,35 mm	7,8 mm	6 Stück	F3 13	
10	3,5 mm	5,8 mm	6 Stück	F3 10	
312	3,45 mm	7,8 mm	6 Stück	F3 312	
675	5,35 mm	11,6 mm	6 Stück	F3 675	

SERVOPRAX® VENENSTAUER

- Kräftiges Gewebe, Kunststoffverschluß.
- Einhandbedienung: Er läßt sich mit einer Hand spannen und öffnen.
- Ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- Band bei 60 °C waschbar.
- Einzeln im Display verpackt.
- Bandlänge: 40 cm



Type / Farbe	VE	REF	Preis VE
Blau	1 Stück	G2 1001	
Rot	1 Stück	G2 1001R	
Grün	1 Stück	G2 1001G	
Kindermotiv	1 Stück	G2 1001KM	




SERVOPRAX® BUNTE VENENSTAUER


Die Spannänder sind in modisch melierten Farben gestaltet.
Bandlänge: 50 cm

Type	VE	REF	Preis VE
Herbstfarben	1 Stück	G2 2000	
Frühlingsfarben	1 Stück	G2 2001	

So einfach geht's!

- 1 Band um den Arm legen, Verschluß zusammenstecken bis er hörbar einschnappt. Das Sicherheitsschloß ist jetzt verriegelt.
- 2 Bandende in Pfeilrichtung zum Stauen ziehen. Öffnungssicherung ist nun automatisch eingeschaltet.
- 3 Nach dem Setzen der Nadel kann nun das Band durch einen einfachen Druck auf die Taste 1 entspannt werden.
- 4 Zum Öffnen auf die Taste 2 drücken.





PENLIGHT ELOXY -ALUMINIUM-

- Mit Druckschalter
- Auswechselbare Hochleistungsbatterien (im Lieferumfang)
- Einzeln im Display verpackt

Type	VE	REF	Preis VE
Penlight Eloxy silber eloxiert	1 Stück	B6 1200	
Penlight Eloxy blau eloxiert	1 Stück	B6 1201	



PENLIGHT COMFORT -EDELSTAHL-

Für Untersuchungen im Ohren-, Nasen- und Rachenbereich geeignet.

- Aus Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet
- Mit Druckknopf-Schalter
- 2 Langzeitbatterien
- Einzeln im Display verpackt

Type	VE	REF	Preis VE
Penlight Comfort Edelstahl	1 Stück	B6 1621	




PENLIGHT LED DELUXE

Deutlich helleres und weißeres Licht durch LED-Birne.


Wegen des besonders hellen Lichtes nicht als Pupillen-Leuchte verwenden.

- Aus Edelstahl
- Rostfrei, matt, gebürstet
- Mit Druckschalter und 2 Langzeitbatterien
- Einzeln im Display verpackt



Auf dem Foto sehen Sie im direkten Vergleich die konventionelle Beleuchtung im Verhältnis zur LED Beleuchtung.

Type	VE	REF	Preis VE
Penlight LED Deluxe	1 Stück	B6 1300	



PENLIGHT

Gezieltes handliches Licht für die Klinik und die Praxis

- Helles, gezieltes Licht
- Mit Feder-Clip
- Mit aufgedrucktem Maßstab für die Pupillenmessung.
- Mit bewährten Langzeitbatterien = umweltfreundlich ohne Cadmium oder Quecksilber
- Eingesiegelt, nach Verbrauch komplett entsorgen

Type	VE	REF	Preis VE
Penlight Classic Six Pack Dispenser	6 Stück	B6 1006	
Penlight Classic Einzel, unbedruckt	1 Stück	B6 10061	

PENLIGHT DIAGNOSTIC LIGHTS



PENLIGHT DELUXE

Gezieltes handliches Licht

- Mit Federclip Kontakt
- Mit 2 auswechselbaren Hochleistungsbatterien
- Helles, gezieltes Licht, ideal für jede Kitteltasche
- Einzel im Displaykarton

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Penlight Deluxe im Displaykarton	04425446	1 Stück	B6 1003	



SORTIMENT ZOOTIERE

Für den kleinen Patienten.

Aus bemaltem Kunststoff. Das ideale Geschenk für den „tapferen“ kleinen Patienten. **Absolut giftfrei.**

Packung = 100 + 4 Stück (kostenlos).

Type	VE	REF	Preis VE
Zootiere	1 Packung	P1 004	



STIRNLEUCHTEN

Für zielgerichtete Diagnosen und Arbeiten, bei denen helles, zentriertes Licht notwendig ist, empfiehlt sich diese Stirnleuchte. Durch Drehen des Leuchtkörpers schalten Sie die helle Xenon-Birne ein und erhalten eine punktgenaue Ausleuchtung. Komplet mit 2 auswechselbaren Batterien, Typ Mignon. Mit weichem, elastischem Kopfband. Ideal auch bei Bastel- und Reparaturarbeiten, oder als Leseleuchte z. B. bei Notfällen.

Type	VE	REF	Preis VE
Stirnleuchte mit Xenon-Birne	1 Stück	I5 0909	



ULTRAVIOLETT LEUCHTE

Eine ideale Hilfe zum Erkennen von Wasserzeichen (z. B. auf Banknoten oder Briefmarken), bzw. Hautpigmenten- und veränderungen.

Type	VE	REF	Preis VE
Ultraviolett Leuchte	1 Stück	B6 UV59	

Hochwertig - Lichtstark - Innovativ

OPTICLAR DIAGNOSTIK INSTRUMENTE
powered by servoprax®



PROFESSIONELL

OPTICLAR Instrumente sind hochwertig verarbeitet, außerordentlich zuverlässig und speziell für den Dauereinsatz in Klinik und Arztpraxis entwickelt worden.

WIRTSCHAFTLICH

Die effiziente Lithium-Ladetechnik von OPTICLAR sorgt dafür, dass Ihr Instrument immer optimal geladen ist.

KOMFORTABEL

Wenn sie den OPTICLAR Handgriff aus der Ladestation entnehmen, wird das Licht automatisch aktiviert und selbstverständlich auch wieder ausgeschaltet, sobald das Instrument in die Ladestation zurückgestellt wird.

LANGLEBIG

Die True-Tone LED Leuchtmittel von OPTICLAR sorgen für ein beeindruckend helles und gleichmäßig ausgeleuchtetes Sichtfeld. Die nahezu unbegrenzte Lebensdauer macht das Handling einfach und kostengünstig, teure Ersatzlampen gehören der Vergangenheit an!

PRÄZISE

Präzise geschliffene Optiken mit mehrfach vergüteten Linsen erzeugen gestochen scharfe und bis an den Rand verzerrungsfreie Bilder.

ZUVERLÄSSIG

Die Qualität der OPTICLAR Produkte hat uns überzeugt, darum gewähren wir unseren Kunden 5 Jahre Garantie auf alle OPTICLAR Instrumente und Handgriffe.

VIELSEITIG

Das umfangreiche OPTICLAR Instrumenten Programm bietet vielseitige Lösungen. Die Instrumentenköpfe und Handgriffe der OPTICLAR Pocket Serie sind voll kompatibel zum HEINE 2000/3000 System, OPTICLAR Instrumente und Handgriffe der PRO-Serie sind kompatibel zu den Instrumenten und Handgriffen der Firma Welch Allyn® und durch den Einsatz der OPTICLAR Adapter können auch in der Praxis vorhandene Instrumente und Handgriffe, mit HEINE® Dreikant System, einfach weiter genutzt werden.



* Welch Allyn® ist ein eingetragener Markenname der Firma Welch Allyn USA.

* HEINE® ist ein eingetragener Markenname der Firma HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.



OPTICLAR

OPTICLAR LED F.O. TASCHE-OTOSKOP SET

- LED F.O. Taschen-Otoskop mit Batteriegriff
- Distale Fiber Optik mit LED Beleuchtung
 - Instrument aus schlagfestem Polykarbonat
 - Kratzfestes Fenster
 - Schwenklupe mit 3-facher Vergrößerung
 - Praktische Größe für die Bereitschaftstasche
 - Inkl. 2 Batterien
 - Batterie oder Ladetechnik nach Wahl
 - Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen und Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
LED F.O. Taschen-Otoskop Set, mit je 5 Einweg-Tips 2,5 mm / 4 mm, Batteriegriff, Stofftasche mit Klettverschluss	1 Set	15 501022	

OPTICLAR

OPTICLAR LED TASCHE-OPHTHALMOSKOP SET

- LED Taschen-Ophthalmoskop mit Batteriegriff
- 18 Korrekturlinsen von -20D bis +20D
 - 5 Blenden
 - Rotfreies Kontrastfilter
 - Inkl. 2 Batterien
 - Staubgeschützt
 - Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen und Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie



Type	VE	REF	Preis VE
LED Taschen-Ophthalmoskop Set, mit LED Taschen-Ophthalmoskop, Batteriegriff, Reißverschlusssetui	1 Set	15 5010024	

• 20 15 10 8 6 1-4 ~~0~~ 1-4 6 8 10 15 20 +



OPTICLAR

OPTICLAR LED TASCHEN-INSTRUMENTEN SET

LED Taschen-Ophthalmoskop mit Batteriegriff

LED Taschen-Otoskop mit Batteriegriff

- 18 Korrekturlinsen von -20D bis +20D
- 6 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- Inkl. 2 Batterien
- Staubdicht
- Jeweils 5 Einmalgebrauchs-Tips 2,5 mm und 4 mm
- Reißverschlusssetui
- Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen und Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie



Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED Taschen-Instrumenten Set	1 Set	15 5010010	



OPTICLAR

OPTICLAR LED TASCHEN-INSTRUMENTEN LADE-SET

LED Taschen-Ophthalmoskop

LED Taschen-Otoskop

- 18 Korrekturlinsen von -20D bis +20D
- 5 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- 2 Lithium Ladegriffe mit automatischem Ladegerät für 2 Griffe
- Inklusive 5 Einmalgebrauchs-Tips 2,5 mm und 4 mm
- Reißverschlusssetui
- Gewindeverschluss des Instrumentenkopfes kompatibel mit den Griffen und Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED Taschen-Instrumenten Lade-Set	1 Set	15 5014010	



OPTICLAR

OPTICLAR LED F.O. TASCHE-OTOSKOP LITHIUM LADE-SET

LED F.O. Taschen-Otoskop mit Ladegriff und Ladestation

- Distale Fiber Optik mit LED Beleuchtung
- Instrument aus schlagfestem Polykarbonat
- Kratzfestes Fenster
- Schwenklupe mit 3-facher Vergrößerung
- Praktische Größe für die Bereitschaftstasche
- Lithium-Ladetechnik
- Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen und Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
LED F.O. Taschen-Otoskop Lithium Lade-Set, mit je 5 Einweg-Tips 2,5 mm / 4 mm, Lithium Ladegriff und automatischem Einzel-Ladegerät, im Hartschalen-Etui	1 Set	15 5014020	



OPTICLAR

OPTICLAR LED TASCHE-OPHTHALMOSKOP LITHIUM-LADE-SET

LED Taschen-Ophthalmoskop mit Ladegriff und Ladestation

- 18 Korrekturlinsen von -20D bis +20D
- 5 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- Staubgeschützt
- Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen und Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
LED Lithium Taschen-Ophthalmoskop Set, mit LED Taschen-Ophthalmoskop, Lithium Ladegriff und automatischem Einzel-Ladegerät, Reißverschlusssetui	1 Set	15 5014024	



- 20 15 10 8 6 1-4  1-4 6 8 10 15 20 +





OPTICLAR

OPTICLAR LED PRO F.O. OTOSKOP SET

- LED F.O. Otoskop mit Batteriegriff
- Distale Fiber Optik mit LED Beleuchtung
 - Spannungsunabhängig durch innovative LED-Technik
 - Instrument aus schlagfestem Polykarbonat
 - Kratzfestes Fenster
 - Schwenklupe mit 3-facher Vergrößerung
 - Inkl. 2 Batterien
 - Schnellverschluss
 - Reißverschlusssetui

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.
 In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
LED Pro F.O. Otoskop Set, mit je 5 Einweg-Tips 2,5mm / 4 mm, Batteriegriff, Reißverschlusssetui	1 Set	I5 5020040	



OPTICLAR

OPTICLAR LED PRO F.O. OTOSKOP LITHIUM USB LADE-SET

- LED F.O. Otoskop mit USB-Ladegriff
- Distale Fiber Optik mit LED Beleuchtung
 - Spannungsunabhängig durch innovative LED-Technik
 - Instrument aus schlagfestem Polykarbonat
 - Kratzfestes Fenster
 - Schwenklupe mit 3-facher Vergrößerung
 - Stabiler Schnellverschluss

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.
 In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.



Type	VE	REF	Preis VE
LED Pro F.O. Otoskop Lithium USB Lade-Set, mit je 5 Einweg-Tips 2,5mm / 4 mm, Lithium USB Ladegriff, USB Kabel, Reißverschlusssetui	1 Set	I5 5020041	

OPTICLAR

OPTICLAR LED PRO F.O. OTOSKOP LITHIUM LADE-SET

LED F.O. Otoskop mit Ladegriff und Ladestation

- Distale Fiber Optik mit LED Beleuchtung
- Spannungsunabhängig durch innovative LED-Technik
- Instrument aus schlagfestem Polykarbonat
- Kratzfestes Fenster
- Schwenklupe mit 3-facher Vergrößerung
- Schnellverschluss

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.

In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.



Type	VE	REF	Preis VE
LED Pro F.O. Otoskop Lithium Lade-Set, mit je 5 Einweg-Tips 2,5 mm / 4 mm, Lithium Ladegriff und automatischem Einzel-Ladegerät, Reißverschlusssetui	1 Set	I5 5020042	

OPTICLAR

OPTICLAR PRO OTOSKOP/ OPHTHALMOSKOP SET

Bestehend aus:

LED Pro Ophthalmoskop

LED F.O. Otoskop

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- 1 Batteriegriff
- Inkl. 2 Batterien
- Inklusive 5 Einmalgebrauchs-Tips 2,5 mm und 4 mm
- Reißverschlusssetui
- Stabiler Schnellverschluss


Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.


In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.



Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED L28 Set	1 Set	I5 5020020	

- 25 20 15 1-10 ~~1-10~~ 12 15 20 40 +





- 25 20 15 1-10 1-10 12 15 20 40 +

OPTICLAR

OPTICLAR KOMBINIERTES LED PRO LITHIUM-LADE-SET

Bestehend aus:
LED Pro Ophthalmoskop
LED F.O. Otoskop

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- 1 Lithium Ladegriff mit automatischem Einzel-Ladegerät
- Inklusive 5 Einmalgebrauchs-Tips 2,5 mm und 4 mm
- Reißverschlusssetui
- Stabiler Schnellverschluss

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.
In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED L28 Lade-Set	1 Set	I5 5020022	

OPTICLAR


OPTICLAR KOMBINIERTES LED PRO LADE-SET MIT 2 LADEGRIFFEN

Bestehend aus:
LED Pro Ophthalmoskop
LED F.O. Otoskop

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- 2 Lithium Ladegriffe mit automatischem Ladegerät für 2 Griffe
- Inklusive 5 Einmalgebrauchs-Tips 2,5 mm und 4 mm
- Reißverschlusssetui

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.
In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED L28 Lade-Set mit 2 Ladegriffen	1 Set	I5 5020023	



- 25 20 15 1-10 1-10 12 15 20 40 +



OPTICLAR



OPTICLAR


1 OPTICLAR LED PRO LITHIUM OPHTHALMOSKOP LADE-SET

LED Pro Ophthalmoskop mit Ladegriff und Ladestation

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- Rotfreies Kontrastfilter
- Staubdicht
- Stabiler Schnellverschluss

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.
In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern
REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
L28 LED Lithium Ophthalmoskop Lade-Set, mit L28 LED Ophthalmoskop, Lithium Ladegriff und automatischem Einzel-Ladegerät, Reißverschlusssetui	1 Set	I5 5020052	



• 25 20 15 1-10 ~~1-10~~ 12 15 20 40 +

OPTICLAR

2 OPTICLAR KOMBINIERTES LED PRO USB LADE-SET


Bestehend aus
LED Pro Ophthalmoskop
LED F.O. Otoskop

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- Rotfreies Kontrastfilter
- 1 Lithium USB Ladegriff
- USB Kabel
- Jeweils 5 Einmalgebrauchs-Tips 2,5 mm und 4 mm
- Reißverschlusssetui
- Stabiler Schnellverschluss



Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.
In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/
I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED L28 USB Lade-Set	1 Set	I5 5020021	



• 25 20 15 1-10 ~~1-10~~ 12 15 20 40 +



OPTICLAR

OPTICLAR LED PRO OPHTHALMOSKOP SET

LED Pro Ophthalmoskop mit Batteriegriff


- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- Rotfreies Kontrastfilter
- Inkl. 2 Batterien
- Staubdicht
- Stabiler Schnellverschluss
- Reißverschlussetui

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen. In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern

REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
LED L28 Ophthalmoskop Set, mit Ophthalmoskop, Batteriegriff, Reißverschlussetui	1 Set	I5 5020050	

- 25 20 15 1-10 ~~0~~ 1-10 12 15 20 40 +



OPTICLAR

OPTICLAR LED PRO LITHIUM OPHTHALMOSKOP USB LADE-SET

LED Pro Ophthalmoskop mit USB-Ladegriff

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- Rotfreies Kontrastfilter
- Staubdicht
- Stabiler Schnellverschluss




Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen. In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern

REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
L28 LED Lithium Ophthalmoskop USB La-de-Set, mit L28 LED Ophthalmoskop, Lithium USB Ladegriff, USB Kabel, Reißverschlussetui	1 Set	I5 5020051	

- 25 20 15 1-10 ~~0~~ 1-10 12 15 20 40 +



OPTICLAR


OPTICLAR TIP-SPENDER FÜR WANDTRANSFORMATOR

Für alle gängigen Otoskop-Tips

Type	VE	REF	Preis VE
Tip-Dispenser, zur Aufnahme von 4 Reihen zu je 35 Tips	1 Stück	I5 5410	



- 25 20 15 1-10 1-10 12 15 20 40 +



OPTICLAR

OPTICLAR KOMBINIERTES LED PRO SET MIT WANDTRANSFORMATOR

- Bestehend aus
- LED Pro Ophthalmoskop
 - LED F.O. Otoskop
 - 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
 - 6 Blenden
 - Polarisationsfilter zur Reflexminderung
 - Rotfreies Kontrastfilter
 - Staubdicht
 - Stabiler Schnellverschluss
 - 2 automatische Griffe mit Spiralkabel, 4m
 - Wandtransformator für 230V oder Batteriebetrieb

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.

In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
Kombiniertes LED L28 Set mit Wandtransformator	1 Set	I5 5041010	



OPTICLAR

OPTICLAR EINMALGEBRAUCHS-TIPS FÜR F.O. OTOSKOPE

Type	Größe	VE	REF	Preis VE
Einmalgebrauchs-Tips	2,5 mm, für Kinder	1000 Stück	I5 25000	
Einmalgebrauchs-Tips	4,00 mm, für Erwachsene	1000 Stück	I5 40000	



OPTICLAR

OPTICLAR D-SCOPE DERMATOSKOP MIT LITHIUM LADEGRIFF

Für Polarisation und Immersion, kontaktlose Diagnostik und Single Use Schutzkappen. Multifunktions-Kontaktscheibe mit 10 Single Use Schutzkappen, Standard-Kontaktscheibe mit X/Y Skala, Lithium Ladegriff inkl. Ladebatterie mit automatischer Ladestation und Etui.

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.

In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern

REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluß.

- 4 Hochleistungs LED für optische Ausleuchtung
- Exzellente Darstellung für die Früherkennung von Melanomen
- Umschaltbar zwischen Polarisation und Immersion
- Optimale Hygiene durch Eingwegkontaktscheiben

Type	VE	REF	Preis VE
D-SCOPE Dermatoskop mit Lithium Ladegriff	1 Stück	I5 5025200	



OPTICLAR

OPTICLAR D-SCOPE DERMATOSKOP MIT BATTERIEGRIFF

Für Polarisation und Immersion

Standard-Kontaktscheibe mit X/Y Skala, Batteriegriff, Etui und 2 Batterien.

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.

In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern

REF: I5 5000098/I5 5000099 kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
D-SCOPE Dermatoskop mit Batteriegriff	1 Stück	I5 5015200	



OPTICLAR

OPTICLAR D-SCOPE COMBI DERMATOSKOP KOPFSTÜCK

Mit Skalenscheibe und 4 Einwegkappen im Hartschalen-Etui.

Kompatibel zu Welch Allyn Handgriffen.

In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern REF: I5 5000099 kompatibel zu Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
D-SCOPE Combi Dermatoskop Kopfstück, mit Skalenscheibe und 4 Einwegkappen im Hartschalen-Etui	1 Stück	I5 50200	



OPTICLAR D-SCOPE KOMPAKT DERMATOSKOP

Das OPTICLAR D-Scope Kompakt Dermatroskop ist die neueste Entwicklung der OPTICLAR D-Scope Familie. Die Kombination aus einer leistungsstarken Lichtquelle und der hochwertig verarbeiteten Optik mit 10-facher Vergrößerung liefert detaillierte Ansichten, die die Früherkennung von Melanomen optimal unterstützen. Die Dokumentation der Untersuchung kann problemlos mit einer kompatiblen Digitalkamera oder mit kompatiblen mobilen Endgeräten erfolgen. Den passenden Adapter erhalten Sie als Zubehör.



- Vergütete Optik mit 10-facher Vergrößerung, Immersion, Polarisation und kontaktlose Dermatoskopie möglich
- 4 Hochleistungs-TrueTone-LEDs für hervorragende Farbdarstellung
- Homogenes Lichtfeld mit > 50.000 Lux Lichtleistung
- Dauerbeleuchtung bis zu 4 Stunden bei voller Leistung, ca. 12 Stunden bei minimaler Einstellung der Lichtleistung
- Lithium-Ionen Akku mit nur 3 Stunden Ladezeit über USB oder über das optional erhältliche Tischladegerät
- Beleuchtungsstärke in 4 Stufen wählbar
- Kontaktplatten mit X/Y Achse, X Achse und für schwer zugängliche Läsionen, sowie Einweg-Kontaktplatten erhältlich
- Magnetaufnehmer-System für den einfachen Wechsel der Kontaktplatten am Dermatroskop-Kopf
- Große Auswahl an Smartphone- und Kamera-Adaptoren zur einfacheren Bildarchivierung
- Leicht und handlich, das D-Scope wiegt weniger als die Hälfte herkömmlicher Dermatoskope
- Vergütete Mikroskopoptiken zur Verminderung chromatischer Aberration, Durchmesser der Objektivlinse 23 mm

Type	VE	REF	Preis VE
D-SCOPE Kompakt Dermatroskop mit X/Y Kontaktplatte und Etui	1 Stück	I5 060201	

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR OPTICLAR D-SCOPE KOMPAKT DERMATOSKOP

Type	VE	REF	Preis VE
Magnetische Kontaktplatte mit X Achse	1 Stück	I5 0602011	
Magnetische Kontaktplatte mit X/Y Achse	1 Stück	I5 0602012	
Magnetische Kontaktplatte für Einweg-Kontaktscheiben	1 Stück	I5 0602013	
Etui	1 Stück	I5 0602015	
Tischladegerät	1 Stück	I5 0602017	
Li-ion Batterie	1 Stück	I5 06020110	
Einweg Kontaktscheiben	10 Stück	I5 06020115	
Photoadapter I-Phone 4	1 Stück	I5 06001014	
Photoadapter I-Phone 5	1 Stück	I5 06001015	
Photoadapter I-Phone 6	1 Stück	I5 06001016	
Photoadapter I-Phone 6+	1 Stück	I5 060010165	
Photoadapter I-Phone 7	1 Stück	I5 06001017	
Photoadapter I-Phone 7+	1 Stück	I5 060010175	
Photoadapter IPOD Touch GEN 6	1 Stück	I5 0600106	
Photoadapter I-Phone X	1 Stück	I5 060010	
Photoadapter Samsung S5	1 Stück	I5 060015	
Photoadapter Samsung S6 Edge	1 Stück	I5 060016	
Photoadapter Samsung S7	1 Stück	I5 060017	
Photoadapter für Kompaktkameras (Sony Cybershot empfohlen)	1 Stück	I5 06001000	

OPTICLAR



OPTICLAR

OPTICLAR V-SCOPE F.O. LED OTOSKOP

Das fokussierbare V-Scope Otoskop bietet ein nahezu doppelt so großes Blickfeld und eine stärkere Vergrößerung als herkömmliche Otoskope. Diese bessere Ansicht auf Trommelfell und Gehörgang erleichtert dem Arzt die Diagnose.

Eigenschaften

- Nahezu doppelt so großes Blickfeld und ca. 30 % mehr Vergrößerung als bei herkömmlichen Otoskopen
- Bessere Auflösung und Sicht erleichtern das Erkennen von pathologischen Veränderungen
- Optimale Fokusanpassung bei unterschiedlich langen Gehörgängen oder bei Fehlsichtigkeit des Behandlers
- Nahezu vollständige Ansicht des Trommelfells
- TrueTone LED Beleuchtung mit FiberOptik (ohne Sichteinschränkung)
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Garantie auf das originale LED Leuchtmittel

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumenten und Handgriffen.

In Verbindung mit den OPTICLAR Adaptern

REF: I5 5000098 / I5 5000099 auch kompatibel zu Instrumentenköpfen und Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
V-SCOPE LED F.O. Otoskop mit Lithium-Ladegriff und Tisch-Ladegerät	1 Stück	I5 520042	
V-SCOPE LED F.O. Otoskop mit USB Lithium-Ladegriff u. USB Ladekabel	1 Stück	I5 520041	
V-SCOPE Otoskop Kopfstück LED F.O.	1 Stück	I5 501041	



OPTICLAR

OPTICLAR F.O. OTOSKOP-KOPFSTÜCK MIT SCHWENKLUPE

Passend für Lithium-Ladegriffe und Batterie-Handgriffe (mit Ausnahme Taschengriffe).

Kompatibel zu Welch Allyn Handgriffen.

In Verbindung mit dem OPTICLAR Adapter REF: I5 5000099 kompatibel zu Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
F.O. Otoskop-Kopfstück mit Schwenklupe	1 Stück	I5 500010	




OPTICLAR

OPTICLAR F.O KOPFSTÜCK FÜR TASCHE-OTOSKOPE

F.O. Kopfstück mit Schwenklupe und LED F.O. Beleuchtung.

- Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
Kopfstück für Taschen-Otoskop, mit Schwenklupe	1 Stück	I5 500022	



OPTICLAR

OPTICLAR ZUBEHÖR FÜR DIAGNOSTIK INSTRUMENTE

Type	VE	REF	Preis VE
Adapter für Griffe mit HEINE Dreikantverschluss	1 Stück	I5 5000099	
Adapter für Instrumentenköpfe, mit HEINE Dreikantverschluss	1 Stück	I5 5000098	

OPTICLAR

OPTICLAR L28 OPHTHALMOSKOP-KOPFSTÜCK

Passend für Lithium-Ladegriffe und Batterie-Handgriffe (mit Ausnahme Taschengriffe).

- 28 Korrekturlinsen von -25D bis +40D
- 6 Blenden
- Polarisationsfilter zur Reflexminderung
- Rotfreies Kontrastfilter
- Staubdicht
- Stabiler Schnellverschluss

Kompatibel zu Welch Allyn Handgriffen.

In Verbindung mit dem OPTICLAR Adapter REF: I5 500099 kompatibel zu Handgriffen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
L28 Ophthalmoskop-Kopfstück	1 Stück	I5 500050	



OPTICLAR


OPTICLAR OPHTHALMOSKOP KOPFSTÜCK FÜR TASCHE-OPHTHALMOSKOP

Ophthalmoskop Kopfstück

- 18 Korrekturlinsen von -20D bis +20D
- 5 Blenden
- Rotfreies Kontrastfilter
- Gewindeverschluss kompatibel mit den Griffen der HEINE mini 2000/3000 Serie



Type	VE	REF	Preis VE
Ophthalmoskop Kopfstück für Taschen-Ophthalmoskop	1 Stück	I5 50024	





OCULUS SEHTESTTAFELN

Für den Sehtest aus 5 m Entfernung. Folienschweiß.

Größe: 295 x 490 mm

Type	VE	REF	Preis VE
① E-Haken	1 Stück	H7 46926	
② Kinderbilder nach Löhlein	1 Stück	H7 46936	
Buchstaben (ohne Abb.)	1 Stück	H7 46016	
③ Zahlen / Buchstaben	1 Stück	H7 46346	



OCULUS FARBPÜRFTAFELN ► NACH ISHIHARA

Buch mit 14 Farbtafeln, zur Prüfung von angeborenen Rot-Grün-Sehstörungen.

Type	VE	REF	Preis VE
Farbprüftafeln	1 Stück	H7 47610	

OPTICLAR

OPTICLAR BATTERIE-HANDGRIFF FÜR TASCHENINSTRUMENTE

- Gewindeverschluss kompatibel mit den Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
Batterie-Handgriff für Tascheninstrumente	1 Stück	I5 51010	



OPTICLAR

OPTICLAR LITHIUM LADE-HANDGRIFF FÜR TASCHENINSTRUMENTE

Für Instrumente mit Halogen und LED Leuchtmitteln.

- Gewindeverschluss kompatibel mit den Instrumentenköpfen der HEINE mini 2000/3000 Serie

Type	VE	REF	Preis VE
Lithium Lade-Handgriff für Tascheninstrumente	1 Stück	I5 51410	



OPTICLAR

OPTICLAR

OPTICLAR LADEBATTERIEN

Ersatzteile für Instrumente anderer Hersteller

Type	VE	REF	Preis VE
NiMH Ladebatterie 3,5V, passend für HEINE-Griff	1 Stück	I5 382	
NiMH Ladebatterie, 3,5 V, passend für Welch Allyn Griff	1 Stück	I5 72600WA	
NiMH Ladebatterie, 2,5 V passend für Welch Allyn Griff	1 Stück	I5 5720002	
NiMH Ladebatterie, 3,5 V passend für Welch Allyn Griff	1 Stück	I5 23002WA	
NiMH Ladebatterie, 3,5 V passend für Welch Allyn Griff	1 Stück	I5 22002WA	
Lithium Li-Ion Ladebatterie, passend für alle OPTICLAR Ladegriffe (außer Taschengriffe)	1 Stück	I5 5000123	





OPTICLAR

OPTICLAR USB-LITHIUM LADE-HANDGRIFF

Für Instrumente mit Halogen und LED Leuchtmitteln. Kompatibel zu Welch Allyn Instrumentenköpfen. In Verbindung mit dem OPTICLAR Adapter REF: I5 5000098 kompatibel zu Instrumentenköpfen mit HEINE Dreikantverschluss.



Type	VE	REF	Preis VE
USB-Lithium Lade-Handgriff mit Spannungsregler	1 Stück	I5 50202	



OPTICLAR

OPTICLAR BATTERIE-HANDGRIFF MIT SPANNUNGSREGLER

Für Instrumente mit Halogen und LED Leuchtmitteln. Kompatibel zu Welch Allyn Instrumentenköpfen. In Verbindung mit dem OPTICLAR Adapter REF: I5 5000098 kompatibel zu Instrumentenköpfen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
Batterie-Handgriff mit Spannungsregler	1 Stück	I5 50201	



OPTICLAR

OPTICLAR LITHIUM-LADEGRIFF 3,5 VOLT

Für Instrumente mit Halogen und LED Leuchtmitteln. Kompatibel zu Welch Allyn Instrumentenköpfen. In Verbindung mit dem OPTICLAR Adapter REF: I5 5000098 kompatibel zu Instrumentenköpfen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
Lithium-Ladegriff 3,5 Volt	1 Stück	I5 52013	



OPTICLAR

OPTICLAR TISCH-LADEGERÄTE FÜR LITHIUM-GRIFFE

Type	VE	REF	Preis VE
Einzel-Tisch-Ladegerät für Lithium-Ladegriffe, inkl. Netzteil	1 Stück	I5 501123	
Einzel-Tisch-Ladegerät für Lithium-Taschengriffe, inkl. Netzteil	1 Stück	I5 5014001	
Twin-Tisch-Ladegerät für Lithium-Ladegriffe, inkl. Netzteil	1 Stück	I5 5011231	
Twin-Tisch-Ladegerät für Lithium-Taschengriffe, inkl. Netzteil	1 Stück	I5 5014002	



OPTICLAR

OPTICLAR TWIN WANDTRANSFORMATOR MIT 2 AUTOMATISCHEN HANDGRIFFEN

Betrieb wahlweise mit 3 Batterien Typ C (LR14/Baby) oder über Netzanschluss (ohne Instrumente).

Kompatibel zu Welch Allyn Instrumentenköpfen.
In Verbindung mit dem OPTICLAR Adapter REF: I5 500098 kompatibel zu Instrumentenköpfen mit HEINE Dreikantverschluss.

Type	VE	REF	Preis VE
TWIN Wandtransformator mit 2 automatischen Handgriffen	1 Stück	I5 5041000	

EINMAL-OHRTRICHTER

Für den Einmalgebrauch, hygienisch und sicher. Fester Sitz auf dem Otoskop, kontrollierte Qualität ohne scharfe Kanten. Durchmesser der Öffnung 2,5 mm oder 4 mm. Abgepackt im Spender zu 250 Stück.

Ideal passend auf unsere Mediware Taschenotoskope.

Ebenfalls kompatibel mit:

- Heine Alpha
- Heine Beta 200
- Heine Mini I 2000 + FO
- Heine Mini 3000 + FO
- KaWe Picolight
- KaWe Combilight FO30
- KaWe Eurolight FO30
- Riester RI-Mini
- OPTICLAR

Größe	VE	REF	Preis VE
2,5 mm Öffnung	250 Stück	I5 1128	
4,0 mm Öffnung	250 Stück	I5 1127	



SERVOPRAX® LONGLIFE LED LEUCHTMITTEL

Die neuen Longlife LED Leuchtmittel von servoprax® sind eine echte Alternative zu den Original HEINE XHL-Leuchten (XENON/Halogen).

servoprax® LED Leuchtmittel sind passgenau und können ohne jede Änderung in Ihr HEINE Instrument eingesetzt werden.

Spezielle Filter garantieren eine verbesserte Lichtausbeute bei optimaler Farbwiedergabe. servoprax® Longlife LED Leuchtmittel haben eine extrem lange Lebensdauer (10.000 Stunden). Die lange Lebensdauer und der niedrigere Energieverbrauch verlängern die Batterielaufzeiten und senken die Wartungskosten für Ihre Instrumente.

Wir sind von der Qualität unserer Longlife LED's überzeugt und gewähren Ihnen darauf 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum!

Produktvorteile der servoprax® Longlife LED Leuchtmittel

- Passgenauer Ersatz für Original HEINE XHL Leuchtmittel
- Höhere Lichtausbeute
- Optimierte Farbwiedergabe
- Längere Akku- / Batterielaufzeiten
- Geeignet für 2,5 und 3,5 Volt Handgriffe
- Reduzierte Lagerhaltung durch Einzelabnahme
- Geringere Betriebskosten
- Extreme Lebensdauer
- 3 Jahre Garantie

	Für	VE	REF	Preis VE
servoprax LONGLIFE LED Lampen / Alternative Ersatzleuchte passend für				
1	HEINE X-00188035 und X-00288044	1 Stück	I5 035044	
2	HEINE X-00188037 und X-00288049	1 Stück	I5 037049	
3	HEINE X-00188056 und X-00288110	1 Stück	I5 056110	
4	HEINE X-00188077 und X-00288078	1 Stück	I5 077078	
5	HEINE X-00188105	1 Stück	I5 000105	



MEDIWARE TASCHENOTSKOP

- Kompaktes Otoskop mit distaler Fiber-Optik Beleuchtung
 - Schwenkbares Sichtfenster mit 4-facher Vergrößerung
 - Metallclip am Griff zum sicheren Befestigen am Arztkittel
 - Mit 10 Ohrtrichter im Spenderröhrchen (5 x 2,5 mm / 5 x 4 mm)
 - Inkl. Aufbewahrungstasche, Nylon, schwarz
- Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Type	VE	REF	Preis VE
Taschenotoskop, schwarz	1 Stück	15 6800	



MEDIWARE TASCHE-DERMATOSKOP

Lichtstarkes LED Dermatoskop zur Beurteilung von Struktur und Pigmentierung der Haut.

- Stabiler Batteriegriff mit schraubbarem Dermatoskopie-Kopf
- Achromatische Optik mit Fokussierring
- Abnehmbare Kontaktscheibe für leichte Reinigung
- Hartschalen-Etui

Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Type	VE	REF	Preis VE
Taschen-Dermatoskop, schwarz	1 Stück	15 6850	



HEINE mini 3000

Handliche Tascheninstrumente in höchster Qualität im Kompakt-Format.

- Instrumente mit XHL- oder LED-Beleuchtung in HEINE Qualität. Für ein helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe.
- Einzigartiges ergonomisches Design mit hochwertiger Komplettausstattung. Qualitätsprodukt mit maximaler Festigkeit bei geringem Gewicht
- Hochwertige Optiken und eine darauf abgestimmte Beleuchtung für eine eindeutige Diagnose
- Alle Geräte inkl. 2,5 V Batteriegriff



HEINE MINI 3000 OTOSKOP MIT DIREKTER BELEUCHTUNG

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- 3-fache Vergrößerung
- Sichtfenster integriert und seitlich schwenkbar
- Inkl. je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø

Type	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Otoskop	1 Stück	I5 D0170210	

HEINE MINI 3000 OTOSKOP MIT FIBER OPTIK (F.O.) BELEUCHTUNG

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- Instrumente mit XHL- oder LED-Beleuchtung
- 3-fache Vergrößerung
- Sichtfenster integriert und seitlich schwenkbar
- Gebläse-Anschluss
- Inkl. je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø

Type	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Otoskop mit XHL-Beleuchtung	1 Stück	I5 D0170110	
mini 3000 Otoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00870110	

HEINE MINI 3000 OPHTHALMOSKOP

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- Instrumente mit XHL- oder LED-Beleuchtung
- Gut geeignet für die Visite
- Fünf verschiedene Blenden inkl. Fixationsstern
- Refraktionsausgleich -20 bis + 20 D

Type	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Ophthalmoskop mit XHL-Beleuchtung	1 Stück	I5 D0171120	
mini 3000 Ophthalmoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00871120	

HEINE MINI 3000® DERMATOSKOP

Kompaktes Dermatoskop, wahlweise mit 2,5V XHL oder langlebiger LED-Beleuchtung.

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- Instrument mit XHL- oder LED Beleuchtung
- 10-fache Vergrößerung mit fokussierbarer Optik
- Ausführliches Kompendium mit Bildatlas und Dermatoskopie-Öl im Lieferumfang enthalten

Type	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Dermatoskop mit XHL-Beleuchtung	1 Stück	I5 D0178107	
mini 3000 Dermatoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00878107	



HEINE MINI 3000 CLIPLAMPE

Stabile, langlebige Taschenleuchte in kompaktem Design, kombinierbar und ausbaubar mit weiteren Instrumenten aus dem HEINE mini 3000 System. Die starke XHL Linsenlampe sorgt für ein helles, fokussiertes Licht. Handgriff aus einer Kombination von veredeltem Kunststoff und einer Chromlegierung mit stabilem Halteclip und robustem Ein-/Aus Schalter (20.000 Schaltzyklen garantiert) und automatischer Abschaltung. Abnehmbarer Lampenkopf in verchromter Ausführung. Betrieb über zwei AA Trockenbatterien oder eine optional erhältliche Ladebatterie in Verbindung mit einer externen HEINE-NT mini Ladestation. Leuchtstab für otoplastische Anwendungen im Lieferumfang enthalten.

Type	Farbe	VE	REF	Preis VE
Cliplampe mini 3000 - mit Griff	blau	1 Stück	I5 D0173131B	
Cliplampe mini 3000 - mit Griff	schwarz	1 Stück	I5 D0173131S	
Batteriegriff mini 3000 - einzeln	schwarz	1 Stück	I5 D0179021	

HEINE MINI-C CLIPLAMPE

Stabile, langlebige Taschenleuchte in kompaktem Design. Die starke XHL Linsenlampe sorgt für ein helles, fokussiertes Licht. Handgriff mit Halteclip und robustem Ein-/Aus Schalter (20.000 Schaltzyklen garantiert) und automatischer Abschaltung, abnehmbarer Lampenkopf in verchromter Ausführung. Betrieb über zwei AA Trockenbatterien oder eine optional erhältliche Ladebatterie in Verbindung mit einer externen HEINE-NT mini Ladestation. Leuchtstab für otoplastische Anwendungen im Lieferumfang enthalten.

Type	Farbe	VE	REF	Preis VE
Cliplampe mini-c - mit Griff	blau	1 Stück	I5 D0173109B	
Cliplampe mini-c - mit Griff	schwarz	1 Stück	I5 D0173109S	



HEINE BETA 200® LED F.O. OTOSKOP

Fiber Optik Otoskop mit robustem Metallgehäuse und innenliegender F.O. LED HQ Beleuchtung. Helles, farbtreues LED Licht. Kratzfeste Schwenklupe aus mehrfach vergütetem Glas, mit 3-facher Vergrößerung für besonders randscharfe Bilder ohne Verzerrungen. 4 Stück Dauergebrauch-Tips im Lieferumfang enthalten.

Type	VE	REF	Preis VE
BETA 200 LED F.O. Otoskop - mit 4 Dauergebrauch-Tips, ohne Griff	1 Stück	I5 B00811501	



HEINE BETA® 400 LED F.O. OTOSKOP

Fiber Optik Otoskop mit robustem Metallgehäuse und innenliegender F.O. LED HQ Beleuchtung. Helles, farbtreues LED Licht mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer. Kratzfeste Schwenklupe aus mehrfach vergütetem Glas, mit 4,2-facher Vergrößerung für besonders randscharfe Bilder ohne Verzerrungen. 4 Stück Dauergebrauchs-Tips im Lieferumfang enthalten

Type	VE	REF	Preis VE
BETA 400 LED F.O. Otoskop - mit 4 Dauergebrauchs-Tips, ohne Griff	1 Stück	I5 B00811401	



HEINE ALLSPEC® EINWEG-TIPS

- Für mini 3000, mini 3000 F.O., BETA 400, BETA 200 und K180
- Für den Einmalgebrauch, Hygienisch und sicher.
 - Original HEINE-Ausführung. Fester Sitz auf dem Otoskop.
 - Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten.

Type	Größe	VE	REF	Preis VE
Allspec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	10 x 250 Stück	I5 B0011151	
Allspec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	1000 Stück	I5 B0011128	
Allspec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	10 x 250 Stück	I5 B0011150	
Allspec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	1000 Stück	I5 B0011127	
Allspec Tip-Spender		1 Stück	I5 B00011149	



HEINE BETA 200S OPHTHALMOSKOP AUFSATZ

Einzigtartiges optisches System. HEINE verwirklicht in idealer Weise das Gullstrand-Prinzip, Hornhaut- und Irisreflexe werden eliminiert, auch bei engen Pupillen beleuchteter Netzhaut-Bereiche voll sichtbar.

- Wartungsfreier Gebrauch. Staubdichtes Design schützt die Präzisionsoptik
- Lange Lebensdauer. Aluminium-Trägerelement macht das Instrument resistent gegenüber Stößen
- XHL Xenon Halogenlampe mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe
- Rekoss-Scheibe mit 28 Einzellinsen. 74 Ein-Dioptrien-Schritte
- 7 Leuchtfeldblenden mit separat zuschaltbarem Rotfrei-Filter
- Kein Streulicht dank versenktem, mehrfach vergütetem Sichtfenster (Griff separat bestellen.)


Type	VE	REF	Preis VE
BETA 200S Ophthalmoskop Aufsatz - 2,5 V	1 Stück	I5 C0130120	
BETA 200S Ophthalmoskop Aufsatz - 3,5 V	1 Stück	I5 C0230120	



HEINE BETA GRIFFPROGRAMM

Ladegriffe und Ladestationen

Type	VE	REF	Preis VE
BETA Batteriegriff 145 x 30 mm / für handelsübliche Batterien 2,5 V	1 Stück	I5 X0199118	
BETA NT Ladegriff 145 x 30 mm / mit NiMH Ladebatterie 3,5 Volt	1 Stück	I5 X0299411	
BETA 4 NT Ladegriff, komplett mit Li-ion Ladebatterie und BETA 4 NT Bodeneinheit	1 Stück	I5 X00799396	
BETA 4 USB Li-ion Ladegriff, mit Li-ion Ladebatterie, BETA 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit Steckernetzteil und Griffablage	1 Stück	I5 X00799388	
NiMH Ladebatterie 3,5 V für BETA Ladegriff	1 Stück	I5 X0299382	
NT4 Tisch-Ladegerät, ohne Griff, inkl. Adapter für BETA 4 NT Ladegriff, Standard F.O. 4 NT und F.O. 4 SHORT NT Laryngoskopgriff	1 Stück	I5 X00299494	
NT300 Tisch-Ladegerät für BETA Griffe, F.O. Winkelgriff, Standard F.O., sowie kleinen und kurzen F.O. Laryngoskopgriff (ohne Griff, inkl. Adapter)	1 Stück	I5 X00299495	



HEINE XHL XENON HALOGEN LAMPEN


Jede HEINE Lampe ist als wesentlicher Bestandteil des HEINE Instrumentes speziell hierfür und nach folgenden Kriterien entwickelt:

- Farbtemperatur, Lebensdauer, Sicherheit, optische Qualität und Leistung.

	XHL Xenon Halogen Lampen für:	VE	REF	Preis VE
①	HEINE mini 3000 Dermatoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188109	
②	HEINE mini 3000 F.O. Otoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188105	
③	HEINE mini 3000 Spatelhalter - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188037	
④	HEINE mini-c Cliplampe - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188108	
⑤	HEINE mini 3000 Cliplampe - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188107	
⑥	HEINE mini 3000 Ophthalmoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188106	
⑦	HEINE mini 3000 Otoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188110	
⑧	HEINE Kehlkopfspiegel - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188057	
⑨	HEINE BETA 200S/BETA 200 - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188069	
⑩	HEINE BETA 200S/BETA 200 - 3,5 V	1 Stück	I5 X0288070	
⑪	HEINE BETA 200/BETA 400 - 3,5 V	1 Stück	I5 X0288078	

HEINE UNISPEC® EINWEG-TUBEN

- Einmalgebrauch. Keine Infektionsübertragung.
- Keine Reinigung notwendig. Zeitgewinn.
- Physiologisch einwandfreier, körperfreundlicher Kunststoff. Kein Kältegefühl beim Patienten.
- Lichttransmission durch Tubuswand. Distaler, ringförmiger Lichtaustritt. Helle, homogene Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes.
- Graduierung in cm (Markierung auf Tubus-Innenseite). Insertionshöhe ist erkennbar.



Type	VE	REF	Preis VE
UniSpec Einmal-Anoskope (85 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0319925	
UniSpec Einmal-Anoskope (85 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0319911	
UniSpec Einmal-Proktoskope (130 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0319825	
UniSpec Einmal-Proktoskope (130 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0319811	
UniSpec Einmal-Rektoskope (250 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0318825	
UniSpec Einmal-Rektoskope (250 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0318811	
Kopfstück für UniSpec Einmalgebrauchstuben, komplett mit Verschlussfenster und Schwenklupe	1 Stück	I5 E00318100	
Standard-Lichtleitkabel für HEINE Fiber Optik (F.O.) Projektoren	1 Stück	I5 Y00399518	
HK 7000 F.O. Projektor, inkl. 150 W XHL Halogenersatzlampe und Sicherung	1 Stück	I5 Y09615121	



HEINE UNISPEC® EINWEG-OHRTRICHTER

UniSpec Einweg-Ohrtrichter (grau) für BETA100, K100 und Operations-Otoskop.

- Für den Einmalgebrauch. Hygienisch und sicher.
- Original HEINE-Ausführung. Fester Sitz auf dem Otoskop.
- Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten.

Type	Größe	VE	REF	Preis VE
UniSpec Einmal-Ohrtrichter	2,5 mm für Kinder	1000 Stück	I5 B0011242	
UniSpec Einmal-Ohrtrichter	4,0 mm für Erwachsene	1000 Stück	I5 B0011241	
Unispec Tip-Spender Die richtige Größe ist einfach zu entnehmen Für jeden Patienten einen neuen, sauberen Tip. (ohne Abbildung)		1 Stück	I5 B0011146	



ALKOTIP®

ALKOTIP® ALKOHOLTUPFER IN DER DISPENSERDOSE

- 155 fertige Alkoholtupfer (44 x 44 mm) mit 70 % Alkohol getränkt
- Saubere, schnelle + hygienische Entnahme aus der Dispenserdose mit Verschlussdeckel

+ MEHRWERTPACKUNG
= Ihr Preisvorteil!

extra value

Type	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip® A Alkohol-tupfer-Spender	44 x 44 mm	02512980	150+5 Stück	G6 0202	



KREPP ZUNGENLÄPPCHEN

Für die HNO-Praxis

Aus Zellstoff, zur hygienischen Fixierung der Zunge.
Rolle = 150 Abrisse, perforiert.

Breite	Rollenlänge	PZN	VE	REF	Preis VE
60 mm	25 m	12381303	6 Rollen	F4 0107	



TIPPFIX TUPFERBEFEUCHTER

Aus Kunststoff.

Einfach auf Ventil auf tupfen und schon kommt eine ausreichende Alkoholmenge heraus.

Farbe	VE	REF	Preis VE
grau-weiß, 250 ml	1 Stück	F4 0105	

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE LANGZEIT BLUTDRUCKMESSGERÄT

24h Langzeit-Blutdruckmessgerät für Arztpraxis oder Klinik. Einfacher und schneller Umgang in der täglichen Routine und die intuitive Bedienbarkeit der Auswertesoftware machen das Servocare Langzeit-Blutdruckmessgerät zu einem verlässlichen Werkzeug bei der Diagnose. Durch das besonders schonende „Smart Inflation“ Messverfahren wird eine sehr hohe Sicherheit und Patientenakzeptanz erreicht. Das Mess-System mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Prozessoren garantiert sichere Ergebnisse. Das robuste Gehäuse und die leicht zu reinigenden Manschetten garantieren einen störungsarmen Betrieb.

Die Produktvorteile:

- Einfache Handhabung in der Praxis/Klinik und hohe Messqualität
- Schonende und schnelle Blutdruckmessung
- 24 h-/48 h-Monitoring oder Spotmessung
- Tag-/ Nachtaste für die exakte Zuordnung der Messwerte
- Schnittstelle zu allen gängigen Praxisverwaltungsprogrammen über GDT
- Budgetschonender Betrieb über Batterien oder Akkus
- Die Auswertung gibt Auskunft über:
 - Weißkittel-Hypertonie
 - Maskierte Hypertonie
 - Fröhmgendliches Blutdruckverhalten
 - Tag-Nacht-Rhythmik (Variabilität ist prognostisch interessant)
 - Verdacht auf sekundäre Hypertonie
- Präzise Dipper- / Non-Dipper Zuordnung



Technische Daten:

Messverfahren: oszillometrische Messung
 Messbereich Systolisch: 60 mmHg bis 260 mmHg
 Messbereich Diastolisch: 30 mmHg bis 195 mmHg
 Genauigkeit: ± 3 mmHg über den gesamten Anzeigebereich
 Pulsmessung: 30 bis 200 Schläge pro Minute
 Statischer Druckbereich: 0 bis 300 mmHg
 Messprotokolle: 4 frei editierbare Tages- und Nachtintervalle (5 / 10 / 25 / 20 / 30 / 60 und 120 Minuten)
 Speicherkapazität: max. 400 Messungen
 Batteriekapazität: ca. 300 Messungen
 Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C
 Betriebsluftfeuchte: < 80% nicht kondensierend
 Lagerumgebung: -20 °C bis +50 °C und 15% bis 90% Luftfeuchte
 Abmessungen: 113 x 75 x 260 mm
 Gewicht ca.: 170 g ohne Batterien
 Stromversorgung: 2 Stück AA-Mignon 1,5 Volt alkalisch
 2 Stück Ni-MH AA-Mignon mit je 1,2 Volt / 2300 mAh

Schnittstellen: USB / IRDA / Bluetooth

Type	VE	REF	Preis VE
Langzeit-Blutdruckmessgerät	1 Stück	H7 600	



MED+ORG ALPHAsafe Karteisystem

Das Karteisystem für höchste Ansprüche.

Logisch, sicher, übersichtlich und extrem strapazierfähig. Der durchdachte Aufbau, strukturierende optische Signale und die einfache Handhabung sparen Zeit - die weiche ALPHAsafe Transparenthülle mit integrierter Abheftlasche und zusätzlicher Ablagetasche schützt vor Verschleiß und reduziert auf diese Weise Kosten.

ALPHAsafe arbeitet mit den bewährten Farbmarkierungen, die auf einen Blick Grundinformationen vermitteln.

ALPHAsafe rechnet sich aber auch noch bei der Ablage: Erledigte Karteikarten werden einfach mit Ihrem Inhalt zusammengeheftet und ins Archiv einsortiert - die Schutzhülle und der Blitzabhefter können wieder verwendet werden. Für die diversen, zeitlich begrenzten Meldungen hat MED+ORG eine funktionelle und optisch ansprechende Lösung gefunden: die mühelos anzubringenden, farbigen ALPHAsafe Karteikarten-Reiter. Sie signalisieren unübersehbar, daß z. B. „der Krankenschein nachgereicht werden muß“ oder „eine Rechnung noch nicht bezahlt wurde“.

Die biegsamen MED+ORG Blitzabhefter fixieren mit einem Griff bis zu 30 lose Blätter in der ALPHAsafe Karteihülle.

Zu Ihrer Info: Wir liefern das komplette „Med+Org“ Programm.

ALPHASAFE ► KARTEIKARTE

Nur mit:

- Karteihülle R1 20001
und Blitzabhefter R1 20010 oder
- Abhefter R1 60010 anwendbar!

ALPHAsafe Karteikarte für:	Format	VE	REF	Preis VE
Allgemeinpraxis, Standard	DIN 5 - quer	500 Stück	R1 20100	
Gynäkologie	DIN 5 - quer	500 Stück	R1 20115	
Paediatric	DIN 5 - quer	500 Stück	R1 20125	
Facharzt	DIN 5 - quer	500 Stück	R1 20105	



ALPHASAFE ► KARTEIHÜLLE

► TRANSPARENT

Auf DIN A 5 gefaltet, für alle Praxen geeignet.




Type	Format	VE	REF	Preis VE
ALPHAsafe Karteihülle	DIN 5	100 Stück	R1 20001	

ALPHASAFE ► REITER

In 10 Farben lieferbar. Nur passend für ALPHAsafe.



Farbe	VE	REF	Preis VE
dunkelblau	100 Stück	R1 20015/1	
rot	100 Stück	R1 20015/2	
gelb	100 Stück	R1 20015/3	
hellblau	100 Stück	R1 20015/4	
lila	100 Stück	R1 20015/5	
braun	100 Stück	R1 20015/6	
grün	100 Stück	R1 20015/7	
orange	100 Stück	R1 20015/8	
dunkelrot	100 Stück	R1 20015/9	
schwarz	100 Stück	R1 20015/10	



ALPHASAFE ► BLITZABHEFTER

Kunststoff, weiß



Type	VE	REF	Preis VE
ALPHAsafe Abhefter	100 Stück	R1 20010	



Mit Produktbereich *Dr. Meißner* Zeitmanagement



ALPHAnorm Karteisystem

Das robuste und flexible Komplettsystem für alle Fachbereiche. In dieser tausendfach erprobten MED+ORG Kartei steckt über ein volles Jahrzehnt Praxis-Erfahrung. - Und gerade deshalb ist ALPHAnorm jung geblieben: Ständig modifiziert und aktualisiert vereinigt es einzigartiges Know how, herausragende Qualität und hohe Funktionalität.

Die ALPHAnorm Karteikarte läßt sich so z.B. durch zwei vorgegebene Falzlinien rasch in eine Karteitasche verwandeln. Und ALPHAnorm gibt es in zwei Formaten: A4 quer und A5 quer mit vollformatigem Deckblatt.

Aufgrund des leichten Überformates können nahezu alle gängigen Karteikarten problemlos in die ALPHAnorm Karteitasche eingelegt werden - einer eventuellen Umrüstung auf dieses langlebige und widerstandsfähige System steht daher nichts im Wege.

Die ALPHAnorm Kartei erzielt Ihren außergewöhnlichen Erfolg und die überdurchschnittliche Effizienz aber auch aus dem Zusammenwirken von exakt aufeinander abgestimmten Organisationsmitteln und passendem Zubehör.

ALPHAnorm > für die EDV-Ablage

Auch die moderne EDV-geführte Arztpraxis ist ohne den Datenträger „Papier“ undenkbar. Kein Problem: ALPHAnorm organisiert die EDV-begleitende Dokumentation (Gutachten, Fremdbefunde etc.) wahlweise im DIN A4- u. DIN A5-Format. ALPHAnorm - das ideale Ablagesystem für den EDV-gestützten Praxisbetrieb!

ALPHANORM ► KARTEITASCHE

DIN A5: 180 g Computer-Karton, weiß

DIN A4: 280 g Computer-Karton, weiß

Karteitasche für:	Format	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Standard	DIN 4 - quer	60204	100 Stück	R1 60204C	
Facharzt / Allgemein	DIN 5 - quer	60105	1000 Stück	R1 60105V	
Heilpraktiker	DIN 5 - quer	60112	1000 Stück	R1 60112C	
Augenarzt	DIN 5 - quer	60113	1000 Stück	R1 60113V	
HNO-Arzt	DIN 5 - quer	60114	1000 Stück	R1 60114V	
Gynäkologe	DIN 5 - quer	60115	1000 Stück	R1 60115V	
Pädiater	DIN 5 - quer	60125	1000 Stück	R1 60125V	
Standard	DIN 5 - quer	60105A	1000 Stück	R1 60105AV	
Psychotherapeut	DIN 5 - quer	60116	1000 Stück	R1 60116TV	



ALPHANORM ► SIGNALKARTEN

Für temporäre Markierungen wie: Krankenschein fehlt, Schwangerschaft, etc. Mit überstehender, unterschiedlich hoher Seitenlasche.

Farbe	Format	VE	REF	Preis VE
rot	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60315	
gelb	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60325	
grün	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60345	
blau	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60355	
4 Farben sortiert	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60305	



ALPHANORM ► ABHEFTSTREIFEN

Zum Einkleben, selbstklebend mit großer Klebefläche, für DIN A4- und DIN A5-Taschen, zur sicheren Aufbewahrung des ALPHAnorm Karteinhalts.

Abheftstreifen	VE	REF	Preis VE
für ALPHAnorm	100 Stück	R1 60010	



TERMINPLANER

MED+ORG Zeitmanagement in der Praxis. Die Termingestaltung ist von entscheidender Bedeutung für den täglichen Arbeitsablauf und den wirtschaftlichen Erfolg einer Arztpraxis. Der im medizinischen Bereich universell einsetzbare MED+ORG Terminplaner verschafft Ärzten, Helferinnen, Ambulanzen und Krankenschwestern die notwendige „Sofort-Übersicht“. Der aufgeschlagene Monatskalender gibt durch die schuppenförmige Anordnung der Tagesblätter auf einen Blick Auskunft über bereits belegte und noch freie Termine bzw. Räume.

So einfach funktioniert der Terminplaner:

1. Tagessseite aufschlagen und den entsprechenden Wochentag in die Datumsleiste eintragen.
2. Raumverteilung vornehmen, Sprechzeiten zuweisen.
3. Patientennamen und Nutzungshinweise werden in den waagerechten Feldern der Zeitleiste zugeordnet.
4. Zeiteintragungen werden per Bleistift in das vorgegebene 15-Minuten-Kästchen quittiert.

Ein Schulungsvideo für den Terminplaner erhalten Sie auf Anforderung.



TERMINBÜCHER

MED+ORG Termin-Ringbücher speziell für 1- und 2-Personen-Praxen.

- In edler Optik und exzellenter Verarbeitung durch mit Kunststoff ummantelter Metallspirale.
- Extra großer Lochung für leichtes Blättern.
- Tagessseiten in 120 gr, die das Durchschieben bei beidseitiger Beschriftung verhindern.



Type	Zeitraum	VE	REF	Preis VE
Terminplaner 2019, 4-spaltig, Spaltenbreite 54 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2019	1 Stück	R1 60005-19	
für 6 Monate	Jan - Juni 2019	1 Stück	R1 60005-19-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2019	1 Stück	R1 60005-19-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2019	1 Stück	R1 60005-19-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2019	1 Stück	R1 60005-19-4	
Terminplaner 2019, 6-spaltig, Spaltenbreite 36 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2019	1 Stück	R1 60006-19	
für 6 Monate	Jan - Juni 2019	1 Stück	R1 60006-19-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2019	1 Stück	R1 60006-19-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2019	1 Stück	R1 60006-19-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2019	1 Stück	R1 60006-19-4	
Terminplaner 2020, 4-spaltig, Spaltenbreite 54 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2020	1 Stück	R1 60005-20	
für 6 Monate	Jan - Juni 2020	1 Stück	R1 60005-20-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2020	1 Stück	R1 60005-20-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2020	1 Stück	R1 60005-20-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2020	1 Stück	R1 60005-20-4	
Terminplaner 2020, 6-spaltig, Spaltenbreite 36 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2020	1 Stück	R1 60006-20	
für 6 Monate	Jan - Juni 2020	1 Stück	R1 60006-20-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2020	1 Stück	R1 60006-20-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2020	1 Stück	R1 60006-20-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2020	1 Stück	R1 60006-20-4	

Aufgeschlagenes Buchformat: 32 x 55 cm.

Diese Terminplaner sind natürlich auch für die Folgejahre erhältlich. Bitte die entsprechende Endnummer der REF mit der Jahreszahl abändern:

2019 = 19
2020 = 20

- Robuster Deckel und Rücken aus 700 gr Buchbinderpappe mit 115gr aufkaschiertem Bezugsmaterial.
- In neutraler Ausführung (ohne Datumsangaben).
- Wahlweise mit 1 oder 2 Terminalsäulen pro Tag und Codierspalte für Terminkürzel.
- Wahlweise im 15- oder 20-Minuten-Takt.
- Terminvergaben für 52 Wochen von MO bis SA (07:00 Uhr bis 21:00 Uhr) – SA bis 15:00 Uhr).
- Spaltenbreite 55 mm (1-spaltig) bzw. 38 mm (2-spaltig).
- Zeilenhöhe 5,0 mm (15-Minuten-Takt) bzw. (20-Minuten-Takt).
- Je Woche 1/2-seitige Notizenspalte.
- 10 Notizensseiten und 5 Seiten Telefonregister im Anhang.




Spezifikation_1	VE	REF	Preis VE
Für 1 Personen-Praxis			
1 Spalte pro Tag, 20-Minuten-Takt	1 Stück	R1 60007.1	
1 Spalte pro Tag, 15-Minuten-Takt	1 Stück	R1 60008.1	
Für 2 Personen-Praxis			
2 Spalten pro Tag, 20-Minuten-Takt	1 Stück	R1 60007.2	
2 Spalten pro Tag, 15-Minuten-Takt	1 Stück	R1 60008.2	

KARTEIHÜLLEN

Widerstands- und recyclingfähige Klarsichtfolie mit 2 aufgeschweißten Taschen für den besseren Halt.

Idealer Rundum-Schutz für die Patientenunterlagen.

Type	VE	REF	Preis VE
Karteihüllen für ALPHAnorm-Karteitaschen A5 quer und andere, die aufgeklappt 442 mm lang sind	100 Stück	R1 60002	
Karteihüllen für ALPHAnorm-Karteitaschen A5 quer und andere, die aufgeklappt 415 mm lang sind	100 Stück	R1 60001	



MED+ORG KARTEI AUFKLEBER

Für das Aus- und Ansehen einer Praxis-Kartei ist das Beste gerade gut genug. Alle Aufkleber sind extrem strapazierfähig, elastisch, vergilbungssicher und selbstklebend.

Ein sinnvolles Praxis-Organisations-System endet nicht mit einer hochwertigen Kartei. Bei MED+ORG gilt für Zubehör und Zusatzformulare genau der selbe Qualitätsmaßstab.

Denn nur die konsequente, bis in jedes Detail abgestimmte Organisation bürgt für einen runden und ökonomischen Praxisablauf. Und bei Kontrollen, in Sachen Datenschutz oder in der Beweispflicht kann jeder Arzt von einer sauberen und großzügigen angelegten Dokumentation nur profitieren.



Type	VE	REF	Preis VE
Adreßfeld-Aufkleber für Karteitaschen / für DIN A5 und DIN A4 , 2 Stück je Blatt	1000 Stück	R1 60173	
Adreßfeld-Aufkleber im Rezeptformat / 2 Stück je Blatt	500 Stück	R1 60173M	
Alphabeteisten-Aufkleber / für DIN A5 Karteitaschen, weiß	100 Stück	R1 60180	
Alphabeteisten-Aufkleber / unzerreißbare Folie, weiß / für A4 Taschen quer: R1 60204 C und R1 60201C	100 Stück	R1 60284	
Alphabeteisten-Aufkleber / für DIN A5 Karteitaschen, / unzerreißbare Folie, weiß, selbstklebend	100 Stück	R1 60181	
Verstärker-Streifen / für Karteitasche DIN A4: R1 60204 C, R1 60204EA / und R1 60201C, Transparentfolie, 100 x 5 Streifen	500 Stück	R1 60184	
Verstärker-Streifen / für DIN A5 Karteitasche, Transparentfolie / 50 x 10 Streifen	500 Stück	R1 60185	



EINLEGEBLATT-BEHANDLUNGSVERLAUF

Zur Fortschreibung der Dokumentation, wenn die Schreibfläche auf der Karteitasche aufgebraucht ist.

- ❶ Für alle Karteitaschen mit gleicher Linierung wie ALPHAnorm R1 60105V und R1 60114V.
- ❷ Für alle Karteitaschen mit gleicher Linierung wie ALPHAnorm R1 60105AV, R1 60113V, R1 60115V und R1 60125V.

Type	VE	REF	Preis VE
❶ Einlegeblatt, Papier holzfrei, weiß	1000 Stück	R1 60160	
❷ Einlegeblatt, Papier holzfrei, weiß	500 Stück	R1 60160A	

MED+ORG ALT-ABLAGE UND -ARCHIV

Die Alt-Ablage entlastet die „aktive Stammkartei“: Alle dort entbehrlichen Unterlagen werden in Med+Org Ablagetaschen übernommen und gesondert aufbewahrt. Die Zuordnung erfolgt über das Med+Org Doppelnummer-System. Daten und Schriftgut von Patienten, die der Praxis nicht mehr zugehören, kommen bis zu Ihrer fristgerechten Vernichtung in die variablen beschriftbaren und raumsparenden Med+Org Alt-Archiv-Kartons.



Type	VE	REF	Preis VE
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel, 420 x 238 x 167 mm	1 Stück	R1 60156	
Alt-Archiv-Karton, weiß mit Deckel, wie R1 60156-50	25 Stück	R1 60156-25	
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel, 420 x 238 x 167 mm	50 Stück	R1 60156-50	
Alt-Archiv-Karton für DIN A4, weiß mit Deckel, 153 x 322 x 255 mm	1 Stück	R1 60158	
Alt-Archiv-Karton für DIN A4, weiß mit Deckel, 153 x 322 x 255 mm	50 Stück	R1 60158-50	
Ablagetaschen DIN A5, weiß, holzfrei	1000 Stück	R1 60155	
EKG-Ablagetaschen DIN A5, weiß, holzfrei	1000 Stück	R1 60165V	

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE DIGITALE BABYWAAGE

Digitale Babywaage die Ihr Kind von der Geburt bis zu einem Gewicht von 20 kg begleitet. Das flache Design und die große Liegefläche vermitteln dem Kind Geborgenheit, verringern die Sturzgefahr und erhöhen die Präzision beim Wiegen. Die servocare Babywaage bietet flexible Möglichkeiten, mit wenigen Handgriffen lässt sich die Babyschale abnehmen, so können Sie leicht von der Baby- zur Kleinkind-Waage wechseln. Und wenn aus den lieben Kleinen mal ganz Große geworden sind, verwenden Sie Ihre servocare Babywaage einfach als Küchen- oder Gepäckwaage. Für den mobilen Einsatz ist eine passende Transporttasche im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Höchstlast: 20 kg
- Ziffernschritt: 5 g
- Abmessungen: 538 x 372 x 195 mm
- Eigengewicht: 1,8 kg
- Wiegeschale: 500 x 305 x 60 mm
- Stromversorgung: 3 x AA 1,5 Volt Batterie (nicht enthalten)
- Eichung: ungeeicht

Type	VE	REF	Preis VE
Servocare digitale Babywaage	1 Stück	H7 40	





SPOT-CHECK-MONITOR ► SECA mVSA 535

Individuell konfigurierbarer Spot-Check-Monitor

In einem Routinecheck messen Sie jetzt mehr Parameter und erweitern Ihre diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten durch die kombinierte Betrachtung von BIA (Bioelektrische Impedanzanalyse) und Vitaldaten. Das kompakte Gerät misst die vier Vitalparameter Blutdruck, SpO2, Puls und Temperatur sowie zusätzlich die komplette Körperzusammensetzung bestehend aus Fettmasse, Muskelmasse und Körperwasser. Die leistungsfähige Software kommuniziert mit jedem Netzwerk und gewährleistet die fehlerfreie Übertragung aller Messwerte in EMR Systeme. seca bietet den Spot-Check-Monitor mit Bioimpedanz-Analyse-Funktion als weltweit einzigartiges Gerät in vielen interessanten Konfigurationen an.

Produkteigenschaften

- Der seca mVSA ist individuell auf Ihre Bedürfnisse konfigurierbar.
- Klassische Vitaldatenmessung Blutdruck, SpO2, Puls, Temperatur kombiniert mit schneller Erfassung der Körperzusammensetzung bestehend aus Körperwasser, Fettmasse und Muskelmasse.
- Systemfähig mit allen EMR Systemen und integrationsfähigen seca Produkten.
- Verständliche grafische Darstellung der Messergebnisse auf dem Touchscreen-Monitor.
- Großer interner Speicher für bis zu 70.000 Messungen.



Maße (BxHxT):	254 x 262 x 278 mm
Eigengewicht:	7 kg
Stromversorgung:	Eingebautes Netzteil, Interner Lithium-Ionen-Akku
Anzeige:	7" Touchscreen-Display
Blutdruck Messmethode:	Oszillometrisch, Aufwärtsmessung/Abwärtsmessung umschaltbar
Blutdruck Messzeit:	normal 15 - 20 Sek. / max. 90 Sek. (Erwachsene)
Temperatur Messdauer:	Prädiktiv (oral) 3 - 10 Sek.;
	Prädiktiv (axillar/rektal): 8 - 14 Sek.;
	Direkt 60 - 120 Sek.
Temperatur Messmethode:	oral/axillar (direkt oder prädiktiv)

Type	VE	REF	Preis VE
SECA mVSA 535 - Medical Vital Signs Analyzer inkl. Bioimpedanzmessung	1 Stück	G3 5353130001	
SECA 4750535 - Rollstativ, inkl. Halterung für Smart-Bucket, 5 Rollen	1 Stück	G3 4750535009	



DIGITALE PERSONENWAAGE MIT EXTRA HOHER TRAGKRAFT ▶ SECA 813

Mit extra breiter Trittpläche für große Herausforderungen. Weil immer mehr Menschen immer mehr wiegen, gibt es jetzt diese Waage, die spielerisch 200 Kilogramm aushält und eine extra breite Trittpläche hat. Ihr robuster Gummibelag nimmt selbst höchste Herausforderungen nicht schwer, und die flache Bauweise macht das Betreten äußerst leicht.

Tragkraft: 200 kg
 Teilung (g): 100 g
 Stromversorgung: Batterien
 Maße komplett (BxHxT): 433 x 47 x 373 mm
 Maße Plattform (BxHxT): 400 x 45 x 300 mm
 Eigengewicht: 2,9 kg
 Funktionen: Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik, Kg/lbs/sts-Umschaltung, Step-Off, Auto-HOLD



Type	VE	REF	Preis VE
SECA 813 - Waage	1 Stück	G3 813	

DIGITALE PERSONENWAAGE MIT HOCHWERTIGEM 2-KOMPONENTEN-GUMMIBELAG ▶ SECA 803

Wer die Einsteiger-Waage von seca betrachtet, sieht sofort: Sie besticht mit einer klassisch, klaren Form und einem hochwertigen Belag, der das Wiegen angenehm macht. Ebenso schön ist es, das Display abzulesen, denn es ist ungewöhnlich groß

Tragkraft: 150 kg
 Teilung (g): 100 g
 Stromversorgung: Batterien
 Maße (BxHxT): 316 x 37 x 326 mm
 Eigengewicht: 1,5 kg
 Funktionen: Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik, Kg/lbs/sts-Umschaltung, Mobiles Messen und Wiegen, Auto-HOLD



Farbe	VE	REF	Preis VE
SECA 803 - Waage			
schwarz	1 Stück	G3 803-S	
weiß	1 Stück	G3 803-W	

FLACHWAAGE ▶ SECA 877

Flachwaage für den mobilen Einsatz für problemloses Wiegen von Kleinkindern. Batterie-Stromversorgung für Standorte ohne Steckdose.
 Optionales Zubehör: Messstab seca G3 217

Tragkraft: 200 kg
 Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
 Maße (BxHxT): 321 x 60 x 356 mm
 Plattform (BxHxT): 288 x 60 x 278 mm
 Eigengewicht: 4,2 kg
 Eichklasse: III
 Stromversorgung: Batterie, Akku
 Funktionen: Mutter-Kind-Funktion, Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik

Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 877 - Waage	inkl. 51,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 877	
SECA 217 - Meßstab		1 Stück	G3 217	

FUNKFÄHIGE STUHLWAAGE MIT FEINER TEILUNG ZUM WIEGEN IM SITZEN ▶ SECA 959

Leichtes Umsetzen dank beweglicher Armlehnen und Fußstützen, leichtgängige Räder. BMI-Funktion. Messwerte werden drahtlos an einen seca Funkdrucker oder PC versendet

Tragkraft: 300 kg
 Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g
 Maße (BxHxT): 563 x 897 x 978 mm
 Eigengewicht: 24,5 kg
 Stromversorgung: Akku und Netzgerät
 Datenübertragung: Funktechnologie seca 360° wireless
 Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, Auto- Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
 Eichklasse: III
 Systemfähig mit: 360° wireless Drucker advanced seca 466, 360° wireless Drucker seca 465, Software seca analytics 115 und seca emr flash 101, 360° wireless USB Adapter seca 456



Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 959 - Waage	inkl. 51,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 959	

Erklärung für gekennzeichnete Artikel:



Die neue seca 4+4 Garantie. Sorgt für Sicherheit und garantiert nur seca.

- Einfache Registrierung auf www.seca.com/registrierung.
- Kostenlos und sofort nach der Registrierung 4 Jahre Garantie sichern.
- Danach weitere 4 Jahre Garantie erhalten, mit dem seca Justierservice – ausgezeichnet und kostengünstig.
- Für alle WIBUplus Waagen und alle integrierbaren Waagen von seca "4+4".

Wichtig für den Garantieanspruch:
 Alle Integrierbaren Waagen sind separat zu registrieren. Die Registrierung ist kostenlos.
www.seca.com/registrierung





ELEKTRONISCHE SÄULENWAAGE MIT BMI-FUNKTION ▶ SECA 799

- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
 - Einfach zu transportieren
 - Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch
 - Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz
- Optionales Zubehör: Meßstab seca G3 220 und seca G3 224, Netzgerät seca 447 = G3 6832

Tragkraft: 200 kg
 Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
 Maße (BxHxT): 294 x 831 x 417 mm
 Eigengewicht: 6,3 kg
 Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
 Funktionen: TARA, HOLD, BMI, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
 Eichklasse: III



Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 799 - Waage	inkl. 51,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 799	



SÄULENWAAGE ▶ SECA 704

Die seca 704 ist selbst für das Wiegen schwergewichtiger Patienten geeignet. Neben ihrer Tragkraft von 300 kg trägt hierzu die große und gleichzeitig niedrig angelegte Plattform bei. Für hohe Standsicherheit sorgt die Oberfläche aus einer Gummimatte mit Rillenstruktur. Das Untergestell aus Gusseisen verleiht der Waage ihre hervorragende Stabilität. Per Knopfdruck lässt sich nach dem Wiegen und der Eingabe der Körpergröße schnell und leicht der BMI-Wert des Patienten ermitteln. Dieser gibt zuverlässig Aufschluss über den Ernährungszustand. Mit dem optional integrierbaren Messstab seca G3 220 läßt sich in einem Arbeitsgang zusätzlich die Körpergröße messen.

Optionales Zubehör: Messstab seca G3 220

Tragkraft: 300 kg
 Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
 Maße (BxHxT): 360 x 930 x 520 mm
 Plattform (BxHxT): 335 x 80 x 345 mm
 Eigengewicht: 14,9 kg
 Eichklasse: III
 Stromversorgung: Batterie / Netzgerät (optional)
 Funktionen: TARA, HOLD, BMI



Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 704 - Waage	inkl. 51,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 704	
SECA 220 - Messstab		1 Stück	G3 220	

ELEKTRONISCHE SÄUGLINGSWAAGE MIT ZWEITNUTZEN ALS FLACHWAAGE FÜR KINDER ▶ SECA 384

- Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem
- Einfaches Lösen der Wiegemulde vom Untergestell
- Breast-Milk-Intake-Funktion
- Mobil und robust für den Transport

Optionales Zubehör: Taschen seca G3 414 und seca G3 413

Tragkraft: 20 kg
 Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
 Maße (BxHxT): 552 x 164 x 362 mm
 Maße Wiegefläche (BxHxT): 525 x 87 x 250 mm
 Eigengewicht: 2,8 kg
 Stromversorgung: Batterien
 Funktionen: TARA, BMIF, HOLD, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
 Eichklasse: III



Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 384 - Waage	inkl. 29,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 384	

ELEKTRONISCHE SÄUGLINGSWAAGE ▶ SECA 376

Mit besonders großer Wiegemulde

Die große Mulde sorgt für absolute Sicherheit gegen das Herausfallen und ermöglicht das Wiegen der Babys im Sitzen. Auf der ergonomisch geformten Seitenwand der Waage befindet sich die dem Anwender zugewandte, übersichtliche Bedienoberfläche.

Optionales Zubehör: Kopf- und Fußanschlag seca G3 418, Meßstab seca G3 233

Tragkraft: 20 kg
 Teilung: 5 g < 7,5 kg > 10 g
 Maße (BxHxT): 620 x 190 x 358 mm
 Eigengewicht: 3,7 kg
 Eichklasse: III
 E-Versorgung: Batterien / Netzgerät optional
 Funktionen: Abschaltautomatik, TARA, HOLD
 Messstab:
 Messbereich: 35 – 80 cm
 Teilung: 1 mm



Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 376 - Waage	inkl. 29,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 376	
SECA Messstab 233		1 Stück	G3 233	

ELEKTRONISCHE MOBILE SÄUGLINGSWAAGE ► SECA 336

Hohe Qualität und komfortable Bedienung für ein schnelles und genaues Messergebnis.



Diese batteriebetriebene Waage mit großer, gut ablesbarer LCD-Anzeige verbindet innovative Technik mit platzsparender Bauweise. Durch das geringe Eigengewicht und den integrierten Tragegriff (auch zum Aufhängen nützlich) ist sie leicht zu transportieren und überall schnell und flexibel einsetzbar. Der Messstab seca 232 mit integriertem Kopf- und Fußanschlag vervollständigt die seca 336 zu einem kompletten Mess- und Wiegesystem. Leicht zu montieren und leicht abzulesen werden Messen und Wiegen nun in einem zeitsparenden Arbeitsgang ermöglicht.

- Optional: Rollwagen seca 403 und seca 402, digitaler Messstab seca 234, analoger Messstab seca 232 n, Netzgerät, Tasche seca 428

Tragkraft:	20 kg	Messstab:	
Teilung:	5 g < 10 kg > 10 g	Messbereich:	35 - 80 cm
Funktionen:	TARA, BMF, HOLD, Auto-HOLD, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, Bestätigen	Teilung:	1 mm

Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 336 - Säuglingswaage	inkl. 29,- € Eichkosten	1 Stück	G3 336	
SECA 232 - analoger Messstab		1 Stück	G3 232	

ARZTWAAGE MIT INDIVIDUALISIERBAREM LABEL ► SECA 878 DR

Die seca 878 dr ist als Arztwaage speziell auf die Arbeitsabläufe in der heutigen Praxis abgestimmt. Die Ausstattung mit dem aus



zwei Richtungen ablesbaren LCD-Display und dem bequemen Fußschalter macht diese Flachwaage zu einem idealen Werkzeug in jeder Arztpraxis. Leicht genug, dass man sie in mehreren Behandlungsräumen einsetzen kann und robust genug, dass man sich Jahre an ihrer Leistungsfähigkeit erfreut. Eben ein echtes seca Qualitätsprodukt.

- Anwenderfreundlich, da speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt
- Überzeugende Langlebigkeit. Robuste Qualitätsfertigung mit innovativem Design
- Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen
- Stressfrei gelingt auch das Wiegen von Kleinkindern durch die zuschaltbare Mutter-Kind-Funktion
- Austauschbares Label mit einem personalisierbaren Schriftzug

Lieferumfang:

6 Batterien, Typ AA

- Optional: Individualisierbares Label seca 478

Tragkraft:	200 kg
Teilung:	100 g < 150 kg > 200 g
Funktionen:	Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Abschaltautomatik Batteriebetrieben oder per Netzgerät seca 447

Type	Eichkosten	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
SECA 878 dr - Waage	inkl. 51,- Euro Eichkosten	878 7041 019	1 Stück	G3 878-DR	

ULTRASCHALL-MESSSTATION ► SECA 287 DP

Die ideale Praxishilfe – vollautomatisches Messen, Wiegen und individuelle Patientenberatung zu Gewichtsproblemen in einem Produkt.

- Vollautomatische und direkte Übertragung aller Messwerte via mitgeliefertem seca 360° wireless USB Adapter seca 456 in das inkludierte Software-Modul seca directprint
- Automatische Generierung eines persönlichen Patientenausdrucks per Knopfdruck
- Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless
- Ultraschalltechnologie mit überragender Präzision durch einzigartigem Auswertalgorithmus
- Maximale Schnelligkeit ermöglicht durch eigenständigen Messablauf in wenigen Sekunden
- Sprachsteuerung mit modernster Technologie in CD Qualität
- Feine 50 g Teilung und hohe Tragkraft bis 300 kg
- Großer Längenmessbereich von 60 bis 210 cm
- Dreizeiliges Multifunktions-Touchdisplay zur gleichzeitigen Anzeige von Gewicht, Größe u. BMI
- Neu: Eine Diskretionsabdeckung am Display sorgt für mehr Privatsphäre bei der Messung

Tragkraft:	300 kg	Eigengewicht:	16,5 kg
Teilung:	50 g < 150 kg > 100 g	Eichklasse:	III
Maße (BxHxT):	434 x 2270 x 466 mm		

Type	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
SECA 287 dp - Messstation	inkl. 51,- Euro Eichkosten	1 Stück	G3 287	

MECHANISCHER MESSSTAB ► SECA 216

Flexibel im Gebrauch, präzise im Ergebnis.

- Flexibel wählbarer Messbereich
- Einfaches Ablesen
- Feststellbarer Kopfanschlag
- Leichte Montage

Messbereich Messstab:	3,5 - 230 cm / 138 cm	Eigengewicht:	1,7 kg
Teilung Messstab:	1 mm	Wandmontage benötigt:	Ja
Maße (BxHxT):	120 x 1500 x 217 mm		

Type	VE	REF	Preis VE
SECA 216 - Messstab	1 Stück	G3 216	





PERSONENWAAGE KERN MPE

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung

- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Rückseitige Zweitanzzeige
- Nur MPE-HM: Im Stativ integrierter, ausziehbarer Größenmessstab, Messbereich 88-200 cm
- Data-Hold Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste für 10 s „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können
- 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage

Technische Daten:

Hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm
 Abmessungen Wägeplatte: 365 x 360 x 80 mm (BxTxH)
 Gesamtabmessungen MPE-HM: 365 x 620 x 2125 mm (BxTxH),
 mit ausgefahrenem Größenmessstab
 MPE-PM: 365 x 450 x 1020 mm (BxTxH)
 Wägebereich max.: 250 kg
 Ablesbarkeit: 0,1 kg
 Netzadapter (extern): serienmäßig
 Datenschnittstelle RS 232: serienmäßig
 Nettogewicht: ca. 12 kg

Type	Hersteller-Nr.	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
Personenwaage MPE mit Stativ	MPE 250K100PM	inkl. 53,- Euro Eichkosten	1 Stück	K8 250100PM	
Personenwaage MPE mit Stativ und Größenmessstab	MPE 250K100HM	inkl. 53,- Euro Eichkosten	1 Stück	K8 250100HM	



PERSONENWAAGE KERN MPC

Professionelle Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung

- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold Funktion.
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Mutter-Kind-Funktion: Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können
- Auswertegerät vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig

Technische Daten:

Hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm
 Abmessungen Wägeplatte: 365 x 360 x 80 mm (BxTxH)
 Abmessungen Auswertegerät: 200 x 128 x 55 mm (BxTxH)
 Wägebereich max.: 250 kg
 Ablesbarkeit: 0,1 kg
 Kabellänge Auswertegerät: ca. 200 cm
 Netzadapter (extern): serienmäßig
 Nettogewicht: ca. 10 kg

Type	Hersteller-Nr.	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
Personenwaage MPC	MPC 250K100M	inkl. 53,- Euro Eichkosten	1 Stück	K8 MPC250100	



STEP-ON-PERSONENWAAGE KERN MPD

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung








- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Technische Daten:

Hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm
 Abmessungen Wägeplatte: 365 x 360 x 80 mm (BxTxH)
 Gesamtabmessungen: 365 x 495 x 120 mm (BxTxH)
 Wägebereich max.: 250 kg
 Ablesbarkeit: 0,1 kg
 Netzadapter (extern): serienmäßig
 Nettogewicht: ca. 10 kg

Type	Hersteller-Nr.	Eichkosten	VE	REF	Preis VE
Step-On-Personenwaage MPD	MPD 250K100M	inkl. 53,- Euro Eichkosten	1 Stück	K8 MPD250100	

ZUBEHÖR FÜR SERVOCLEAN 23B/2200

	Artikel-Bezeichnung	Maße	VE	REF	Preis VE
	Edelstahlcontainer mit Dauerfilter (PTFE 2000 Zyklen) im Deckel, oben	285 x 185 x 65 mm	1 Stück	E3 39500	
	Edelstahlcontainer mit Dauerfilter (PTFE 2000 Zyklen) im Deckel und Boden	285 x 185 x 66 mm	1 Stück	E3 395002	
	Lochkassette mit Deckel Silikonmatte im Boden und 2 Silikonstreifen oben zur Fixierung von Instrumenten, längs	270 x 170 x 35 mm	1 Stück	E3 77TH	
	Lochkassette mit Deckel und Silikon-Einlage mit Kammprofil für feine Instrumente	270 x 170 x 35 mm	1 Stück	E3 77C	
	Lochkassette mit Deckel und Silikonfixierung für Instrumente	270 x 170 x 35 mm	1 Stück	E3 77D	
	Lochkassette mit Deckel und Silikonfixierung im Stern-Format für Dental-Instrumente	180 x 70 x 35 mm	1 Stück	E3 670R	
	Lochkassette mit Deckel und Silikonfixierung für Dental-Instrumente, Handstücke und Turbinen	180 x 70 x 36 mm	1 Stück	E3 6710R	

SERVOCLEAN 23B/2200 PRAXISAUTOKLAV

Neu und edel im Design

servoclean




*Mit automatischer,
elektromotorischer
Türöffnung/-schließung*



Dieses Gerät der Klasse B, erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 13060. Im edlen schwarzen Kompaktdesign, hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, mit schlagfestem Polymer Frontpanel.

- Kammer aus nahtlos gezogenem Edelstahl mit großem **23 Liter** Volumen
- Komplett mit Edelstahl-Gestell und 4 Loch-Tablets
- Mit automatischer, elektromotorischer Türöffnung/-schließung
- Kein unbeabsichtigtes Öffnen unter Druck möglich
- Großes Touch-Screen Bedienfeld (5.7 Zoll) zur leichten, logischen Benutzung
- Mit integrierter Temperaturanzeige
- Mit **integriertem** Drucker zur Dokumentation der Zyklen
- Automatische Wasserfüllung durch doppelte 3-Liter-Tanks (Frisch-/Gebrauchtwasser)
- Automatische Kontrolle der Wasserqualität (Leitfähigkeit)
- Mehrere Sterilisationszyklen wählbar bei 134 °C und 121 °C, je nach Ladungsart
- Hochwertige Dampferzeugung durch einen speziellen Dampfgenerator aus Edelstahl



- Mit USB Stick zur Speicherung der Daten
- Mit zusätzlichen Anschlüssen für zentrale Wasserversorgung

Die besonders starke Vakuumpumpe garantiert eine einwandfreie, fraktionierte Luftabsaugung.

Dieser Autoklav wird durch unsere erfahrenen Techniker aufgestellt und sorgfältig eingewiesen (innerhalb BRD).

Technische Daten:

Maße (BxTxH):	480 x 655 x 460 mm)
Druckkammer:	Ø 254 mm x 450 mm
Volumen:	23 Liter
Kammermaterial:	Edelstahl (Typ 304)
Mit unabhängigem Dampfgenerator aus Edelstahl	
Anzahl Tank:	2 Stück
Volumen:	3 Liter (Frischwasser) 3 Liter (Gebrauchtwasser)
Gesamtgewicht:	58 kg
Anzahl der mitgelieferten Siebe:	4 Stück
Spannung:	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	2.050 W

Type	VE	REF	Preis VE
servoclean 23B/2200, Autoklav, inkl. Aufstellung und Einweisung innerhalb Deutschlands	1 Stück	E3 2200	

FOLIENSCHWEISSGERÄT EUROSEAL® VALIDA

Das Folienschweißgerät Euroseal® Valida ist Ihr zuverlässiger und flexibler Partner für validierte Sterilgutverpackung. Das Design fügt sich unauffällig in jede Praxis ein und das stabile Gehäuse hält auch starken Beanspruchungen im Praxisalltag stand. Sie verwenden das Siegelgerät Euroseal® Valida intuitiv sicher und präzise beim Zuschneiden, Verpacken und Einschweißen von Sterilgut. Dafür sorgen die transparente Abdeckung über der Schneidevorrichtung, ein integrierter Arbeitstisch, optische und akustische Signale sowie ein übersichtliches Bedienfeld. Eine Abschaltautomatik schützt Folien und Gerät wirksam vor Überhitzung, so dass Sterilisierverpackungen nicht verbrennen können. Die bewährte Siegeltechnik funktioniert auch im Siegelgerät Euroseal® Valida zuverlässig und stromsparend über viele Jahre. Es verschließt Sterilisiergut-Verpackungen mit einer normenkonformen Siegelnaht bis zu einer Länge von 310 mm. Der Schweißvorgang dauert nur wenige Sekunden. Das Display und ein Signalton zeigen das erfolgreiche Erstellen der Versiegelung an, der nächste Siegelvorgang kann ohne Pausen sofort starten.

Ein patentierter Rollenhalter mit doppelter Kapazität, ein integrierter Arbeitstisch und ein übersichtliches Touchpanel sorgen für einen kompakten Aufbau, einfache Handhabung und dokumentierte Arbeitsabläufe beim Zuschneiden und Versiegeln von Sterilisierfolien mit dem Euroseal® Valida. Die Halterung ist höhenverstellbar. Sie lässt sich einfach vom Gerät trennen und separat, z. B. an der Wand, montieren. So passt sich das Siegelgerät variabel allen Platzverhältnissen an. Die halbdurchsichtige Abdeckung gewährleistet eine exakte Bestimmung des Siegelpunktes.

Einstellbare Siegel-Temperaturen zwischen 170 ° und 190 °C sichern optimale Schweißergebnisse mit verschiedenen Verpackungsfolien und bilden einen wichtigen Baustein für die Validierung. Auf dem übersichtlichen Bedienfeld ändern Sie alle Einstellungen des Euroseal® Valida intuitiv und komfortabel mit einem Fingerdruck.



Damit Verpackungsprozesse bei der Aufbereitung von Medizinprodukten validierbar sind, speichert das Euroseal® Valida alle wichtigen Siegelparameter auf einer SD-Speicherkarte.

- Datum und Uhrzeit der Siegelung
- Anwendername
- Siegeltemperatur
- Geschwindigkeit und Druck der Siegelung
- Chargennummer
- Anzahl der Schweißvorgänge
- Versiegelung erfolgreich ja/nein

Das sichert Dokumentation und Rückverfolgbarkeit und ermöglicht eine normenkonforme Sterilgutverpackung gemäß DIN EN11607-2, DIN EN868-5 und RKI-Empfehlungen.

Auf Wunsch überträgt das Euroseal® Valida alle Siegelparameter automatisch an angeschlossene Endgeräte über den eingebauten LAN-Anschluss. Die Daten lassen sich anschließend mit der Dokumentations-Software E-Memory (Gratis Download inklusive) von Euronda oder anderer Praxissoftware verwalten und weiterverarbeiten.

Nur bei EURONDA: Sparen Sie sich aufwändige Kabelinstallationen. Optional übertragen Sie Siegel-Daten bequem per WLAN auf den Praxis-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. So bleiben Sie flexibel bei der Aufstellung des Euroseal® Valida.

Euroseal® Valida kompatibel mit nahezu gängigen Praxis-Software.

Verwalten Sie Dokumentation, Chargenfreigabe, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgung komfortabel über Ihre Praxis-Software. Vorteil: Sie kontrollieren alle Aufbereitungsschritte mit verschiedenen Geräten herstellerunabhängig und übersichtlich in einem Programm. Die Vollversion dios MP zum Beispiel unterstützt die Chargenrückverfolgung und Anbindung an gängige Abrechnungssoftware. So lassen sich die mit dem Euroseal® Valida verpackten Instrumente bei der Behandlung einfach per Barcode-Scan mit der Patientenakte verknüpfen.

Technische Daten

Siegelnaht:	12 mm breit und bis zu 310 mm lang
Siegeltemperatur:	einstellbar von 140 - 200 °C
Stromversorgung:	220 - 240 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	150 W
Gewicht:	ca. 8 kg
Abmessungen (B x H x T):	
Standard:	500 x 315 x 485 mm
Mit ausgezogenem Rollenhalter:	500 x 420 x 485 mm
Ohne Rollenhalter:	500 x 200 x 485 mm

Type	VE	REF	Preis VE
Euroseal Valida Folienschweißgerät, inkl. Rollenhalter	1 Stück	F5 8130	

servoseal



servoseal

SERVOSEAL FOLIENSIEGELGERÄT

Das servoseal ist ein robustes und einfach zu bedienendes Balkensiegelgerät mit integriertem Rollenhalter. Das wartungsfreie System ist zuverlässig und langlebig. Das servoseal Foliensiegelgerät erzeugt 12 mm breite und bis zu 310 mm lange Schweißnähte mit konstantem Anpressdruck, bei stets gleichbleibender Temperatur. Zwischen den Siegelvorgängen sind keine Nachheiz-Pausen notwendig. Auf den Rollenhalter passen mehrere Rollen Sterifolie nebeneinander, ein Signalton und eine Kontrollleuchte zeigen den erfolgreichen Siegelprozess an.

Technische Daten

Siegelnaht:	12 mm breit und bis zu 310 mm lang
Siegeltemperatur:	konstant bei ca. 170 - 200 °C
Stromversorgung:	220-240 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 Watt
Gewicht:	7,6 kg
Abmessungen (B x H x T):	445 x 198 x 385 mm

Type	VE	REF	Preis VE
Servoseal Foliensiegelgerät, inkl. Rollenhalter	1 Stück	F5 2001	



BMS BATCH MONITORING SYSTEM

Für die Prüfung der Evakuierung und Luftdurchdringung in Autoclaven, mit fraktioniertem Vakuum und zur Prüfung der Hohlkörper-Sterilisation. Im Prüfkörper wird der Indikator sterilisiert. Ist der chemische Indikator gleichmäßig umgeschlagen, ist die Sterilisation erfolgreich verlaufen und die Charge kann freigegeben werden.

Packungsinhalt Starter Kit: 1 Prüfkörper, 2 Schraubkappen, 250 Indikatorstreifen, selbstklebend

Type	VE	REF	Preis VE
BMS 1200 Batch-Monitoring System, Starter-Kit komplett für Kleinststerilisatoren mit fraktioniertem Vakuum	1 Stück	F5 1200	
Ersatz-Indikatorstreifen für BMS 5000 und BMS 1200, selbstklebend, inkl. Schraubkapsel	250 Streifen	F5 1225	






AUTOCLAV KLARSICHTROLLEN - MIT FALTE

Papier und Transparentfolie, sterilisierbar bis 134 °C.
70 g/m² - gemäß DIN EN 868.


Maße	VE	REF	Preis VE
100 m x 75 mm	1 Rolle	F5 1400	
100 m x 100 mm	1 Rolle	F5 1401	
100 m x 150 mm	1 Rolle	F5 1402	
100 m x 200 mm	1 Rolle	F5 1403	
100 m x 250 mm	1 Rolle	F5 1404	
100 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1405	
100 m x 380 mm	1 Rolle	F5 1406	



AUTOCLAV KLARSICHTROLLEN ► OHNE FALTE

Papier und Transparentfolie, 70 g/m², gemäß DIN EN 868-2:2017-05.
Sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	VE	REF	Preis VE
200 m x 50 mm	1 Rolle	F5 1508	
200 m x 75 mm	1 Rolle	F5 1506	
200 m x 100 mm	1 Rolle	F5 1501	
200 m x 150 mm	1 Rolle	F5 1502	
200 m x 200 mm	1 Rolle	F5 1503	
200 m x 250 mm	1 Rolle	F5 1504	
200 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1505	
200 m x 380 mm	1 Rolle	F5 1507	



**HEISSLUFT KLARSICHTROLLEN
(BIS 180 °C)**

Die Folie ist nicht mit einem Impuls- oder Durchlaufschweißgerät verschweißbar.
Es wird empfohlen die Folie vor der Sterilisation mit Heißluftklebeband zu verschließen. „**Zur Anwendung in Heißluftsterilisatoren im kosmetischen Bereich. Kein Medizinprodukt.**“
Flache Form, ohne Zwickel, erhitzen bis 180 °C.

Maße	VE	REF	Preis VE
100 m x 30 mm	1 Rolle	F5 36030	
100 m x 50 mm	1 Rolle	F5 36050	
100 m x 75 mm	1 Rolle	F5 36075	
100 m x 100 mm	1 Rolle	F5 36100	
100 m x 150 mm	1 Rolle	F5 36150	
100 m x 200 mm	1 Rolle	F5 36200	
100 m x 250 mm	1 Rolle	F5 36250	

SEAL EASY



SEAL-EASY AUTOCLAV-SELBSTKLEBEBEUTEL
 Bei geringem Sterilisieraufkommen empfiehlt sich die Verwendung von selbstklebenden Klarsichtbeuteln mit Papieruntergrund.
 Mit optimalem Klebe-Haftverschluss und Indikator für Dampf- und Gassterilisatoren. Gemäß DIN EN 868.
 Starke Qualität, 70 g/m². Für die Dampfsterilisation bis 134 °C. Kein Schweißen mehr!



Die Verwendung ist einfach:

1. Instrument einschieben und den Schutzstreifen von der Klebefläche abziehen.
2. Klebefläche entlang der Falz knicken und fest andrücken, um einen sicheren Klebeverschluss zu gewährleisten.
3. Danach im Autoclaven sterilisieren.

Bitte wählen Sie eine Beutelgröße, in die das Sterilisiergut gut hereinpasst, ohne diesen zu überdehnen. Bei Verwendung eines zu kleinen Beutels besteht die Gefahr des Platzens und der Kontamination. Der Beutel sollte beim Zukleben auf einer glatten waagerechten Fläche liegen.


Maße	VE	REF	Preis VE
90 x 230 mm	200 Stück	F5 520	
140 x 250 mm	200 Stück	F5 525	
140 x 330 mm	200 Stück	F5 530	
190 x 330 mm	200 Stück	F5 545	
300 x 370 mm	200 Stück	F5 555	

FERTIGE AUTOCLAV STERILISATIONSBEUTEL

► MIT FALTE

Papier und Transparentfolie, fertig geschnitten, sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
mit Falte				
100 x 50 x 300 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B2	
100 x 50 x 370 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 BF715	
150 x 50 x 300 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 BF717	
150 x 50 x 400 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B3	
200 x 50 x 400 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B4	
200 x 50 x 460 mm	500 Stück	100 Stück	F5 BF727	
250 x 65 x 480 mm	500 Stück	100 Stück	F5 B5	




FERTIGE AUTOCLAV STERILISATIONSBEUTEL

► OHNE FALTE

Papier und Transparentfolie, fertig geschnitten, sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Falte				
55 x 200 mm	2000 Stück	100 Stück	F5 B190	
50 x 250 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 A3	
75 x 150 mm	2000 Stück	100 Stück	F5 B205	
75 x 200 mm	2000 Stück	100 Stück	F5 B210	
75 x 240 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B211	
75 x 270 mm	1200 Stück	100 Stück	F5 A4	
100 x 150 mm	2000 Stück	100 Stück	F5 B214	
100 x 200 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B215	
100 x 250 mm	2000 Stück	100 Stück	F5 A1	
100 x 270 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B217	
100 x 300 mm	2000 Stück	100 Stück	F5 A5	
100 x 350 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B218	
100 x 520 mm	1000 Stück	1000 Stück	F5 B213	
150 x 200 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 A2	
150 x 270 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B225	
150 x 300 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 A6	
150 x 380 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 A9	
160 x 600 mm	1000 Stück	100 Stück	F5 B270	





STERIKREPP ► IN LAGEN

In Lagen - 62 g/m², gekreppt

Maße	VE	REF	Preis VE
grün			
40 x 40 cm	500 Stück	F5 40G	
50 x 50 cm	500 Stück	F5 50G	
60 x 60 cm	500 Stück	F5 60G	
75 x 75 cm	250 Stück	F5 75G	
80 x 80 cm	250 Stück	F5 80G	
90 x 90 cm	250 Stück	F5 90G	
100 x 100 cm	250 Stück	F5 100G	
120 x 120 cm	125 Stück	F5 120G	
weiß			
40 x 40 cm	500 Stück	F5 40W	
50 x 50 cm	500 Stück	F5 50W	
60 x 60 cm	500 Stück	F5 60W	
75 x 75 cm	250 Stück	F5 75W	
80 x 80 cm	250 Stück	F5 80W	
90 x 90 cm	250 Stück	F5 90W	
100 x 100 cm	250 Stück	F5 100W	
120 x 120 cm	125 Stück	F5 120W	

STERIKREPP ► AUF DER ROLLE

Auf Rollen - 62 g/m², gekreppt

Maße	VE	REF	Preis VE
weiß			
50 cm x 100 m	2 Rollen	F5 50R	
75 cm x 100 m	1 Rolle	F5 75R	
grün			
50 cm x 100 m	2 Rollen	F5 50RG	
60 cm x 100 m	1 Rolle	F5 60RG	
75 cm x 100 m	1 Rolle	F5 75RG	
100 cm x 100 m	1 Rolle	F5 100RG	

STERILISIERVLIES

Das ideale Vlies zum Einschlagen und Verpacken von Sterilisationsware im Dampfautoclaven.

Auch idaeal als Filtereinlage und Unterlage in Siebschalen und Trommeln. Fertig in Bögen geschnitten.

Farbe: blau/violett.

Gemäß Hersteller: DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.

Maße	VE	REF	Preis VE
50 x 50 cm	500 Stück	F5 51261	
75 x 75 cm	200 Stück	F5 51262	
90 x 90 cm	200 Stück	F5 51263	
100 x 100 cm	200 Stück	F5 51264	
120 x 120 cm	120 Stück	F5 51265	
140 x 140 cm	120 Stück	F5 51266	




STERILISATIONS-KLEBBAND

Für Sterilisationsverpackungen.
Deutliche Verfärbung des Indikatorstreifens.

Rollenlänge: 50 m
Rollenbreite: 19 mm

Type	VE	REF	Preis VE
ohne Indikator	1 Stück	H7 201	
mit Indikator, Dampf	1 Stück	H7 202	
mit Indikator, Gas (EO)	1 Stück	H7 200	
mit Indikator, Heissluft	1 Stück	H7 204	



CONTAINERLABEL MIT DAMPFINDIKATOR

Selbstklebend.


Type	Maße	VE	REF	Preis VE
mit Anfassflasche	67 x 40 mm	1000 Stück	F5 522002	
ohne Anfassflasche	60 x 40 mm	1000 Stück	F5 522004	



INDIKATOR EINLEGESTREIFEN AUS PAPPE

Format: 150 x 30 mm
Spenderkarton = 250 Stück

Type	VE	REF	Preis VE
Dampfindikator	250 Stück	F5 410002	
EO-Gasindikator	250 Stück	F5 410004	



STERIMAX DAMPF-INDIKATOR

Der Indikator (Klasse 5) zeigt 3 wichtige Kriterien für eine einwandfreie Dampfsterilisation an: Zeit-Temperatur-Dampf. Falls Farbveränderungen nur bis ins „Reject Fenster“ gehen, ist die Dampfsterilisation nicht einwandfrei. Erfolgt die Farbveränderung bis ins „Accept Feld“ ist die Dampfsterilisation einwandfrei durchgeführt worden.

Type	Maße	VE	REF	Preis VE
Sterimax Dampf Indikatoren	100 mm x 20 mm	250 Stück	F5 250	



servoclean

SERVOCLEAN HEISSLUFTSCHRANK STERILISATOR

Ideal für das Vorwärmen von Lösungen und Instrumenten.

- Auch als Inkubator verwendbar
- Komplett aus Edelstahl, Isolierung aus Glasfaser

- Display für Zeit und Temperaturanzeige
- Mit elektronischer Temperaturkontrolle
- Temperatur einstellbar von 140 ° – 200 °C
- Zeitintervall einstellbar von 0 – 120 Minuten
- Mit Temperatur- und Fehlalarm-Anzeige
- Abschließbare Fronttür, mit Wandmontagezubehör
- Inklusive 2 Edelstahl-Tabletts

Type	Format: Aussen	Format: Innen	Temperatur	Leistung	VE	REF	Preis VE
Schrank	560 x 370 x 380 mm	385 x 235 x 218 mm	140 °C – 200 °C	500 Watt / 220 V	1 Stück	E3 102431HS	



servoclean

SERVOCLEAN BOWIE & DICK TESTPAKET

Mit der korrekten Funktionsfähigkeit der Autoklaven steht und fällt das Arbeitsergebnis in der zentralen Sterilgutversorgung. Der servoclean Bowie & Dick Test ist einfach und sicher in der Handhabung:

Testpaket im Sterilisateur platzieren, Bowie & Dick-Programm durchführen, Testbogen entnehmen, Ergebnis überprüfen, fertig. Der Indikator auf dem innenliegenden Testbogen ist frei von Schwermetallen und schlägt von blau nach pink um. Nach erfolgreichem Umschlag verändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr – das garantiert die absolute Dokumentationssicherheit.

Das servoclean Testpaket zur Durchführung des täglichen Bowie & Dick-Tests bei Dampfsterilisatoren hat das renommierte Kitemark-Prüfsiegel des British Standard Institute (BSI) erhalten. Das Kitemark des BSI ist eines der ältesten Gütesiegel überhaupt und zeichnet unter strengsten Auflagen insbesondere solche Produkte und Dienstleistungen aus, bei denen das Thema Sicherheit eine maßgebliche Rolle spielt. Damit wird die Übereinstimmung des Produktes mit den strengen Anforderungen der DIN EN ISO 11140-4 von einem international anerkannten Prüfinstitut bestätigt.

Type	UK	VE	REF	Preis VE
Servoclean Bowie & Dick Testpaket	40 Stück	1 Stück	F5 145	

Hinweis zur Instrumentenpflege

Wenn in der Praxis sog. Kombinationspräparate verwendet werden, die zugleich desinfizieren und reinigen, ist eine gründliche Nachreinigung nötig. Diese Nachreinigung erfolgt mit einer Handwaschbürste, damit aus Schlössern und Riefen Desinfektions- und Reinigungsmittel-Rückstände abgewaschen werden. Hinterher müssen die Instrumente abgetrocknet werden, am besten mit einem Leinentuch, und dann aufs Tablett gelegt werden. Hierbei empfiehlt sich, erst eine Lage Filterpapier auf das Tablett und dann die Instrumente einlagig darauf zu legen, damit nach der Sterilisation der Dampf optimal abziehen kann und beim Kondensieren keine Fleckenbildung auftritt. Noch besser ist es,

getrennt Desinfektions- und Reinigungslösung anzusetzen, nach der Reinigung die Instrumente gründlich abspülen, dann in die Desinfektionslösung legen.

Nach der Reinigung sind die Instrumente gründlich abzuspülen und abzutrocknen. Ein Vorgang, der natürlich in der Praxis immer anders aussieht als in der Theorie. Durch Desinfektions- und Reinigungsmittel verklebte Magnetventile ziehen immer Störungen der Funktion des Autoklaven nach sich und haben einen erhöhten Verschleiß der Instrumente zur Folge.

Weichen Sie benutzte Instrumente sofort nach Gebrauch ein, damit Verkrustungen vermieden werden. Gelenke nach Sterilisation mit Siliconspray einsprühen und pflegen.



NEU
Mit verbessertem, roten Sprühkopf. Der Sprühkopf hat jetzt ein kurzes Verlängerungsrohr zum besseren Zielen.



MEDI

MEDISPRAY

MEDISPRAY ÖLSPRAY

Ideal zur Pflege und schonenden Behandlung chirurgischer Instrumente! Wirksamer Korrosionsschutz, beste Scharnier - Schmierwirkung. Bei Verwendung von Dampf- oder Gassterilisation kann danach wie üblich sterilisiert werden. Keine Reizstoffe, gute Verträglichkeit. Instrumente im gereinigten, geöffneten Zustand aus ca. 20 - 30 cm Entfernung ansprühen. Ein dünner Film ist vollkommen ausreichend.

Inhalt = 400 ml flüssiges Paraffin (reinst), FCKW-frei!

Inhalt	PZN	VE	REF	Preis VE
400 ml	01287765	1 Stück	17 1010	



SPRAY

MEDISPRAY

MEDISPRAY SILICONSpray

Besonders wirtschaftlich, ergiebig und preiswert. 500 ml-Sprayflasche, FCKW-frei. Zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Silikone zugelassen sind. Zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen, chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet.

Nicht zum/als Gleitmittel oder zum leichteren Einführen von Tuben oder Kathetern zu verwenden.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
500 ml	01287788	12 Stück	1 Stück	17 10	

Für den täglichen Einsatz in der Praxis und auf der Station empfehlen wir unsere preiswerten, selektierten Importinstrumente. Nach deutschen Qualitätsnormen gefertigt, mit Chargennummer. Bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese preiswerten Instrumente jahrelang.



Anleitung zur Instrumentenaufbereitung

Wiederverwendbare chirurgische Instrumente sind vor der sterilen Anwendung einem geeigneten effizienten Verfahren der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation zu unterziehen. Chirurgische Instrumente müssen nach Gebrauch einer gründlichen Reinigung und anschließenden Pflege / Aufbereitung unterzogen werden. Die erfolgreiche Aufbereitung liegt ausschließlich in der Verantwortung des Anwenders / Betreibers. Beachten Sie deshalb im eigenen Interesse bitte die gesetzlichen Reinigungs- und Aufbereitungsvorschriften sowie Normen. Eine ordnungsgemäße Aufbereitung wird vermutet/sichergestellt, wenn die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Institutes (KRINKO) zu den Anforderungen an die Hygiene beachtet werden.

Die Gebrauchsanweisung der Geräte-Hersteller (Desinfektions- und Reinigungsautomaten, Ultraschallgeräte, Sterilisatoren) ist genau einzuhalten. Die Dosierungsempfehlungen für chemische Produkte zur Desinfektion, Reinigung, Neutralisation und Pflege sind genau zu befolgen. Keine Wiederaufbereitung und keine erneute Sterilisation von Einmal-Artikeln vornehmen. Fabrikneue Instrumente sind vor der ersten Sterilisation zu reinigen. Die Sterilisation ist kein Ersatz für Sauberkeit. Durch Ätzen oder Lasern beschriftete Produkte können bei der Behandlung mit phosphorsäure- oder flusssäurehaltigen Grundreinigern verblassen. Dadurch kann die Codierungsfunktion beeinträchtigt werden oder völlig verloren gehen. Für die ausgegebenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr!

Angewandte Methode	Beschreibung	Erläuterung/Hinweise
Vorbereitung am Gebrauchsort	Nass	Nass bedeutet, dass die Instrumente unmittelbar nach der OP in eine reinigungsaktive Desinfektionslösung gelegt werden. Damit wird ein Antrocknen von Blut- und Geweberesten vermieden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Reinigungsmittels.
Reinigung und Desinfektion	Manuelle oder maschinelle Aufbereitung mit oder ohne Ultraschallbehandlung	Voraussetzung ist der Einsatz dafür geeigneter Verfahren und zweckmäßiger Geräte. Verfahren zur maschinelle Aufbereitung sind zu bevorzugen.
Chemikalien und Temperaturen zur Reinigung und Desinfektion	Neutral / mild alkalisch mit / ohne Tensidzusatz, chemisch bei max. 60 °C / 140 °F bzw. mit VE-(Vollensalzt) Wasser, thermisch bei max. 93°C / 199°F	Es wird vorausgesetzt, dass kommerziell erhältliche und für den Anwendungsfall zugelassene Produkte zur Reinigung und Desinfektion verwendet und dass die empfohlenen Konzentrationen, Einwirkzeiten und Temperaturen beachtet werden.
Trocknung	Trocknung bei max. 100 °C / 212 °F	Mit dafür vorgesehenem Verfahren auf einer geeigneten Unterlage.
Dampfsterilisationsverfahren	134 °C / 273 °F oder 121 °C / 250 °F	Die Angaben bedeuten die maximale Temperatur. Bitte zur Haltezeit die Angaben der Gerätehersteller beachten!
Weitere Sterilisationsverfahren	Weitere Verfahren sind u.a. die Sterilisation in Formaldehyd (max. 65 °C / 149 °F), Ethylenoxid (max. 65°C / 149 °F), Gas-Plasma, etc. Das früher verbreitete Verfahren der Heißluftsterilisation (max. 180°C/356°F) findet keine Zulassung mehr	Die Materialverträglichkeit mit diesen Sterilisationsverfahren ist unabhängig vom Erreichen der Sterilität gegeben. Die Durchführung dieser Verfahren liegt in Bezug auf das Erreichen der gewünschten Sterilisationswirkung in der Verantwortung des Betriebes.
Weitere zu beachtende Hinweise	Pflege: Einsprühen mit Instrumentenöl- / Instrumentensilikonspray (z. B. Medispray Ölspray REF I7 1010 oder Medispray Silikonspray REF I7 10).	Alle beweglichen Teile der Instrumente (z. B. bei Scheren, Klemmen, Sperrer etc.) sollten/müssen regelmäßig mit Instrumentenöl- / Silikonspray komplett an den beweglichen Stellen eingesprüht werden, unter Bewegung der Teile (falls dies möglich ist) damit eine optimale Verteilung gewährleistet ist.



CHIRURGISCHE SCHERE
► GERADE, SPITZ - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 682	
13,0 cm	1 Stück	I5 683	
14,5 cm	1 Stück	I5 024	
16,0 cm	1 Stück	I5 684	



CHIRURGISCHE SCHERE
► GEBOGEN, SPITZ - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 685	
13,0 cm	1 Stück	I5 686	
14,5 cm	1 Stück	I5 037	
16,0 cm	1 Stück	I5 687	



CHIRURGISCHE SCHERE
► GERADE, SPITZ - SPITZ

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 688	
13,0 cm	1 Stück	I5 689	
14,5 cm	1 Stück	I5 023	
16,0 cm	1 Stück	I5 690	



CHIRURGISCHE SCHERE
► GEBOGEN, SPITZ - SPITZ

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 691	
13,0 cm	1 Stück	I5 692	
14,5 cm	1 Stück	I5 003	
16,0 cm	1 Stück	I5 693	



CHIRURGISCHE SCHERE
► GERADE, STUMPF - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 694	
13,0 cm	1 Stück	I5 695	
14,5 cm	1 Stück	I5 026	
16,0 cm	1 Stück	I5 696	



CHIRURGISCHE SCHERE
► GEBOGEN, STUMPF - STUMPF

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 697	
13,0 cm	1 Stück	I5 698	
14,5 cm	1 Stück	I5 025	
16,0 cm	1 Stück	I5 699	



HAUT- UND FADENSCHERE ▶ GERADE

Gerade, spitz - spitz, fein

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	15 703	
11,0 cm	1 Stück	15 020	
13,0 cm	1 Stück	15 027	



HAUT- UND FADENSCHERE ▶ GEBOGEN

Gebogen, spitz - spitz, fein

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	15 704	
11,0 cm	1 Stück	15 019	
13,0 cm	1 Stück	15 028	



NAGELSCHERE

• Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
9 cm stumpf, für Babys	1 Stück	15 605	
10 cm, gerade	1 Stück	15 022	
11 cm, gebogen	1 Stück	15 021	



NAGELFEILE

Spitz - runde Form

• Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	15 757	

SCHWESTERN- UND PRAXISSET

Nagelschere, gebogen, 10 cm,
mit Kette und Nagelfeile

• Kein Medizinprodukt

Type	VE	REF	Preis VE
Schwesternset	1 Stück	15 129	



UNIVERSAL- UND PRAXISSCHERE

Gerade, spitz - spitz

Länge	VE	REF	Preis VE
11,0 cm	1 Stück	I5 111	
13,0 cm	1 Stück	I5 110	



PRÄPARIERSCHERE ▶ GERADE

Gerade, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 678	
14,0 cm	1 Stück	I5 679	



PRÄPARIERSCHERE ▶ GEBOGEN

Gebogen, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 681	



LIGATURSCHERE - SPENCER ▶ GERADE

Mit Aussparung, gerade

Länge	VE	REF	Preis VE
11,0 cm	1 Stück	I5 063	
14,0 cm	1 Stück	I5 705	



LIGATURSCHERE - SPENCER ▶ GEBOGEN

Mit Aussparung, leicht gebogen

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 052	



OHRPINZETTE ► NACH TROELTSCH

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1 Stück	15 214	



ADSON PINZETTE

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
chirurgische Form, 1 : 2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	15 215	
anatomische Form, gerieftes Maul	12,5 cm	1 Stück	15 216	



AUGENMAGNET ► MIT LUPE

Inklusive Schlinge. Lupe verstellbar.
Magnet zum Umstecken.

Type	VE	REF	Preis VE
Augenmagnet	1 Stück	15 758	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE PINZETTE ► MIT LUPE

Spitze Form, gerieft
HMV-Gruppe: 25.21.81.1xxx

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	15 217	



SPLITTERPINZETTE ► NACH FEILCHENFELD

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 013	
11,0 cm	1 Stück	I5 012	



SPLITTERPINZETTE

Schlanke Form, spitz, gerieftes Maul


Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 229	



UNIVERSALPINZETTE / CILIENPINZETTE

Mit abgeschrägtem Maul

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 230	



PAILLETTENENTNAHME PINZETTE

- Mit Hohlkehle
- Kein Medizinprodukt


Länge	Form	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	gerade Form	1 Stück	I5 222	
14,5 cm	gebogene Form	1 Stück	I5 2221	



ANATOMISCHE PINZETTE

Gerade, geriefte Maulflächen

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm, breites Maul	1 Stück	I5 227	
13,0 cm	1 Stück	I5 061	
14,0 cm	1 Stück	I5 015	
16,0 cm	1 Stück	I5 062	



CHIRURGISCHE PINZETTE


Gerade - 1 : 2 Zähne

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 014	
16,0 cm	1 Stück	I5 228	




GEFÄSSPINZETTE TYP MICHEL

Länge	Type	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1: 2 Zähne, scharf	1 Stück	I5 049	
12,0 cm	feine Zahnung, als Fadenpinzette geeignet	1 Stück	I5 048	

**ARTERIENKLEMME ► NACH PEAN - GERADE**


Gerade Form, gerieftes Maul, mit Sperre.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	I5 011	
16,0 cm	1 Stück	I5 064	
18,0 cm	1 Stück	I5 066	
20,0 cm	1 Stück	I5 0660	

**ARTERIENKLEMME ► NACH KOCHER - GERADE**

Gerade Form, gerieftes Maul, 1 : 2 Zähne, mit Sperre.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	I5 010	
16,0 cm	1 Stück	I5 065	
18,0 cm	1 Stück	I5 067	

**MOSQUITOKLEMME ► ANATOMISCH**

Gerieftes Maul, anatomische Form

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm - gerade	1 Stück	I5 075	
12,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 076	

**MOSQUITOKLEMME ► CHIRURGISCH**

1:2 Zähne, chirurgische Form

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm - gerade	1 Stück	I5 077	
12,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 078	


**SCHLAUCHKLEMME ► MIT SPERRE**

Länge	VE	REF	Preis VE
15,0 cm - glattes Maul	1 Stück	I5 154	
16,0 cm - glattes Maul	1 Stück	I5 155	
16,0 cm - breites Maul	1 Stück	I5 153	



TUPFER FASSZANGE

Form	Länge	VE	REF	Preis VE
gerade Form	27,0 cm	1 Stück	I5 209	
gebogene Form	27,0 cm	1 Stück	I5 210	



KORNZANGE MIT SPERRE ▶ NACH MAIER

Länge	Type	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	gerade Form	1 Stück	I5 092	
20,0 cm	gerade Form	1 Stück	I5 009	
25,0 cm	gerade Form	1 Stück	I5 007	
18,0 cm	gebogene Form	1 Stück	I5 093	
20,0 cm	gebogene Form	1 Stück	I5 008	
25,0 cm	gebogene Form	1 Stück	I5 001	




KLEMME ▶ NACH MIKULICZ

Länge	VE	REF	Preis VE
20,0 cm	1 Stück	I5 211	




**ZUNGENZANGE ▶ NACH COLLIN
mit Sperre**

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm - geripptes Maul	1 Stück	I5 132	



ZUNGENZANGE ▶ NACH YOUNG

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm - glattes Maul	1 Stück	I5 202	



MAGILLZANGE / ENDOZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
24,0 cm - für Erwachsene	1 Stück	I5 030	
20,0 cm - für Kinder	1 Stück	I5 031	
16,0 cm - für Säuglinge	1 Stück	I5 105	



ZUNGENSPEL ► NACH BUCHWALD

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	I5 204	

ZUNGENSPEL ► NACH BRUENINGS

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	I5 206	



KEHLKOPFSPIEGEL

ohne Griff

Figur	Ø Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Figur 0	10 mm	1 Stück	I5 759	
Figur 3	16 mm	1 Stück	I5 760	
Figur 5	20 mm	1 Stück	I5 761	
Figur 7	24 mm	1 Stück	I5 762	
Figur 8	26 mm	1 Stück	I5 8020	
Figur 9	28 mm	1 Stück	I5 803	
Figur 10	30 mm	1 Stück	I5 804	



GRIFF FÜR KEHLKOPFSPIEGEL

mit Fixierschraube

Type	VE	REF	Preis VE
Griff	1 Stück	I5 763	



KNOPFHÄKCHEN ► NACH LUCAE

mit Griff

Durchmesser	Länge	VE	REF	Preis VE
2,0 mm	14,0 cm	1 Stück	I5 764	
2,5 mm	14,0 cm	1 Stück	I5 765	
3,5 mm	14,0 cm	1 Stück	I5 766	



SCHARFER LÖFFEL ► NACH WILLINGER

doppelte Form

Figur	Länge	VE	REF	Preis VE
Figur 00 - 0	14,0 cm	1 Stück	I5 724	
Figur 0 - 1	14,0 cm	1 Stück	I5 725	



UNIVERSAL MEHRZWECKSCHERE

Mit Kunststoffgriffen, stumpfen Enden, autoclavierbar bis 134 °C.

Type	VE	REF	Preis VE
18,5 cm - schwarze Griffe	1 Stück	I5 002	
18,5 cm - rote Griffe	1 Stück	I5 226	
18,5 cm - blaue Griffe	1 Stück	I5 400	
18,5 cm - grüne Griffe	1 Stück	I5 401	
18,5 cm - orange Griffe	1 Stück	I5 402	



VERBANDSCHERE KNIEGEBOGEN ▶ NACH LISTER

Kräftiges Model


Länge	VE	REF	Preis VE
12 cm	1 Stück	I5 060	
14 cm	1 Stück	I5 018	
16 cm	1 Stück	I5 017	
18 cm	1 Stück	I5 016	
20 cm	1 Stück	I5 032	



VERBAND- UND KLEIDERSCHERE ▶ NACH SEUTIN

Kräftiges Modell, mit Innenfeder, ideal zur Cast-Entfernung.

Länge	VE	REF	Preis VE
23 cm	1 Stück	I5 053	



METZENBAUMSCHERE


Gebogen, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 700	
18,0 cm	1 Stück	I5 701	
20,0 cm	1 Stück	I5 702	



TUCHKLEMMER ▶ NACH BACKHAUS


Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 085	
11,0 cm	1 Stück	I5 086	
14,0 cm	1 Stück	I5 087	



KOPFSCHNEIDEZANGE

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	15 191	



NAGELZANGE

Mit Pufferfeder und Sperre.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	15 130	



NAGELZANGE ► KRÄFTIGES MODELL

Ohne Sperre, kräftiges Modell, leicht gebogen, Schneide mit Blattfeder.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	15 131	



NAGELZANGE ► FEINES MODELL

Ohne Sperre, feine Ausführung.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	15 161	
13,0 cm	1 Stück	15 769	
14,0 cm	1 Stück	15 770	



ZECKENZANGE

Aus Metall, mit Feder.

- Kein Medizinprodukt

Type	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	15 120	



ZECKENZANGE MIT HALTER

Aus Metall, mit Feder und Halter.

- Kein Medizinprodukt

Type	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	15 771	



ZECKENZANGE ► AUS KUNSTSTOFF

Type	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	15 795	



CUSCO SPEKULUM

Mattiert

Figur	Größe	VE	REF	Preis VE
Fig. 1	80 x 32 mm / klein	1 Stück	I5 043	
Fig. 2	90 x 36 mm / mittel	1 Stück	I5 044	
Fig. 3	110 x 37 mm/ groß	1 Stück	I5 045	



KRISTELLER SPEKULUM

2-teilig, mattiert

Figur	Größe	Grifflänge	VE	REF	Preis VE
für Kinder	70 x 15 mm	160 mm	1 Stück	I5 744	
Fig. 00	100 x 18 mm	180 mm	1 Stück	I5 170	
Fig. 0	110 x 20 mm	180 mm	1 Stück	I5 171	



KÜRETTE ► NACH SIMS

Scharf, feste Form

Figur	Größe	VE	REF	Preis VE
Fig. 1	7,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 746	
Fig. 2	8,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 747	
Fig. 3	10,0 mm / 25 cm	1 Stück	I5 748	
Fig. 4	11,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 749	
Fig. 5	13,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 750	
Fig. 6	14,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 751	



BIOPSIE ZANGE ► NACH ALEXANDER

23 cm, gerade schneidend, ohne Innenfeder

Type	Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
ovale Form	3 x 8 mm	23 cm	1 Stück	I5 754	
spitze Form	3 x 7 mm	23 cm	1 Stück	I5 755	



BIOPSIE ZANGE ► NACH TISCHLER

Gerade schneidend.

Mit innenliegender Feder und Feststellschraube. Ringgriff.

Type	Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
ovale Form	2 x 6 cm	24 cm	1 Stück	I5 756	



UTERUSDILATOR ► NACH HEGAR

Rund, einzeln, einseitig, einfach gebogen

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
1,0 mm Ø	1 Stück	15 730	
2,0 mm Ø	1 Stück	15 731	
3,0 mm Ø	1 Stück	15 732	
4,0 mm Ø	1 Stück	15 733	
4,5 mm Ø	1 Stück	15 776	
5,0 mm Ø	1 Stück	15 734	
5,5 mm Ø	1 Stück	15 777	
6,0 mm Ø	1 Stück	15 735	
6,5 mm Ø	1 Stück	15 778	
7,0 mm Ø	1 Stück	15 736	
7,5 mm Ø	1 Stück	15 779	
8,0 mm Ø	1 Stück	15 737	
8,5 mm Ø	1 Stück	15 780	
9,0 mm Ø	1 Stück	15 738	
9,5 mm Ø	1 Stück	15 781	
10,0 mm Ø	1 Stück	15 739	
10,5 mm Ø	1 Stück	15 782	
11,0 mm Ø	1 Stück	15 783	
12,0 mm Ø	1 Stück	15 784	
13,0 mm Ø	1 Stück	15 785	
13,5 mm Ø	1 Stück	15 786	
14,0 mm Ø	1 Stück	15 787	
15,0 mm Ø	1 Stück	15 788	
16,0 mm Ø	1 Stück	15 789	
17,0 mm Ø	1 Stück	15 790	
18,0 mm Ø	1 Stück	15 791	



UTERUSSONDE ► NACH SIMS

Biigsam, graduiert mit cm-Skala

Länge	VE	REF	Preis VE
32,0 cm	1 Stück	15 740	



ABORTUSZANGE ► NACH WINTER

Länge	VE	REF	Preis VE
28,0 cm	1 Stück	15 741	



IUP FASSZANGE

1 : 2 Zähne

Länge	VE	REF	Preis VE
45,0 cm	1 Stück	15 743	



HAKENZANGE ► NACH SCHRÖDER

Mit Rastersperre


Länge	VE	REF	Preis VE
25,0 cm	1 Stück	15 742	



SCHARFER LÖFFEL ▶ NACH VOLKMANN


Mit Hohlheft, 17 cm Länge

Figur	Ø Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Fig. 0000	2 mm	1 Stück	I5 723	
Fig. 000	3 mm	1 Stück	I5 722	
Fig. 00	4 mm	1 Stück	I5 143	
Fig. 0	5 mm	1 Stück	I5 144	
Fig. 1	7 mm	1 Stück	I5 145	
Fig. 2	8 mm	1 Stück	I5 146	
Fig. 3	9 mm	1 Stück	I5 147	



GIPSSCHERE ▶ NACH STILLE

Länge	VE	REF	Preis VE
25,0 cm	1 Stück	I5 054	
30,0 cm	1 Stück	I5 055	
37,0 cm	1 Stück	I5 805	



GIPSABREISSZANGE TYP WOLFF

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	I5 056	
24,0 cm	1 Stück	I5 057	



GIPSSPREIZER ▶ NACH HENNING


Länge	VE	REF	Preis VE
28,0 cm	1 Stück	I5 058	



NAGELAUSREISSZANGE ▶ NACH RADOLF

• Kein Medizinprodukt

Type	VE	REF	Preis VE
Nagelausreißzange	1 Stück	I5 192	



NADELHALTER ► NACH MATHIEU

Mit innenliegender Sperre, ohne Hartmetall-Einlage, mit Feder.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	15 069	
17,0 cm	1 Stück	15 115	
20,0 cm	1 Stück	15 070	



NADELHALTER ► NACH MAYO HEGAR

Mit Sperre, ohne Hartmetall-Einlage


Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	15 068	
18,0 cm	1 Stück	15 116	
20,0 cm	1 Stück	15 035	



NADELHALTER ► NACH HEGAR OHLSEN

Mit Schere, ohne Hartmetall-Einlage

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	15 707	
16,0 cm	1 Stück	15 708	
18,0 cm	1 Stück	15 709	



WUNDSPREIZER

Mit Sperre - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	15 773	
13,5 cm	1 Stück	15 772	
16,5 cm	1 Stück	15 774	



MICHEL KLAMMERZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1 Stück	15 200	



**NASENSPEKULUM ► NACH HARTMANN
FÜR ERWACHSENE**

Feder innenliegend

Type	VE	REF	Preis VE
Speculum	1 Stück	I5 726	



STIMMGABEL

Kammerton A1, Frequenz 440 Hz.

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 727	



NEUROLOGISCHES NERVENRAD

► NACH WARTENBERG

Rostfrei.

Länge	VE	REF	Preis VE
19,0 cm	1 Stück	I5 728	



KOMEDONENQUETSCHER ► NACH UNNA

Gebogen.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,5 cm	1 Stück	I5 729	



OHRSCHLINGE ► NACH BILLEAU

Mit Griff.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	I5 752	



OHRSCHLINGE ► NACH LANGENBECK

Mit Flachgriff.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 753	



FINGERRING-SCHNEIDEGERÄT

Mit Hartmetall-Scheibe zum leichten Durchtrennen von eingewachsenen Ringen. Nicht geeignet für Edelstahl, Titan und andere Hartmetalle.

Type	VE	REF	Preis VE
Fingerring-Schneidegerät	1 Stück	15 059	



WATTETRÄGER ▶ MIT GEWINDE

Länge x Ø	VE	REF	Preis VE
14 cm x 1,0 mm Ø	1 Stück	15 710	
14 cm x 1,2 mm Ø	1 Stück	15 711	
18 cm x 1,5 mm Ø	1 Stück	15 712	
18 cm x 1,8 mm Ø	1 Stück	15 713	



KNOPFSONDE ▶ DOPPELT

Länge x Ø	VE	REF	Preis VE
13,0 cm x 1,0 mm Ø	1 Stück	15 715	
14,5 cm x 1,5 mm Ø	1 Stück	15 716	
16,0 cm x 2,0 mm Ø	1 Stück	15 775	



MYRTENBLATTSONDE

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	15 717	
14,0 cm	1 Stück	15 718	
16,0 cm	1 Stück	15 719	



WUNDHÄCKCHEN

2-Zinken, enge Form

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm - scharf	1 Stück	15 720	
16,0 cm - stumpf	1 Stück	15 721	

PERCUSSIONSHAMMER

	Type	Länge	VE	REF	Preis VE
1	nach Babinsky	23 cm	1 Stück	I5 865	
2	nach Taylor	20 cm	1 Stück	I5 855	
3	nach Trömner	24 cm	1 Stück	I5 845	
4	nach Buck	18 cm	1 Stück	I5 840	
5	nach Berliner	20 cm	1 Stück	I5 850	



DERMOJET

Druckinjektor zur Injektion ohne Nadel

Funktionsweise: Durch einen Hebel wird ein Kolben gespannt, welcher nach Auslösen eine Flüssigkeitsmenge von 0,1 ml + 5 % mit Überdruck (100 bar) durch eine microfeine Öffnung ohne Nadel unter die Haut spritzt. Dort bildet sich eine große „Quaddel“. Alle Dermo-Jets fassen 4 ml Medikamentenlösung! Damit können bis zu 40 Injektionen gesetzt werden. Das Gerät ist zerlegbar, autoklavierbar oder durch Kochen sterilisierbar. Anästhetika müssen spätestens nach 2 Tagen aus dem Dermojet entfernt werden, um unerwünschte Ablagerungen zu vermeiden.

Dermojet HR: Für die neuen Sterilisatoren Typ B, mit Pyrex-Vorratsbehälter und Edelstahlring.

Dermojet Polymedica: Hier ist die Abstandskappe aus Glas.

Ersatzteile können Sie ebenfalls bei uns bestellen.

Type	VE	REF	Preis VE
Dermojet HR	1 Stück	I5 101	
Dermojet Polymedica	1 Stück	I5 102	



INSTRUMENTENSET ► OP

Komplett im Leinwandtui verpackt, mattiert
Enthält je 1 Stück:

Nadelhalter	14 cm
Chir. Schere gerade, spitz/stumpf	14,5 cm
Fadenschere gerade, spitz/spitz	11 cm
Chir. Schere gebogen, spitz/stumpf	14,5 cm
Feilchenfeldpinzette, spitz/spitz	11,5 cm
Peanklemme, gerieft	14,5 cm
Skalpellgriff	Größe 3
Skalpellgriff	Größe 4
Chir. Pinzette, 1:2 Zähne	14,5 cm
Anatomische Pinzette, gerieft	14,5 cm

Type	VE	REF	Preis VE
Instrumenten-Set	1 Set	15 006	



STUDENTEN PRÄPARIER-SET

• Kein Medizinprodukt*

Type	VE	REF	Preis VE
Komplettsatz, gefüllt mit Instrumenten, 9-teilig, im Kunstlederetui*	1 Stück	15 3000 K	
Komplettsatz, gefüllt mit Instrumenten, 9-teilig, im Holzkasten*	1 Stück	15 3005 K	
Für die Einzelbestellung			
Skalpell groß, mit Holzheft*	1 Stück	15 30001	
Skalpell fein, mit Holzheft*	1 Stück	15 30002	
Skalpell, mit Metallheft*	1 Stück	15 30003	
Schere	1 Stück	15 30004	
Präpariernadel, gerade*	1 Stück	15 30005	
Präpariernadel, gebogen*	1 Stück	15 30006	
feine Pinzette, gerade*	1 Stück	15 30007	
feine Pinzette, gebogen*	1 Stück	15 30008	
Rasiermesser	1 Stück	15 30009	
Kunstlederetui, leer*	1 Stück	15 3000	
Holzkästchen, leer*	1 Stück	15 3005	





INSTRUMENTENSCHALEN

- Mit Knopfdeckel
- Edelstahl
- Geschweißte Kanten
- Deutsche Qualität
- Einzeln verpackt

Maße	VE	REF	Preis VE
12 x 8 x 4 cm	1 Stück	H8 0106	
16 x 10 x 3 cm	1 Stück	H8 0107	
18 x 12 x 5 cm	1 Stück	H8 0108	
20 x 10 x 5 cm	1 Stück	H8 0101	
22 x 15 x 5 cm	1 Stück	H8 0102	
26 x 15 x 5 cm	1 Stück	H8 0103	
30 x 20 x 5 cm	1 Stück	H8 0104	
40 x 20 x 8 cm	1 Stück	H8 0109	



STANDZYLINDER KORNZANGENSTÄNDER

- Ohne Deckel
- Gelötet
- Stabile, deutsche Qualität

Durchmesser x Höhe	VE	REF	Preis VE
25,5 mm Ø x 105 mm	1 Stück	H8 2007	
54 mm Ø x 122,50 mm	1 Stück	H8 2001	
54 mm Ø x 127 mm	1 Stück	H8 2002	
82 mm Ø x 133,50 mm	1 Stück	H8 2005	
80 mm Ø x 174 mm	1 Stück	H8 2003	
95 mm Ø x 204 mm	1 Stück	H8 2006	



WATTE- UND TUPFERBEHÄLTER

- Mit Deckel
- Edelstahl, rostfrei

Durchmesser x Höhe	VE	REF	Preis VE
60 mm Ø x 60 mm	1 Stück	H8 6060	
85 mm Ø x 85 mm	1 Stück	H8 8585	
100 mm Ø x 50 mm	1 Stück	H8 10050	
100 mm Ø x 100 mm	1 Stück	H8 2009	
120 mm Ø x 120 mm	1 Stück	H8 120120	
150 mm Ø x 100 mm	1 Stück	H8 150100	
150 mm Ø x 150 mm	1 Stück	H8 150150	



UNIVERSALSCHÜSSEL

Mit Rand, aus Edelstahl.

Durchmesser x Höhe	Inhalt	VE	REF	Preis VE
140 mm Ø x 55 mm	0,50 l	1 Stück	H8 1525140	
150 mm Ø x 74 mm	0,75 l	1 Stück	H8 1525150	
160 mm Ø x 65 mm	1,00 l	1 Stück	H8 1525160	
220 mm Ø x 70 mm	2,00 l	1 Stück	H8 1525220	
240 mm Ø x 95 mm	3,00 l	1 Stück	H8 1525240	
260 mm Ø x 130 mm	4,50 l	1 Stück	H8 1525260	
300 mm Ø x 105 mm	6,00 l	1 Stück	H8 1525300	
320 mm Ø x 140 mm	8,00 l	1 Stück	H8 1525320	
380 mm Ø x 125 mm	11,00 l	1 Stück	H8 1525380	
400 mm Ø x 150 mm	14,00 l	1 Stück	H8 1525400	



NIERENSCHALEN AUS EDELSTAHL

- Einzeln in Polyhülle,
- 25 cm lang, kräftige Ausführung,
- Volumen = ca. 500 ml

Type	VE	REF	Preis VE
Edelstahl	1 Stück	H8 0105	



SPUTUMBECHER ► EDELSTAHL

Mit Klappdeckel aus Edelstahl.

Durchmesser x Höhe	Inhalt	VE	REF	Preis VE
85 mm Ø x 85 mm	0,40 l	1 Stück	H8 1096	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STECHBECKEN - BETTPFANNE AUS EDELSTAHL

Mit Knopfdeckel und Bügel-Flachgriff, stabile Ausführung, Edelstahl gebürstet.

Gewicht: 1100 g

HMV-Gruppe: 51.40.01.0xxx

Type	Größe	UK	VE	REF	Preis VE
Stechbecken, schwere Qualität, matt	300 x 85 mm	20 Stück	1 Stück	H8 2101	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STECHBECKEN - BETTPFANNE AUS EDELSTAHL ► ECO

Mit Flachgriff und Deckel, aus Edelstahl.

Poliert, leichtere 850 g Ausführung.

Type	Größe	UK	VE	REF	Preis VE
Stechbecken, leichte Qualität, poliert	320 x 85 mm	20 Stück	1 Stück	H8 2101-ECO	

► CHIRURGISCHE INSTRUMENTE IN OP-QUALITÄT ◀

Diese Instrumente sind von ausgesuchter Qualität zum professionellen Einsatz im OP und in der Chirurgie.

Anders als bei der sog. Stationsware werden diese Artikel von renommierten Herstellern gefertigt. Die Qualität ist so gut, daß eine 5-Jahresgarantie bei sachgemäßem Einsatz gegeben wird. Beachten Sie bitte die Pflegehinweise. Alle Instrumente haben eine silbermatte Oberfläche für blendfreies Arbeiten unter OP-Bedingungen.

Bitte beachten Sie:


Die teilweise abgebildeten Instrumente (vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren) sind mit Hartmetalleinlagen, Widia-Stahl, versehen. Diese sind mit Aufpreis lieferbar.



CHIRURGISCHE SCHEREN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	VE	REF	Preis VE
Gerade - 14,5 cm			
spitz - stumpf	1 Stück	R2 001	
spitz - spitz	1 Stück	R2 002	
stumpf - stumpf	1 Stück	R2 003	
Gebogen - 14,5 cm			
spitz - stumpf	1 Stück	R2 004	
spitz - spitz	1 Stück	R2 005	
stumpf - stumpf	1 Stück	R2 006	



IRIS SCHEREN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade, spitz - spitz, ohne Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 037	
11 cm	1 Stück	R2 038	
13 cm	1 Stück	R2 198	
Gebogen, spitz - spitz, ohne Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 039	
11 cm	1 Stück	R2 040	
13 cm	1 Stück	R2 199	
Gerade, spitz - spitz, mit Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 037-WD	
11 cm	1 Stück	R2 038-WD	
Gebogen, spitz - spitz, mit Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 039-WD	
11 cm	1 Stück	R2 040-WD	



PRÄPARIERSCHEREN ► NACH METZENBAUM

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade, ohne Widia-Hartmetallschneide			
18 cm	1 Stück	R2 010	
20 cm	1 Stück	R2 011	
23 cm	1 Stück	R2 012	
Gerade, mit Widia-Hartmetallschneide			
14 cm	1 Stück	R2 200-WD	
18 cm	1 Stück	R2 010-WD	
20 cm	1 Stück	R2 011-WD	
23 cm	1 Stück	R2 012-WD	
Gebogen, ohne Widia-Hartmetallschneide			
18 cm	1 Stück	R2 014	
20 cm	1 Stück	R2 015	
23 cm	1 Stück	R2 016	
Gebogen, mit Widia-Hartmetallschneide			
14 cm	1 Stück	R2 201-WD	
18 cm	1 Stück	R2 014-WD	
20 cm	1 Stück	R2 015-WD	
23 cm	1 Stück	R2 016-WD	



MAYO PRÄPARIERSCHEREN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade, ohne Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 017	
16,5 cm	1 Stück	R2 018	
Gebogen, ohne Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 019	
16,5 cm	1 Stück	R2 020	
Gerade, mit Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 017-WD	
16,5 cm	1 Stück	R2 018-WD	
Gebogen, mit Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 019-WD	
16,5 cm	1 Stück	R2 020-WD	



ANATOMISCHE PINZETTEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Standard			
11,5 cm	1 Stück	R2 021	
13,0 cm	1 Stück	R2 022	
14,5 cm	1 Stück	R2 023	
18,0 cm	1 Stück	R2 024	
20,0 cm	1 Stück	R2 202	



CHIRURGISCHE PINZETTEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Standard mit 1x2 Zähnen			
11,5 cm	1 Stück	R2 025	
13,0 cm	1 Stück	R2 026	
14,5 cm	1 Stück	R2 027	
16,0 cm	1 Stück	R2 028	
18,0 cm	1 Stück	R2 029	
20,0 cm	1 Stück	R2 203	
Standard mit 2x3 Zähnen			
14,5 cm	1 Stück	R2 030	

CHIRURGISCHE PINZETTEN ► NACH GILLIES

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 031	

ADSON PINZETTE ► GERIEFT

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
12,5 cm	1 Stück	R2 032	
15,0 cm	1 Stück	R2 033	

FEILCHENFELD SPLITTERPINZETTE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
8,0 cm	1 Stück	R2 034	
9,0 cm	1 Stück	R2 035	
11,5 cm	1 Stück	R2 036	

ALUMINIUMHAND

für Erwachsene

Type	VE	REF	Preis VE
Aluminiumhand	1 Stück	R2 091	






OHRENPINZETTE ► NACH TRÖLTSCH

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

	Länge / Type	Type	VE	REF	Preis VE
❶	12,0 cm	anatomisch	1 Stück	R2 048	
❷	12,0 cm	1 : 2 Zähne, chirurgisch	1 Stück	R2 0481	



OHRENZÄNGCHEN ► NACH HARTMANN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Maße der Klemme:

Klemme vorne: 1,2 mm

Klemme hinten: 1,6 mm


Länge: 8 mm

	Länge	VE	REF	Preis VE
❸	12,0 cm	1 Stück	R2 047	

OHRENPINZETTE ► NACH LUCAE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

	Länge	VE	REF	Preis VE
❹	14,0 cm	1 Stück	R2 204	



NASENSPEKULUM ► NACH HARTMANN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Figur	Länge	VE	REF	Preis VE
Fig. 1	15,0 cm	1 Stück	R2 049	
Fig. 2	15,0 cm	1 Stück	R2 050	
Fig. 3	15,0 cm	1 Stück	R2 051	



MUNDSPERRER ► NACH HEISTER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	R2 053	



ARTERIENKLEMMER ► NACH PEAN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade			
14,5 cm	1 Stück	R2 054	
16,0 cm	1 Stück	R2 055	
18,0 cm	1 Stück	R2 056	
20,0 cm	1 Stück	R2 205	
Gebogen			
14,5 cm	1 Stück	R2 057	
16,0 cm	1 Stück	R2 058	
18,0 cm	1 Stück	R2 059	
20,0 cm	1 Stück	R2 206	



ARTERIENKLEMMER ► NACH KOCHER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade 1:2 Zähne			
14,5 cm	1 Stück	R2 060	
16,0 cm	1 Stück	R2 061	
18,0 cm	1 Stück	R2 062	
20,0 cm	1 Stück	R2 207	
Gebogen 1:2 Zähne			
14,5 cm	1 Stück	R2 063	
16,0 cm	1 Stück	R2 064	
18,0 cm	1 Stück	R2 065	
20,0 cm	1 Stück	R2 208	



ARTERIENKLEMMER ► NACH CRILLE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade			
14,5 cm	1 Stück	R2 066	
16,0 cm	1 Stück	R2 067	
Gebogen			
14,5 cm	1 Stück	R2 068	
16,0 cm	1 Stück	R2 069	



KLEMMER GEBOGEN ► NACH MIKULICZ

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Type	Länge	VE	REF	Preis VE
Gebogen	20,5 cm	1 Stück	R2 070	



NADELHALTER ► NACH HEGAR-MAYO

Widia bestückte Backen und vergoldete Griffe.
 Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 071	
18,0 cm	1 Stück	R2 072	
20,5 cm	1 Stück	R2 073	



NADELHALTER MIT SPERRE ► NACH MATHIEU

Feines Modell
 Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 074	
17,0 cm	1 Stück	R2 075	
20,0 cm	1 Stück	R2 076	



NADELHALTER ► NACH CRILE-WOOD

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 077	



MICRO NADELHALTER ► NACH CASTRO VIEJO

Gerieftes Maul, mit Sperre
 Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 0781	
18,0 cm	1 Stück	R2 078	



NADELHALTER ► NACH DEBAKEY

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 079	
20,0 cm	1 Stück	R2 209	
23,0 cm	1 Stück	R2 080	
25,0 cm	1 Stück	R2 081	

! Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.



NADELHALTER MIT SPERRE ► NACH HEGAR-OHLSSEN

Mit Schere
 Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 082	



NADELHALTER ► NACH GILLIES

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	R2 177	



NADELHALTER ► NACH LANGENBECK

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 087	



KOPFDRAHTSCHNEIDEZANGE

Schneidet weichen Draht bis Ø 2,0 mm und harten Draht bis Ø 1,5 mm Stärke.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 088	



BOHRDRAHT ► EXTRAKTIONSZANGE

Mit Begrenzer.
 OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 179	

! Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.



GEBURTSZANGE ► NACH KIELLAND

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
42,0 cm	1 Stück	R2 168	



NABELSCHNURSCHERE ► NACH SCHUMACHER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 170	



PENISKLEMME ► NACH STRAUSS

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
10,0 cm	1 Stück	R2 144	



DARMSCHERE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
21,0 cm	1 Stück	R2 143	



VERBANDSCHERE ► NACH LISTER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	R2 210	
14,0 cm	1 Stück	R2 115	
16,0 cm	1 Stück	R2 211	
18,0 cm	1 Stück	R2 116	
20,0 cm	1 Stück	R2 117	



FASSZANGE ► NACH SAUERBRUCH

Für verbrauchtes Verbandmaterial und Tupfer
OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
53,0 cm	1 Stück	R2 122	



WUND- UND TRACHEALHÄKCHEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Type	VE	REF	Preis VE
Stumpf 15,5 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 123	
2 Zinken	1 Stück	R2 124	
3 Zinken	1 Stück	R2 125	
4 Zinken	1 Stück	R2 126	
Scharf 15,5 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 127	
2 Zinken	1 Stück	R2 128	
3 Zinken	1 Stück	R2 129	
4 Zinken	1 Stück	R2 130	



VOLKMANN WUNDHAKEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Type	VE	REF	Preis VE
Stumpf 21,0 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 131	
2 Zinken	1 Stück	R2 132	
3 Zinken	1 Stück	R2 133	
4 Zinken	1 Stück	R2 134	
6 Zinken	1 Stück	R2 136	
Scharf 21,0 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 137	
2 Zinken	1 Stück	R2 138	
3 Zinken	1 Stück	R2 139	
4 Zinken	1 Stück	R2 140	
6 Zinken	1 Stück	R2 142	



SONDE MIT MYRTENBLATTFÖRMIGER GRIFFPLATTE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 176	



DOPPEL-KNOPFSONDE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
Hohlsonde mit Kopf, biegsam	14,5 cm	1 Stück	R2 174	
Hohlsonde ohne Kopf, biegsam	14,5 cm	1 Stück	R2 175	



TUCHKLEMME

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
❶ nach Backhaus	9,0 cm	1 Stück	R2 097	
❶ nach Backhaus	11,5 cm	1 Stück	R2 098	
❶ nach Backhaus	13,0 cm	1 Stück	R2 099	
❷ nach Jones	6,0 cm	1 Stück	R2 213	
❷ nach Jones	9,0 cm	1 Stück	R2 101	
❸ nach Schädel	6,0 cm	1 Stück	R2 214	
❸ nach Schädel	9,0 cm	1 Stück	R2 100	



SCHLAUCHKLEMME

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
glattes Maul	14,0 cm	1 Stück	R2 212	
glattes Maul	16,5 cm	1 Stück	R2 093	
glattes Maul	18,0 cm	1 Stück	R2 094	
kreuzgeriffeltes Maul	16,5 cm	1 Stück	R2 095	
kreuzgeriffeltes Maul	18,0 cm	1 Stück	R2 096	



MOSQUITOKLEMME ► NACH HARTMANN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	10,0 cm	1 Stück	R2 106	
gerade	10,0 cm	1 Stück	R2 107	



MOSQUITOKLEMME ► NACH HALSTEAD

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Type	Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade				
anatomisch	12,5 cm	1 Stück	R2 102	
chirurgisch, 1:2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	R2 103	
Gebogen				
anatomisch	12,5 cm	1 Stück	R2 104	
chirurgisch, 1:2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	R2 105	



FLACHMEISSEL

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 190	



RASPATORIUM

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
21,0 cm	1 Stück	R2 188	



RASPATORIUM ► NACH WILLINGER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 189	



KORNZANGE ► NACH MAIER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade mit Sperre			
25,0 cm	1 Stück	R2 110	
Gebogen mit Sperre			
20,0 cm	1 Stück	R2 112	
25,0 cm	1 Stück	R2 113	



FASSZANGE ► NACH ALLIS

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
4x5 Zähne	16,0 cm	1 Stück	R2 186	
4x6 Zähne	16,0 cm	1 Stück	R2 187	



TUPFERZANGE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	27,0 cm	1 Stück	R2 197	
gerade	27,0 cm	1 Stück	R2 215	



DESCHAMPS VERBINDUNGSNADEL

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
rechts gebogen, stumpf	21,0 cm	1 Stück	R2 191	
links gebogen, stumpf	21,0 cm	1 Stück	R2 192	
rechts gebogen, scharf	21,0 cm	1 Stück	R2 193	
links gebogen, scharf	21,0 cm	1 Stück	R2 194	



DRAHTSCHNEIDEZANGE ► SEITLICH SCHNEIDEND

Mit Widiabacken

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
17,5 cm	1 Stück	R2 180	
22,0 cm	1 Stück	R2 181	



DRAHTFASSZANGE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
17,0 cm	1 Stück	R2 182	



EXTRAKTIONSZANGE

Für Bohrdrähte, mit Übersetzung

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 183	



DRAHTSCHNEIDEZANGE

Mit Widiabacken.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
22,0 cm	1 Stück	R2 184	



DRAHTSCHNEIDEZANGE ► MITTELFEDER

Mit Widiabacken.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
17,5 cm	1 Stück	R2 185	

**Einmal-Instrumente,
einzeln steril verpackt, aus Metall**

ZUM EINMALGEBRAUCH



ANATOMISCHE PINZETTEN ► EINMALGEBRAUCH

Länge	VE	REF	Preis VE
12 cm, nach Adson, fein	20 Stück	I5 1030	
12,5 cm, nach Adson	20 Stück	I5 1031	
10 cm	20 Stück	I5 1035	
12,5 cm	20 Stück	I5 1040	
15 cm	20 Stück	I5 1043	



CHIRURGISCHE PINZETTEN ► EINMALGEBRAUCH

Länge	VE	REF	Preis VE
nach Adson mit 1x2 Zähnen			
12,5 cm	20 Stück	I5 1045	
Standard mit 1x2 Zähnen			
10 cm	20 Stück	I5 1050	
12,5 cm	20 Stück	I5 1055	
15 cm	20 Stück	I5 1058	



Einmal-Instrumente, einzeln steril verpackt, aus Metall
ZUM EINMALGEBRAUCH

ANATOMISCHE MOSQUITOKLEMMEN NACH HALSTED
► EINMALGEBRAUCH

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	12,5 cm	20 Stück	I5 1060	
gerade	12,5 cm	20 Stück	I5 1065	



SCHARFER DOPPELÖFFEL NACH VOLKMANN ► EINMALGEBRAUCH

Länge	VE	REF	Preis VE
oval, mittlere Größe			
22 cm	20 Stück	I5 1070	
oval, kleine Größe			
22 cm	20 Stück	I5 1071	



NADELHALTER NACH MAYO-HEGAR ► EINMALGEBRAUCH

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade			
13 cm	20 Stück	I5 1074	
18 cm	20 Stück	I5 1075	



IRISSCHEREN ► EINMALGEBRAUCH

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, spitz/spitz			
11,5 cm	20 Stück	I5 1000	
gebogen, spitz/spitz			
11,5 cm	20 Stück	I5 1005	



CHIRURGISCHE SCHEREN ► EINMALGEBRAUCH

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, stumpf/stumpf			
12,5 cm	20 Stück	I5 1010	
15,0 cm	20 Stück	I5 1012	
gerade, spitz/stumpf			
12,5 cm	20 Stück	I5 1015	
15,0 cm	20 Stück	I5 1017	
gerade, spitz/spitz			
12,5 cm	20 Stück	I5 1020	
15,0 cm	20 Stück	I5 1022	
gebogen, stumpf/stumpf			
15,0 cm	20 Stück	I5 1013	
gebogen, spitz/stumpf			
15,0 cm	20 Stück	I5 1018	
gebogen, spitz/spitz			
15,0 cm	20 Stück	I5 1023	



METZENBAUMSCHERE ► EINMALGEBRAUCH

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, stumpf/stumpf	14 cm	20 Stück	I5 1025	
gebogen, stumpf/stumpf	15 cm	20 Stück	I5 1027	

**HOMO SKELETT**

aus unzerbrechlichem Kunststoff

Standardmodell

Naturabguß eines erstklassigen männlichen Skeletts.

Sämtliche Fissuren, Foramen und anatomische Details werden naturgetreu wiedergegeben.

Der Schädel ist in drei Teile zerlegbar:

- Schädeldach,
- Schädelbasis,
- Unterkiefer.

Eine spezielle Montage des Brustkorbes verhindert, daß sich dieser

eventuell nach mehreren Jahren leicht senkt. Schädel, Arme und Beine sind abnehmbar.

Das Skelett ist fahrbar auf mitgeliefertem Rollenstativ, mit Staubschutzhülle.

Modellhöhe: ca. 170 cm

Type	VE	REF	Preis VE
Skelett, inkl. Stativ	1 Stück	E3 A10	

**ELASTISCHE WIRBELSÄULE**

Wirbelsäule mit Becken, Hinterhauptschuppe, Nervenenden, Arteria vertebralis und dorsolateralem Bandscheibenvorfall zwischen dem 3. und 4. Lendenwirbel.

Modellhöhe ca. 74 cm

Type	VE	REF	Preis VE
Wirbelsäule, ohne Stativ	1 Stück	E3 A58/1	
Stativ für die Wirbelsäule	1 Stück	E3 A59/9	

**FOLIENSCHILD „MED.- TECHN. NOTDIENST“**

Selbstklebend, für Windschutz- oder Schaufensterscheiben, für Anliefer- oder Servicefahrzeuge.

Type	VE	REF	Preis VE
Schild „Med.-Techn.Notdienst“	1 Stück	E5 50	

**SCHILD „ARZT IM DIENST“**

Mit Saugfuß zum Einhängen an der Windschutzscheibe

Type	VE	REF	Preis VE
Schild „Arzt im Dienst“	1 Stück	E5 51	



AMPULLEN-FEILE

Mit Diamantbeschichtung. Aus vernickeltem Metall mit Diamant D91 Belag. Gesamtlänge 130 mm, Diamantbelag ca. 60 mm, mit Kunststoffgriff. Ideal zum Anritzen von Ampullen. Einmal kräftig an der Ampullenkante vorbei ziehen, schon kann der Ampullenkopf abgebrochen werden.

Type	Länge	VE	REF	Preis VE
Ampullenfeile	130 mm	1 Stück	F4 0108	



EINWEG AMPULLENBRECHER

Passend für 1 - 10 ml Glasampullen, nach dem Abbrechen bleibt der Ampullenkopf im Plastikteil und wird gefahrlos entsorgt.

Type	VE	REF	Preis VE
Einweg-Ampullenbrecher	25 Stück	F4 0400	



SCHLUCKFIX KANÜLENSAMMLER


aus Recycle-Kunststoff.

Die volle Box kann mit dem Hausmüll entsorgt werden und verbrennt rückstandslos. Einfach in der Handhabung: Kanüle zwischen die beiden Metalllippen schieben und abziehen.

Type	VE	REF	Preis VE
Kanülensammler, schwarz, ohne Halter	1 Stück	F4 0101	
Tisch- und Wandhalter	1 Stück	F4 4667	



C-Temp



Batteriekauter

- Präzisionsgeräte für besondere Einsätze
- Steril verpackt
- Mit eingesiegelten Batterien
- Besonders schlank und handlich

C-Temp

C-TEMP HOCHTEMPERATUR BATTERIEKAUTER

- Temperatur bis ca. 1200 °C
- Mit festangeschlossener Elektrode
- Einzeln steril verpackt

Type	VE	REF	Preis VE
C-Temp Fein	10 Stück	B6 4200	
C-Temp Standard	10 Stück	B6 4300	

C-Temp

C-TEMP NIEDRIGTEMPERATUR BATTERIEKAUTER

Für den Einsatz in Ophthalmologie und HNO sind diese Kauter auch als Niedrigtemperaturkauter erhältlich.

Die erreichte Temperatur von ca. 500 °C ist ausreichend für die schnelle Koagulation, schont jedoch das umliegende Gewebe und die Nerven.

- Temperatur bis ca. 500 °C
- Mit feiner, kurzer Elektrode
- Einzeln steril verpackt

Type	VE	REF	Preis VE
C-Temp Micro	1 Stück	B6 90	




NERVE STIM III

NERVE STIM III NERVENLOKALISATOR

Mit diesem sterilen, batteriebetriebenen Spezialinstrument können Sie mit drei einstellbaren Niedervolt-Stromstärken den Verlauf von vorhandenen Nerven im Wundfeld lokalisieren. Für die plastische Chirurgie, im HNO-Bereich, Neurochirurgie und bei allen Operationen. Mit der Elektrode aktivieren Sie den vorhandenen Nerv, welcher sich durch Zusammenzucken der umgebenden Muskeln darstellt.

Spannungsausgang: 3 V
 variable Stärke: 1/2 mA - 1 mA - 2 mA
 Polarität: Suchernadel negativ -
 Erdungsnadel positiv +
 Länge: 195 mm
 Durchmesser: 17 mm
 Nadelstärke: 0,76 mm Ø

Type	VE	REF	Preis VE
Nervenlokalisator, steril	1 Stück	B6 6201	



REINIGUNGSPAD FÜR ELEKTRODEN

Zum Säubern und Reinigen der Elektroden und Messer der HF-Chirurgiegeräte, von Koagulations-Rückständen während der OP.

Röntgenkontrastgebend, gut reinigende Schmiergelfläche. Mit Klebefestigung. Einzeln steril verpackt.

Maße	VE	REF	Preis VE
50 x 50 mm	24 Stück	H7 45150	



HISTOFREEZER ZUR WARZENENTFERNUNG

Zum leichteren Entfernen von Warzen erzielen Sie gute Erfolge mit dem Histofreezer. Bestehend aus einer Gas-Spraydose und Spezial-Watte Applikatoren. Durch das Verdampfen des Gases wird eine Vereisung von minus 57 °C erreicht, welche durch den Applikator übertragen wird. Nach ca. 10 Tagen verfärbt sich die Epidermis und fällt ab, während sich darunter eine neue Hautschicht gebildet hat. Die unblutige Warzenentfernung wird mit gutem Erfolg durchgeführt.

Histofreezer Set, Small:

Sprühdose 2 x 80 ml, mit spitzen Applikatoren ca. 2 mm Ø, Packung = 60 Applikatoren

Histofreezer Set, Medium:

Sprühdose 2 x 80 ml, mit abgerundeten Applikatoren ca. 5 mm Ø, Packung = 52 Applikatoren

Type	VE	REF	Preis VE
Histofreezer Set, small	1 Packung	G9 0411	
Histofreezer Set, medium	1 Packung	G9 0410	



ERSATZ-APPLIKATOREN FÜR KÄLTETHERAPIESYSTEME

Für den Einsatz bei Kältetherapiesystemen, wie z. B. Histofreezer, gibt es bei uns die Ersatztips (innen hohl) in der 80 mm langen Ausführung zum günstigen Preis.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Typ: Spitzkopf	07318509	50 Stück	H7 80HF-A	
Typ: Rundkopf	07318521	50 Stück	H7 80HF-B	
Typ: 25 x Spitzkopf und 25 x Rundkopf	07318538	50 Stück	H7 80HF-C	



Ideal für die schmerzfreie kältetherapeutische Behandlung von Warzen und gutartigen Hautveränderungen.


Das DermaFreezer® Kältesystem hat wesentliche Vorteile:

- Leicht, schnell und überall verwendbar
- Keine hohen Kosten für aufwändige Geräte, Behälter oder Systeme
- Keine Narkose des Patienten notwendig
- Keine Narbenbildung oder Hautverfärbungen
- In vielen Bundesländern als Sprechstundenbedarf abrechenbar.

Wichtig: Indem Sie das Kältemittel nur auf den Applikator sprühen, kann nicht zuviel Kältemittel auf die Haut gelangen oder verloren gehen. Bei anderen Systemen kann - durch Unachtsamkeit - nachgesprüht werden, so dass Kältemittel austritt und eventuell direkt auf der Haut verdampft. Bitte beachten: Die Alternative zum Histofreezer.

DermaFreezer® in den Vorteilpackungen:

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
DermaFreezer® Set Kombi inkl. 1 x Kältemittel-Dose mit No-Drop Adapter, 25 x Rundkopf-Applikatoren, Ø 5 mm, Länge 14 cm, 25 x Spitzkopf-Applikatoren, Ø 2 mm, Länge 14 cm, 50 x Hautpflaster zum Abdecken der behandelten Haut	08459620	1 Set	H7 80000	
DermaFreezer® Set Rund inkl. 1 x Kältemittel-Dose mit No-Drop Adapter, 50 x Rundkopf-Applikatoren, Ø 5 mm, Länge 14 cm, 50 x Hautpflaster zum Abdecken der behandelten Haut	08410720	1 Set	H7 80001	
DermaFreezer® Set Spitz inkl. 1 x Kältemittel-Dose mit No-Drop Adapter, 60 x Spitzkopf-Applikatoren, Ø 2 mm, Länge 14 cm, 60 x Hautpflaster zum Abdecken der behandelten Haut	08410737	1 Set	H7 80002	
Ersatztips, Spitzkopf	07318461	50 Stück	H7 800SKA	
Ersatztips, Rundkopf	07318478	50 Stück	H7 800RKA	
Ersatztips, 25 x Rundkopf + 25 x Spitzkopf	07318490	50 Stück	H7 800SRA	



OHR-AKUPUNKTUR DAUERNADELN ASP

Diese sterile Vorrichtung zur einmaligen Benutzung ermöglicht es, eine winzige, rostfreie Stahlnadel am aurikularen Akupunkturpunkt zu implantieren. Dieses Implantat bleibt mehrere Tage dort und erbringt so eine dauerhafte Stimulierung.

Die ASP-Nadel besteht aus drei Teilen:

- Das Injektionsinstrument aus med. Plastikmaterial, das in seinem Unterteil die Nadel enthält und im Oberteil den Magneten. Dieses Injektionsinstrument garantiert eine sehr große Präzision und ein leichtes Anbringen.
- Die medizinische Stahlnadel hat eine besonders ausgearbeitete Form, um sich mehrere Tage lang nicht zu verlagern, ohne ganz in das Gewebe einzudringen.



- Der bipolare Magnet, dem eine Rotation in der Nähe der Nadel mitgeteilt wird, erzeugt einen Mikrostrom, der die Stimulierung reaktiviert. So kann der Patient mehrmals am Tage die A.S.P. stimulieren.

Hauptsächliche Indikationen:

- Dauernde Schmerzen
- Chronische Funktionsstörungen
- Gewöhnungsbeschwerden
- Psychische Störungen
- Metabolismusstörungen

OHR AKUPUNKTUR DAUERNADELN ASP

Sterile Ohr-Akupunkturadeln inkl. Pflasterstreifen.

Type	VE	REF	Preis VE
ASP Akupunkturadeln	200 Stück	S2 ASP	

OHR AKUPUNKTUR DAUERNADELN ASP GOLD

Für eine noch bessere elektrische Übertragung und Stimulation.


Type	VE	REF	Preis VE
ASP Akupunkturadeln, Gold	200 Stück	S2 6012	

STANGEN-MOXA

Zur Wärmetherapie.

Mit Rauch- und Geruchsentwicklung.


Type	VE	REF	Preis VE
Stangenmoxa	10 Stück	S8 10SM	



DONGBANG AKUPUNKTURNADELN MIT STAHLGRIFF

Mit Silikonbeschichtung, einzeln geblistert

Maße	VE	REF	Preis VE
0,20 x 15 mm	100 Stück	S8 DV2015	
0,22 x 13 mm	100 Stück	S8 DV2213	
0,22 x 25 mm	100 Stück	S8 DV2225	
0,25 x 25 mm	100 Stück	S8 DV2525	
0,25 x 40 mm	100 Stück	S8 DV2540	
0,30 x 15 mm	100 Stück	S8 DV3015	
0,30 x 30 mm	100 Stück	S8 DV3030	
0,30 x 50 mm	100 Stück	S8 DV3050	
0,30 x 60 mm	100 Stück	S8 DV3060	



DONGBANG AKUPUNKTURNADELN MIT KUNSTSTOFFGRIFF

In der praktischen Spenderboxen.

Mit Silikonbeschichtung, leicht gleitend für eine fast schmerzlose Akupunktur.

Nadel-Ø x Länge	VE	REF	Preis VE
0,20 x 15 mm	100 Stück	S8 KS2015	
0,25 x 25 mm	100 Stück	S8 KS2525	
0,25 x 40 mm	100 Stück	S8 KS2540	
0,30 x 30 mm	100 Stück	S8 KS3030	
0,30 x 50 mm	100 Stück	S8 KS3050	



ORIGINAL SEIRIN AKUPUNKTURNADELN

Höchste Qualität, seit vielen Jahren bewährt. Seirin = Ein Sinnbild für eine optimale Akupunktur. Dreifach geschliffene Nadelspitzen, jede einzelne Nadel wird geprüft, Elektrolytische Reinigung, EO-Gas sterilisiert.

SEIRIN AKUPUNKTURNADELN TYP B

Aus rostfreiem Stahl, silikonisiert, mit geformten Kunststoffgriff für den optimalen Griff.

Nadel-Ø x Länge	Farbcode	PZN	Nr.	VE	REF	Preis VE
0,16 x 15 mm	rot		1	100 Stück	S2 1615B	
0,20 x 15 mm	hellblau	03637040	3	100 Stück	S2 3B	
0,25 x 40 mm	lila	03637057	5	100 Stück	S2 5B	
0,30 x 30 mm	braun	03637063	8	100 Stück	S2 8UB	
0,30 x 50 mm	braun	03637086	8	100 Stück	S2 8B	
0,35 x 50 mm	schwarz	03637092	10	100 Stück	S2 10B	



SEIRIN AKUPUNKTURNADELN TYP J

(BISHER TYP C)

Die bewährte Nadel mit Führungsröhrchen und anatomisch geformten Kunststoffgriff, silikonbeschichtet für ein schmerzfreies Eindringen.

Nadel-Ø x Länge	Farbcode	Nr.	VE	REF	Preis VE
0,12 x 15 mm	dunkelgrün	2	100 Stück	S2 1215C	
0,12 x 30 mm	grün	2	100 Stück	S2 2C	
0,14 x 15 mm	hellgrün	1	100 Stück	S2 1415C	
0,14 x 30 mm	hellgrün	1	100 Stück	S2 1430C	
0,16 x 15 mm	rot	1	100 Stück	S2 1615C	
0,16 x 30 mm	rot	1	100 Stück	S2 1C	
0,18 x 30 mm	elfenbein	2	100 Stück	S2 200C	
0,20 x 30 mm	blau	3	100 Stück	S2 3C	
0,20 x 40 mm	blau	3	100 Stück	S2 300C	
0,25 x 30 mm	violett	5	100 Stück	S2 500C	
0,25 x 40 mm	violett	5	100 Stück	S2 5C	
0,30 x 30 mm	braun	8	100 Stück	S2 3030C	
0,30 x 50 mm	braun	8	100 Stück	S2 8C	



SEIRIN PYONEX NEW LANGZEITNADELN

Mit farbigem, atmungsaktiven Pflaster für die dauerhafte Fixierung am Körper oder am Ohr. Ideal für die Verwendung bei Kindern oder bei Personen mit sensibler Haut.

Nadel-Ø x Länge	Farbcode	VE	REF	Preis VE
0,11 x 0,3 mm	orange	100 Stück	S2 PN-0	
0,15 x 0,6 mm	gelb	100 Stück	S2 PN-1	
0,17 x 0,9 mm	grün	100 Stück	S2 PN-2	
0,20 x 1,2 mm	blau	100 Stück	S2 PN-3	
0,20 x 1,5 mm	rosa	100 Stück	S2 PN-4	



S-NEEDLE AKUPUNKTURNADELN

Spitzennadel aus korrosionsfreiem, medizinischem Stahl mit farbigen Kunststoffgriffen mit der bewährten einstichfreundlichen Spitzengeometrie und noch besserer Schaftoberfläche (mehrfach poliert).

Zusätzlich sorgt eine hochwertige Oberflächenbeschichtung, die speziell für medizinische Instrumente entwickelt wurde, für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, die den Einstich nahezu schmerzfrei macht.

Type	Maße	VE	REF	Preis VE
Typ B, ohne Führungsröhrchen	0,20 x 15 mm	100 Stück	S2 S-3B	
Typ B, ohne Führungsröhrchen	0,25 x 40 mm	100 Stück	S2 S-5B	
Typ UB, ohne Führungsröhrchen	0,30 x 30 mm	100 Stück	S2 S-8UB	
Typ B, ohne Führungsröhrchen	0,30 x 50 mm	100 Stück	S2 S-8B	
Typ B, ohne Führungsröhrchen	0,35 x 50 mm	100 Stück	S2 S-10B	



OHR DAUERNADELN

Isolierte Nadelbasis. Pflastermaterial besonders hautverträglich, atmungsaktiv und duschfest. Steril verpackt


Nadel-Ø x Länge	VE	REF	Preis VE
0,22 x 1,5 mm	100 Stück	S8 2215	
0,25 x 1,0 mm	100 Stück	S8 2510	
0,25 x 1,5 mm	100 Stück	S8 2515	



DONGBANG ► OHR DAUERNADELN

Die interessante Alternative zu Seirin Pyonex Nadeln! Diese Ohrdauernadeln haben den Vorteil, daß die Nadel in einem doppelten Pflaster verankert ist. Je 10 Stück auf Plastikträger.


Type	VE	REF	Preis VE
Dauernadeln	100 Stück	S8 DB010	



DONGBANG OHRSAMEN

Dieser Ohrsamen dient zur schmerzfreien Akupunktur am Ohr. Im Gegensatz zu Nadeln wird die Haut hier nicht verletzt. Verblüffende Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit dieses Produktes. Ausgewählter Pflanzensamen, einzeln auf Pflaster geklebt.


Type	VE	REF	Preis VE
Ohrsamen	100 Stück	S8 01	




DONGBANG MAGNETKUGELN ► VERGOLDET

Für die schmerzfreie Akupunktur am Ohr. Aktive Magnetstärke = 800 Gauss.

Type	VE	REF	Preis VE
Ohrkugeln	10 x 10 Stück	S8 800	





AKUPUNKTURMODELL AUS KUNSTSTOFF

Type	VE	REF	Preis VE
Akupunkturmodell, weiblich ca. 50 cm	1 Stück	S6 FRAU	
Akupunkturmodell, männlich ca. 50 cm	1 Stück	S6 MANN	
Handmodell, ca. 18 cm, rechts	1 Stück	S8 HAND	
Ohrmodell, Verhältnis ca. 1 : 1, rechts	1 Stück	S8 OHR	
Fußmodell, ca. 15 cm, links	1 Stück	S8 FUSS	
Kopfmodell, ca. 18 cm	1 Stück	S8 KOPF	



ORIGINAL SEIRIN AKUPUNKTUR MODELL

Besonders präzise und anschaulich gestaltet. Mit detaillierten Akupunkturangaben, ca. 396 Akupunkturpunkten. Höhe = 70 cm, inkl. Sockel.
Die Leitbahnen sind farblich nach den 5 Wandlungsphasen gestaltet

Type	VE	REF	Preis VE
Akupunkturmodell Mann	1 Stück	S2 AM	



ORIGINAL SEIRIN OHR MODELL

Für das richtige Training:
Anatomisch perfekte Ohrmodelle in Originalgröße. Aus Silikon.

Type	VE	REF	Preis VE
linkes Ohr	1 Stück	S2 N15L	
rechtes Ohr	1 Stück	S2 N15R	



SCHRÖPFGLÄSER-SET AUS KUNSTSTOFF

Schröpfgläser-Set aus Kunststoff mit Handpumpe im Karton. Set bestehend aus 18 unterschiedlichen großen Schröpfgläsern, Aufsteckschlauch und Handgriff-Vakuumpumpe. (ohne Koffer).

Type	VE	REF	Preis VE
Schröpfgläser-Set aus Kunststoff	1 Set	S8 500	



SCHRÖPFGLÄSER - UNSTERIL -

- Aus Glas, mit Gummiball.

	VE	REF	Preis VE
2,5 cm Ø	1 Stück	S8 SB02	
3,5 cm Ø	1 Stück	S8 SB03	
4,4 cm Ø	1 Stück	S8 SB04	
5,0 cm Ø	1 Stück	S8 SB05	
6,5 cm Ø	1 Stück	S8 SB06	

SCHRÖPFGLÄSER

- Aus Glas, ohne Gummiball.
- Zum Feuerschröpfen.

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
2,5 cm Ø	1 Stück	S8 02	
3,5 cm Ø	1 Stück	S8 03	
4,4 cm Ø	1 Stück	S8 04	
5,0 cm Ø	1 Stück	S8 05	
6,5 cm Ø	1 Stück	S8 06	



Anwendungsbereiche und Beispiele mit ausführlicher Beschreibung in den Büchern "Medi-Taping" und "Aku-Taping"

BUCH „MEDI-TAPING“

Schmerzfrei durch den Alltag.

von D. Sielmann & H. Christiansen, 3. Auflage 2010. Schnelle Hilfe bei muskel- und nervenbedingten Schmerzen. Auf 112 Seiten werden dort die verschiedenen Therapiemöglichkeiten dargestellt. Dieses Buch bietet Ihnen:

- Die wichtigsten Infos über Medi-Taping.
- Die wichtigsten Beschwerden von Kopf bis Fuß - von Bandscheibenvorfall bis Zähneknirschen.
- Step-by-Step Anleitungen in Wort und Bild für leichtere Umsetzung.
- Praktische Behandlungstipps für verschiedenste Verspannungen in Alltag und Beruf.

Type	VE	REF	Preis VE
Buch „Medi-Taping Schmerzfrei durch den Alltag“	1 Stück	S8 MEDI-BUCH*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



BUCH „AKU-TAPING“

von Dr. Hecker/Dr. Liebchen, 2. Auflage. Auf 126 Seiten werden dort die verschiedenen Therapiemöglichkeiten 4-farbig dargestellt. Um in der Lage zu sein, den Therapeuten die richtigen Hinweise zu geben bzw. die richtige Verwendung und Applikation des Tapes zu erläutern. Immer mehr Therapeuten setzen erfolgreich unser AQ Tape zur Behandlung von Verspannungen und Schmerzen ein.

Type	VE	REF	Preis VE
Buch „Aku-Taping“	1 Stück	S8 AT-BUCH*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



AQ-TAPE SPEZIALSCHERE FÜR DAS TAPE

Verhindert ein Verkleben durch Titanbeschichtung.

Type	Maße	VE	REF	Preis VE
Spezial-Tapingschere	21 cm	1 Stück	S8 AT005	

PAINMATE[®] pen

DER NEUE PAINMATE[®] PEN

Ist ideal bei der Behandlung von:

- Kopfschmerzen, Migräne und Depressionen
- Hungergefühl beim Abnehmen
- Sportschmerzen z. B. Tennisarm
- Phantom-schmerzen nach Amputationen
- Chronischen Schmerzen und Verspannungen

NERVENSTIMULATOR

Durch den Piezo-Effekt stimulieren Sie mit dem PAINMATE[®] Pen gezielt die Schmerzpunkte mit einem geringen elektrischen Impuls. Klein, leicht und handlich. PAINMATE[®] Pen arbeitet ohne Medikamente, ohne Batterien und ohne Stromanschluß.

Zur alleinigen Anwendung oder auch in Kombination mit dem AQ-Strip zu verwenden.



OHNE SCHMERZEN



Anwendung:
Setzen Sie den Pen direkt auf die schmerzende Stelle. "Klicken" Sie jetzt 10 Mal. Wiederholen Sie die Behandlung täglich mehrmals.



Wirkungsweise:
Die Wirkung des TNS-Verfahrens ist damit zu erklären, daß der elektrische Impuls die Nerven stimuliert, welche zum Schmerzzentrum im Gehirn führen. Hierbei werden körpereigene Endorphine (morphinähnliche Stoffe) aktiviert, die eine Schmerzübertragung blockieren.



Länge gesamt: ca. 125 mm
Durchmesser: ca. 20 mm
Gewicht: nur ca. 40 g

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.



Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Painmate [®] Pen	02026050	1 Stück	M1 2010	




BUCH „AKUPUNKT-IMPULS-THERAPIE“

Als Begleitung zum PAINMATE Pen ein informatives und umfangreiches Fachliteraturwerk vom Autor Peter Mandel. 190 Seiten, zeigt detailliert Anwendungspunkte für die Behandlung mit piezoelektrischen Impulsstiften wie z. B. PAINMATE

Type	VE	REF	Preis VE
Buch „Akupunkt-Impuls-Therapie“	1 Stück	M1 2010BUCH*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



STRIP

GITTERTAPE aus der
PAINMATE Alternativ-Medizinserie
AQ-STRIP GITTERTAPE

Die **AQ Strip** Gittertape „Streifen“ werden auf die Triggerpunkte, auch bekannt als Schmerz-, Reflex- oder Akupunkturpunkte geklebt, die vorher vom behandelnden Therapeuten manuell bestimmt werden.


Durch die Gitterstruktur der „Streifen“ werden Hautatmung und der Feuchtigkeitstransport nicht behindert und die Haut bleibt im physiologischen Gleichgewicht.

- **AQ Strip** ist wasserfest
- Qualitätspolyester mit Acrylatkleber der neuesten Generation
- Extrem belastbar ohne Qualitätsverlust
- Überdurchschnittlich hautfreundlich



Zur alleinigen Anwendung oder auch in Kombination mit dem PAINMATE PEN zu verwenden.

Erhältlich in 3 Größen.

Jetzt bei uns Mehrwert-Packung mit **AQ Strip** Mustern aller Größen.



Type	Inhalt	PZN	VE	REF	Preis VE
Packung mit 6 Blatt, hautfarben					
A	6 x 9 Strips	08844536	6 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC4	
B	6 x 6 Strips	08844542	6 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC5	
C	6 x 2 Strips	08844559	6 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC6	
A, B, C	je 2 Blatt	08849611	2 Blatt mit je Type A/B/C	S8 ATC7	
Packung mit 20 Blatt, hautfarben					
A	20 x 9 Strips	08849410	20 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC1	
B	20 x 6 Strips	08849462	20 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC2	
C	20 x 2 Strips	08849479	20 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC3	
Packung mit 20 Blatt, blau					
A	20 x 9 Strips	09539278	20 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC1B	
B	20 x 6 Strips	09539261	20 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC2B	
C	20 x 2 Strips	09539189	20 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC3B	
Packung mit 20 Blatt, rot					
A	20 x 9 Strips	09539195	20 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC1R	
B	20 x 6 Strips	09539226	20 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC2R	
C	20 x 2 Strips	09539255	20 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC3R	




AQ Strip
Mit 10% mehr Inhalt
zum Kennenlernen.

Was ist eine Gitterform-Tape-Behandlung?


Die Tape-Behandlung basiert auf einer Mischung der östlich-asiatischen Medizin und westlicher Humanmedizin, um das Gleichgewicht im Körper zu regulieren, in dem man die Triggerpunkte, die Akupressur- und Akupunkturpunkte auf der Haut mit dem Tape beklebt. Es fördert die Zirkulation des Stoffwechsels und überwacht die Spannung und Entspannung.

Prinzip des Gitterform-Tapings


- Das AQ Strip Tape ist als Gitter geformt, was der Beziehung der Körpermuskeln untereinander ähnelt.
- Es wird dem Körper kein Schaden zugefügt, da keine Medizin anhaftet.
- Es verursacht fast keine allergischen Reaktionen der Haut bei exzellenter Durchlüftungsfähigkeit und Klebkraft.
- Es hinterlässt keine Rückstände, wenn es entfernt wird.
- Es ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.

**Schmerzen beim Zurücklegen des Kopfes**

Tapen Sie rechts außen, oberhalb und unterhalb des Schlüsselbeines. Links neben dem Brustbein, am Brustansatz.

**Schmerzen im Nacken**


Tapen Sie links und rechts über dem Kehlkopf, wie abgebildet.

**Schmerzen im Tailenbereich**


Tapen Sie links und rechts neben dem Bauchnabel

Die hier dargestellte Methode ist so aufgebaut, dass jedermann sie einfach nutzen kann, aber für einen verbesserten Effekt wird das Tapen mit der Diagnose und unter Anleitung eines Experten empfohlen.

Für ein persönliches Taping wird mit ausreichendem Wissen über die Nutzung durch die Bücher und das Internet ein verbessertes Ergebnis erzielt.

**Schmerzen im Schulterbereich**

Ertasten Sie die Schmerzpunkte und tapen diese.

**Husten**

Tapen Sie links und rechts der Wirbelsäule unter dem Haaransatz sowie links und rechts am oberen Schulterrand, wie abgebildet.

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbe-gesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.

Mehr Info: www.aq-strip.de



AQ[®] TAPE

Kinesiologie-Tape aus der PainMate Alternativ-Medizinserie

**AQ-TAPES
OHNE STECHEN, OHNE SCHMERZEN
„AKUPUNKT-THERAPIE“ OHNE NADEL!**

- Behandlung bei schmerzenden Gelenken
- Ideal für den Einsatz in der Prophylaxe
- Sport-Physiotherapie
- Bei Schmerzproblemen
- Orthopädie
- Lymphologie
- Neurologie



Sanft

OHNE SCHMERZEN

Das kinesiologische Taping wurde Anfang der 70er Jahre in Japan entwickelt. Mit dem elastischen Tape und einer entsprechenden Anlegetechnik ist es möglich, Schmerzen ohne Bewegungseinschränkungen erfolgreich zu behandeln.

Die Tapemethode nutzt den körpereigenen Heilungsprozess. Man erzielt eine stimulierende Wirkung der geklebten Muskelpartien, der Gelenke und des Lymph- und Nervensystems.

Die **AQ Tapes** sind in 3 Breiten lieferbar:

- **2,5 cm breit** / 2 Rollen á 5,5 m in der Spenderdose
- **5,0 cm breit** / 1 Rolle á 5,5 m in der Spenderdose
- **7,5 cm breit** / 1 Rolle á 7,5 m in der Spenderdose

Die AQ-Tapes sind in 7 Farben lieferbar.

Je 6 bzw. 12 Rollen im Display verpackt. Die rückseitig bedruckte Maßeinteilung erleichtert das Abmessen und Schneiden der Tape-Länge.




IHR VORTEIL:
Rollenlänge jetzt 5,5 m!



Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.



Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
Standard: Rolle 5,5 m x 5 cm, VE = 1 Rolle				
pink	06055580	1 Stück	S8 AT001	
blau	06055597	1 Stück	S8 AT002	
hautfarben	06055605	1 Stück	S8 AT003	
schwarz	01675102	1 Stück	S8 AT104	
grün	01675125	1 Stück	S8 AT105	
gelb	04700289	1 Stück	S8 AT106	
orange	04700295	1 Stück	S8 AT107	
Schmal: Rolle 5,5 m x 2,5 cm, VE = 2 Rollen				
pink	01675154	2 Stück	S8 AT015	
blau	01675332	2 Stück	S8 AT016	
hautfarben	06055611	2 Stück	S8 AT004	
schwarz	01675415	2 Stück	S8 AT017	
grün	01675444	2 Stück	S8 AT018	
gelb	04700303	2 Stück	S8 AT019	
orange	04700326	2 Stück	S8 AT020	
Breit: Rolle 5,5 m x 7,5 cm, VE = 1 Rolle				
hautfarben	04700332	1 Stück	S8 AT075	



33 Meter Jumbo-Rolle



AQ-TAPES

- 5,0 CM BREIT / 1 Rolle á 33 m
im Spenderkarton

Die AQ-Tapes sind in 3 Farben lieferbar. Die rückseitig bedruckte Maßeinteilung erleichtert das Abmessen und Schneiden der Tape-Länge.

Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
Standard: Rolle 33 m x 5 cm, VE = 1 Rolle				
pink	04700208	1 Stück	S8 AT300	
grün	04700243	1 Stück	S8 AT304	
gelb	04700266	1 Stück	S8 AT305	



AQ-TAPE LYMPHTAPE

- 5,0 x 30 cm / vorgeschritten
22 Tapes im Spenderkarton

Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
5,0 x 30 cm, vorgeschritten				
hautfarben	06859485	1 Packung	S8 AT250	
schwarz	06860436	1 Packung	S8 AT251	



AQ-TAPE Y-TAPE

- 5,0 x 25 cm / vorgeschritten
22 Tapes im Spenderkarton

Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
5,0 x 25 cm, vorgeschritten				
blau	06795816	1 Packung	S8 AT200	
pink	06859479	1 Packung	S8 AT201	



HUMI-RAINBOW ULTRASCHALL-KALTNEBEL-LUFTBEFEUCHTER

Der Humi-Rainbow ist ein Ultraschall-Kaltnebel-Luftbefeuchter in formschönem Design. Der Nebelauslass kann in 360° in jede gewünschte Richtung gedreht werden. Die Verneblerleistung und die in 7 Farben wechselbare LED-Beleuchtung sind durch zwei einfach zu erreichende Knöpfe einstellbar. Ein weiterer Tank, neben der Verneblerkammer, dient zur Aufnahme von Duft-Essenzen bzw. Ätherischen Ölen.

Wassertank Kapazität: 2,8 l
 Max. Verneblerleistung: 280 ml / h
 Raumgrößen: 10 bis 25 m²
 Max. Laufzeit: 10 h (non stop)
 Kabellänge: 1,5 m
 Garantie: 24 Monate

Type	VE	REF	Preis VE
Luftbefeuchter	1 Stück	E5 1005	



INFRAROT - WÄRMELEUCHE MEDILIGHT IR-CLASSIC

Die Strahlen dringen tief in die Gewebeschichten der Haut ein und erzeugen dort eine wohltuende Wärme. Mit hochwertiger 150 Watt Reflektor-Infrarotlampe.



Type	VE	REF	Preis VE
Wärmeleuchte	1 Stück	H7 240	
Ersatzlampe	1 Stück	H7 2401	



OHRENSPRITZEN

Ohne Talkum, aus Weich-PVC.

Type	VE	REF	Preis VE
klein - 30 g	1 Stück	I3 61230	
mittel - 60 g	1 Stück	I3 61260	
groß - 90 g	1 Stück	I3 61200	

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE PROJET OHRSPÜLGERÄT

Das ProJet Ohrspülsystem ermöglicht die schnelle und hygienische Entfernung von Ohrenschmalz und Fremdkörpern aus dem Hörkanal.

Das kompakte Gerätedesign und die Kombination, aus einem langen Versorgungsschlauch und einem ergonomischen Handstück mit integriertem Regelventil, erleichtern dem Anwender die Arbeit. Die Steuerung der Pumpe erfolgt über einen Fußschalter, so dass beide Hände für die Behandlung frei sind.

Das neue Griff-Design erleichtert das Aufsetzen und den Abwurf der Einweg-Tips.

Die Vorteile auf einen Blick

- Extra langer Versorgungsschlauch und langes Netzkabel für einen großen Arbeitsradius
- Integrierte Wandhalterung
- Handstück mit Regelventil für die kurzfristige Unterbrechung des Wasserstroms
- Ultra-dünne, atraumatische Spitzen helfen bei der Visualisierung und Ausrichtung des Spülstrahls
- Digitale Steuerung von Wasserdruck und Durchfluss, einfache Bedienung, konstant und reproduzierbar
- Flaches Bedienfeld für leichte Reinigung
- Leichtes Aufsetzen und Entfernen der Ohrtips
- Integrierte Vorratsbox für Einweg-Tips
- Geräuscharmer Betrieb
- Großer Wasserbehälter mit Silikon-Dichtungen
- Niedrige Betriebskosten



Netzspannung:	AC 230Volt / 50 Hz
Stromaufnahme:	0,1 A
Betriebsdruck:	0,25 bar ~ 3 bar
Drehzahl:	450 - 1200 rpm
Förderleistung:	2 - 3 Minuten / 500 ml
Abmessungen (H x B x T):	180 x 175 x 145 mm
Tank:	500 ml
Temperatur:	-10 °C + 55 °C Lagerung 5 °C ~ 35 °C Betrieb
Luftfeuchtigkeit:	10 % ~ 90 % Relativ
Luftdruck:	860 ~ 1060 hpa
Fußschalter:	Ein-Pedal Version CN1
Ohr-Tips:	ProJet (10 Stück inklusive)



Type	VE	REF	Preis VE
ProJet Ohrspülgerät	1 Stück	I5 19060	
Einweg-Ohrtips für ProJet	100 Stück	I5 19061	

Medic-Save

MEDIC-SAVE INHALATOR

Für Heim- und Klinikeinsatz

Leistungsstarkes Verneblergerät mit praktischem Tragegriff. Ideal für die Inhalationstherapie in der Klinik oder Zuhause. Der Medic-Save Vernebler ermöglicht die punktgenaue Medikamenteninhalation durch den Tiefentransport des Medikamentes in die Lungenkapillaren. Das Verneblerkonzept verhindert ein Entweichen des Medikamentes in die Umwelt und ist dadurch besonders ergiebig. Praktischer Handvernebler mit Schalter für Dauerbetrieb oder Dosieranwendung mit Einwegventil, tropfenfrei.



- Geräuscharmer Kolbenkompressor
- Sehr gute Tiefenwirkung
- Optimale Medikamenten-Dosierung
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Außenverunreinigung
- Leicht zu transportieren
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Partikelgröße 0,5 µm - 5 µm

Komplett-Set:
HMV-Gruppe: 14.24.01.0xxx

Type	VE	REF	Preis VE
Medic-Save, Komplett-Set	1 Stück	E5 888	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ULTRASCHALL-VERNEBLER

Mit dem kompakten Servocare Ultraschall-Vernebler erzeugen Sie einen mikrofeinen Nebel, welcher tief in die Atemwege eindringt. Die durchschnittliche Teilchengröße liegt bei 5 µm. Durch die transparente Abdeckung der Verneblerkammer kann leicht festgestellt werden, ob ausreichend Medikament im Vernebler vorhanden ist. Die Verneblerleistung und die Luftzuführung können über leicht zugängliche Regler vorgewählt werden. Zum Schutz des Gerätes ist eine automatische Sicherheitsabschaltung bei zu niedrigem Flüssigkeitsvolumen integriert.

Im Zubehör enthalten:

Kinder und Erwachsenen-Maske, Mundstück (2 Stück), Medikamentenbecher (5 Stück), Luftschlauch (2 Stück), Kammerdichtring (1 Stück), Bedienungsanleitung.

Spannung: 220 - 240 V 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 30 Watt

Verneblerleistung: 2 ml/min.

Partikelgröße: ca. 5 µm

Arbeitstemperatur: +10 °C – 35 °C / max. 75% Luftfeuchtigkeit

Abmessungen: (L x B x H): 199 x 105 x 178 mm

Gewicht: 1355 Gramm (ohne Zubehör)

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Ultraschallvernebler	15385371	1 Stück	E5 970	
Faltenschlauch		1 Stück	E5 975	
Medikamentenbecher		5 Stück	E5 976	
Kinder-Inhalationsmaske		1 Stück	E5 977	
Erwachsenen-Inhalationsmaske		1 Stück	E5 980	
Feinsicherung		1 Stück	E5 981	
Mundstück		1 Stück	E5 982	

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ULTRASCHALL-INHALATIONSGERÄT MINI

Mit moderner Mikromembran-Technologie (MESH). Kompaktes und handliches Ultraschall-Inhalationsgerät mit großer Vernebelungsleistung. Ob zu Hause oder unterwegs, das tragbare Servocare Inhalationsgerät passt in jede Tasche. Mit nur einem Knopfdruck ist das Gerät voll einsatzbereit und sorgt für die optimale Vernebelung des Inhalats. Der Servocare Inhalator arbeitet zudem extrem leise, auch während der Nacht müssen Sie sich keine Gedanken machen, Ihren Partner oder Ihre Familie beim Inhalieren zu wecken.

Die hochmoderne MESH Mikromembrantechnologie zerstäubt das Inhalat in feinste Tröpfchen und ist für Erwachsene und auch für Kinder bestens geeignet. Die Verneblertemperatur kann durch das Befüllen mit warmem, heißem oder kaltem Wasser einfach reguliert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Servocare Inhalationsgerät inklusive Mundstück, je eine Inhalationsmaske mit Anschlussadapter für Kinder und Erwachsene, Aufbewahrungstasche, Netzteil und Bedienungsanleitung

Produktspezifikationen

- Flüsterleiser Betrieb
- Geeignet für nahezu alle handelsüblichen, ölfreien Inhalationslösungen
- Abnehmbarer Behälter zur einfachen Reinigung
- Optimale Hygiene durch auskochbare Mundstücke
- Integrierte Abschaltautomatik und Selbstreinigungsfunktion
- Batteriestatusanzeige

Technische Daten

Vernebelungsleistung: ca. 0,25 ml/min
Tröpfchengröße: ≤ 4 Mikrometer - 22,9 % ≤ 2 Mikrometer
Füllmenge: max. 0,5 ml - 8 ml
Maße (H x B x T): 120 x 50 x 50 mm
Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA oder Netzteil 3 V / 1 A (optional)
Leistung: 2 Watt



Type	VE	REF	Preis VE
Servocare Ultraschall-Inhalationsgerät, Komplett-Set	1 Stück	E5 800	
Inhalationsmaske für Erwachsene	1 Stück	E5 801	
Inhalationsmaske für Kinder	1 Stück	E5 802	
Mundstück für Ultraschallvernebler	1 Stück	E5 804	
Verneblerkammer	1 Stück	E5 803	
Verneblerschlauch	1 Stück	E5 805	
Netzteil	1 Stück	E5 810	
Transporttasche	1 Stück	E5 806	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE PRIVAT-INHALATOR

Aus Kunststoff

Der preiswerte Privat-Inhalator. Einfach nur heißes Wasser mit Kamille oder Eukalyptus in das Unterteil gießen, Oberteil aufsetzen, fertig für die Inhalation. Aus weißem Kunststoff, leicht zu reinigen.

Type	VE	REF	Preis VE
Privat-Inhalator	1 Stück	E5 010511	



SERVOPRAX® ► OXY BREEZE

Tragbare O₂-Einheit für den schnellen Einsatz.

Bestehend aus: Druckminderer mit regelbarem Flow 0 - 15 l/min, gefüllte Sauerstoff-Flasche, Gesichtsmaske mit Zuleitungsschlauch und Transporttasche.



Type	VE	REF	Preis VE
Oxy Breeze I mit 0,8 l-Flasche	1 Set	E5 500263	
Oxy Breeze II mit 2,0 l-Flasche	1 Set	E5 500264	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

SERVOPRAX® ► BREEZE CARE SET

Die tragbare Sauerstoff - Behandlungseinheit gibt Ihnen überall die notwendige Sicherheit, wo schnell beatmet werden muß.

Komplettsset bestehend aus: Druckminderer mit fester Floweinstellung 6 l/min, O₂-Flasche, Plastikmaske mit Zuleitungsschlauch und Nylontragetasche.



Type	VE	REF	Preis VE
Breeze Care I mit 0,8 l Flasche	1 Set	E5 500262	
Breeze Care II mit 2,0 l Flasche	1 Set	E5 500261	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

SAUERSTOFFFLASCHEN

Gefüllte Leichtstahlflaschen mit med. Sauerstoff, weiß, 200 bar, mit Restdruckventil, nach DIN.

HINWEIS: Sauerstoffflaschen. Medizinischer Sauerstoff gilt als Gefahrgut. Es ist ein Arzneimittel und hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren! NEU: Mit Restdruckventil gegen Korrosion.

Wie ermitteln Sie den Füllstand bei Sauerstoffflaschen?

Flaschenvolumen x Flaschendruck = Sauerstoffvorrat

Beispiel: 2,0 l x 200 bar = 400 l Sauerstoff

2,0 l x 50 bar = 100 l Sauerstoff

Sauerstoffvorrat: Dosierung = Behandlungszeit

Beispiel: 400 l: 4,0 l / Min. Flow = 100 Min. Behandlungszeit

100 l: 4,0 l / Min. Flow = 25 Min. Behandlungszeit

400 l: 10,0 l / Min. Flow = 40 Min. Behandlungszeit

200 l: 10,0 l / Min. Flow = 20 Min. Behandlungszeit



Type	HMV	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffflasche 0,8 l	14.24.99.0001	1 Stück	E5 1000	
Sauerstoffflasche 2,0 l	14.24.99.0001	1 Stück	E5 500140	
Sauerstoffflasche 10,0 l	14.24.99.0001	1 Stück	E5 500130	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

DRUCKMINDERER ► MIT KONSTANTEM FLOW

Flow-Konstant 6 l pro Minute, festeingestellt auf 4,5 bar Ausgangsdruck, Anschlussbolzen links, Inhaltsmanometer.



Type	HMV	VE	REF	Preis VE
Druckminderer	14.24.99.2000	1 Stück	E5 2000	

DRUCKMINDERER ► MIT REGELBAREM FLOW

Volumeter mit regelbarem Flow in 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l - Stufen.

Anschlussstülpe für O₂-Verbindungsschlauch bzw. Befeuchterflasche.



Type	HMV	VE	REF	Preis VE
1 Druckminderer, regelbar 0 - 15 l/min	14.24.99.2000	1 Stück	E5 3000	
2 Ersatz-Schlauchanschlußstülpe, mit Dichtung		1 Stück	E5 3000-AT	

ATEMGASBEFEUCHTER

NEU: mit Kunststoffmutter.



Type	VE	REF	Preis VE
Atemgasbefeuchter	1 Stück	E5 2020	

**MOBILE SAUERSTOFFVERSORGUNG**

für die Arztpraxis und Heimbehandlung

Die fahrbare Sauerstoff-Einheit auf platzsparendem Economy-Rollwagen, ideal für den täglichen Dienst.

Bestehend aus:

- Flaschenwagen (Sauerstoffflasche nicht im Lieferumfang!)
- Flaschenhülle für 10 l-Flasche
- O₂-Maske mit Schlauch
- Druckminderer
- Befeuchter

Optional:

- Flowmeter (Set 2)

Type	HMV	VE	REF	Preis VE
① Lifeguard Caddy-1 regelbar 0 - 15 l/min	14.24.05.0004	1 Stück	E5 500281	
Ersatz-Set für die Inhalation	14.24.05.0004	1 Stück	E5 400082	
② Lifeguard Mobil Standard regelbar 0 - 15 l/min, mit Flowmeter		1 Stück	E5 500290	
Ersatz-Set für die Inhalation		1 Stück	E5 400081	
Fahrbarer Flaschenständer weiß beschichtet	14.24.99.2000	1 Stück	G1 13190	
Sauerstoffflasche 10,0 l	14.24.99.0001	1 Stück	E5 500130	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

**THERMOVENT - T**

„Künstliche Nase“ mit hoher Befeuchtungsleistung für tracheotomierte/intubierte und spontan atmende Patienten. Das extrem kleine und leichte Design (5 g) und der niedrige Atem-widerstand ermöglichen den Einsatz auch bei Kindern.

Die Papierelemente sind herausnehmbar und machen bei Husten, Sekretauswurf und steigendem Widerstand die Atemwege frei.

Einzeln steril verpackt. Pack: = 50 Stück.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Thermovent T	09105640	1 Stück	H7 00570015	

**THERMOVENT O₂-AUFSATZ**

Die optimale Ergänzung zu Thermovent-T. Aufsatz mit 150 cm langem Verbindungsschlauch zur Zuleitung von O₂. Die spezielle Bauweise führt den Sauerstoff gleichmäßig über beide HME-Elemente des Thermovent T und sorgt so für eine effiziente Anfeuchtung und Erwärmung.

Einzeln steril verpackt.

Type	VE	REF	Preis VE
Thermovent O ₂ -Aufsatz	1 Stück	H7 00575010	

Die hochwertige DCT-Linie bietet:

- Knickfeste Sternlumen-Schläuche
- Transparent-grüne Farbe zur besseren Überwachung
- Glasklare, transparente Masken erlauben eine bessere Lippenbeobachtung
- Mit anformbaren Nasenbügeln und verstellbaren Fixierbändern

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR ERWACHSENE

Mit Gummibändern, Nasenbügel und 2,10 m O₂-Schlauch.
Mit Universalkonnektor.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
O ₂ -Maske Erwachsene	14.99.99.1001	02757523	1 Stück	H7 163	

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR KINDER

Mit Gummibändern, Nasenbügel und 2,10 m O₂-Schlauch.
Ohne Clips.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
O ₂ -Maske Kinder	14.99.99.1001	02757842	1 Stück	H7 1146	

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE

Mit Ohrbändern + Clip, ohne Verbindungsschlauch.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
O ₂ - Maske Erwachsene	02757517	1 Stück	H7 1116	
O ₂ - Maske Kinder	02757612	1 Stück	H7 1146M	

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂ - VERBINDUNGSSCHLAUCH

Grün, knicksicher (Sternlumen), mit 2 universell passenden Softverbindern.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Verbindungsschlauch 2,10 m	02757902	1 Stück	H7 162	
Verbindungsschlauch 4,00 m	02758095	1 Stück	H7 1175	





DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE ► FÜR DIE HOHE SAUERSTOFFKONZENTRATION

Mit Reservoirbeutel, 2,10 m Sicherheitsschlauch, Nasenclip und Fixierband. Universelle Anwendung, mit und ohne Rückatmung (oder mit drei abnehmbaren Ventilen ausgestattet). Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	03413122	1 Stück	H7 1191	
Kinder	03413145	1 Stück	H7 1192	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT HYPERVENTILATIONSBEUTEL

Die Beatmungsmaske für Mund und Nase mit Rückatembeutel ist eine sinnvolle Ergänzung zu bereits vorhandenen Hilfsmitteln.

Sollte in keiner Ambulanz, in keinem Notfallkoffer oder Erste Hilfe Einrichtung fehlen. Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Beatmungsmaske mit Reservoir	03413010	1 Stück	N1 012	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SAUERSTOFF KATHETER

Mit festangeschlossener Kompresse, mit Stufenkonnector.

Einzel steril in 4 Größen. Umkarton = 600 Stück.
Länge = 40 cm

Type	Größe	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffkatheter	CH 08	14.99.99.1001	02918133	50 Stück	F5 1904	
Sauerstoffkatheter	CH 10	14.99.99.1001	02918156	50 Stück	F5 1905	
Sauerstoffkatheter	CH 12	14.99.99.1001	02918162	50 Stück	F5 1906	
Sauerstoffkatheter	CH 14	14.99.99.1001	02918179	50 Stück	F5 1907	



SAUERSTOFFBRILLE

Mit Filter-Sauerstoffkompressen.

Länge verstellbar, Schlauch mit Trichteransatz.
Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffbrille	1 Stück	H7 6000210	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SAUERSTOFFBRILLE ► SOFT

Grüner Doppelkatheter mit neuem Softansatz, komplett mit 2,10 m O₂-Verbindungsschlauch, einzeln eingeschweißt. Der neue, weiche Soft-Nasenansatz verhindert ein Wundwerden der Nasenschleimhaut und erlaubt optimales Ausatmen! Kein Schaumstoff mehr, denn der superweiche Nasenansatz liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene/Kinder	14.99.99.1001	02758184	1 Stück	H7 161	
Kleinkinder	14.99.99.1001	02758089	1 Stück	H7 1163	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SAUERSTOFFBRILLE ► SOFT MIT 0,5 M SCHLAUCH

Grüner Doppelkatheter mit Softansatz, mit 0,5 m langem Schlauch und Schlauchadapter für die Verlängerung.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene/Kinder	03413085	1 Stück	H7 161NT	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SCHLAUCHVERBINDER, UNSTERIL

Aus Kunststoff, für O₂-Brille und O₂-Verlängerungsschlauch.

Farbe grün.

Beutel = 30 Stück

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Schlauchverbinder	03413056	30 Stück	H7 TC	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUB

DCT O₂ - VERBINDUNGSSCHLAUCH

Grün, knicksicher (Sternlumen), mit 2 universell passenden Softverbindern.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Verbindungsschlauch 2,10 m	02757902	1 Stück	H7 162	
Verbindungsschlauch 4,00 m	02758095	1 Stück	H7 1175	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT VERNEBLER-SET MIT MASKE

Patienten-Maske komplett mit vorgeschaltetem Vernebler für die direkte Applikation vernebelter Arzneimittel.

Das Set besteht aus:

- Maske
- 2,10 m Sicherheitsschlauch
- Vernebler

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	03353118	1 Stück	H7 1493	
Kinder	03353093	1 Stück	H7 1494	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT VERNEBLER-SET

Mit Mundstück und 2,10 m Schlauch.

Für Patienten, die ihre Atmung koordinieren können, kann dieser Vernebler mit Mundstück eingesetzt werden.

Hierbei wird der Anteil des Aerosols erhöht, welches in die Lunge eindringt und damit auch der Grad der Deposition.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Vernebler-Set	03353130	1 Stück	H7 1495	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT VERNEBLERTEIL, EINZELN

Mit 22 mm ISO-Anschluß und Konnektor für Sauerstoffschlauch. Ideale Verneblung für Tracheal- und Bronchiendispositionen.

Bei einem Flow von 8 l/min erfolgt die Verneblung von 2 ml Lösung innerhalb von 7 Minuten. Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Verneblerteil	03353147	1 Stück	H7 1501	

UNIVERSAL-BLASENSCHLAUCH

Zum Selbsttrennen: Durch Zuschneiden können Sie den richtigen Anschlußdurchmesser der Blase (alle 1 m) bestimmen. Transparent. Im Spenderkarton.

Type	Innen-Ø	Länge	VE	REF	Preis VE
Blasenschlauch - klar	5 mm	30 m	1 Stück	H7 740	
Blasenschlauch - klar	6 mm	50 m	1 Stück	H7 750	
Blasenschlauch - klar	7 mm	30 m	1 Stück	H7 760	
Blasenschlauch - grün transparent	3 mm	30 m	1 Stück	H7 1170	





ATEMTRAINER TRIBALL

Der preiswerte Atemtrainer mit Flowkontrolle

Beim tiefen Einatmen kann der Patient 2 Kugeln in der Schwebelage halten. Die 3. Kugel darf nicht gehoben werden. Damit wird eine ruhige, tiefe Inspiration erreicht. Mit Patientenetikett.
Flow: 0,6 - 0,9 l/sek

Type	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Triball	1 Stück	H7 690490	



ATEMTRAINER TRIFLO II

Das Qualitätsprodukt

Praktisch und wiederverwendbar, für das kontrollierte Atemtraining. Mit dem Triflo kann der Patient gezielte Einatemübungen durchführen. Die Ansaugleistung wird durch drei individuelle Anzeigekugeln dem Patienten verdeutlicht und animiert diesen zur weiteren Übung. Komplette mit 1 Mundstück und Atemschlauch, glasklarer Kunststoff. Dieses Präzisionsgerät ermöglicht reproduzierbare Trainingsbedingungen im Gegensatz zu billigen Geräten!

Type	PZN	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Triflo II	03027790	1 Stück	H7 0300	



ATEMTRAINER PULMO GAIN

Mit Luftfilter, ausziehbarem Faltschlauch und Mundstück. Flowbereich 600 cc/Sekunde, 900 cc/Sekunde, 1200 cc/Sekunde. Einzeln kartonverpackt.



Type	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Pulmo-Gain	1 Stück	H7 400100	



ATEMTRAINER PULMO VOL

Für Erwachsenen- wie auch Pädiatrieeinsatz. Zeigt durch eine tiefe und lange Einatmung das richtige Volumen an. Einzeln kartonverpackt.



Type	Volumenanzeige	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Pulmo-Vol. 25	200 - 2500 cc	1 Stück	H7 410211	
Atemtrainer Pulmo-Vol 50	300 - 5000 cc	1 Stück	H7 410210	



ATEMTRAINER PULMO LIFT

Um Atemübungen durch Ausatmung zu unterstützen kann dieses Gerät nur in Verbindung mit Ca-Mi Pulmo-Gain oder Pulmo-Vol eingesetzt werden. Somit kann ein kompletter Kreislauf der Ein- wie auch Ausatmung ohne Unterbrechung vollzogen werden.



Type	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Pulmo-Lift, ohne Faltschlauch	1 Stück	H7 400250/01	