

BEHANDLUNGSLIEGE RFH EXCLUSIV



TECHNISCHE DATEN

Funktion elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

Antriebe elektrische Linearmotoren

Steuerung elektrischer Handschalter
Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung

Polsterung hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 200 cm
Gewicht: 70 kg

Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg
zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg



TECHNISCHE DATEN

Funktion hydraulische Höhenverstellung von 52 bis 94 cm

Antriebe Hydroantrieb, Bedienung durch Tritthebel
Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung

Polsterung hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Abmessungen Breite: 65 cm - Länge: 200 cm
Gewicht: 75 kg

Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg
zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg