

# MULTIFUNKTIONSLIEGE RFH



## TECHNISCHE DATEN

### Funktion

elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm

elektrische Dachstellung bis 60°

elektrische Beinteilverstellung bis 60°

**Antriebe** elektrische Linearmotoren

**Steuerung** elektrischer Handschalter

**Kopfteilverstellung** positiv 50° bis negativ 40°  
mit Gasfederunterstützung

**Polsterung** hochwertige

Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

**Bezug** wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

**Abmessungen** Breite: 65 cm oder 85 cm - Länge: 200 cm

Gewicht: 85 kg

**Hebevermögen** sichere Arbeitslast 220 kg

zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg

*Extensionsstellung =  
Dachstellung +  
Beinteilverstellung*



*Beinteilverstellung*

