

LIFTKAR® PT

ELEKTRISCHER TREPPENSTEIGER

Technische Daten



Geräte mit integriertem Sessel

	PT S	PT Outdoor	PT Fold
Tragkraft / Artikelnummer	130 kg / 045 725 160 kg / 045 726	120 kg / 045 725 150 kg / 045 726	130 kg / 045 731 160 kg / 045 732
Gesamtgewicht	30,5 kg	34,4 kg	28 kg
Gesamthöhe	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Gesamtbreite	505 mm (inkl. Armlehnen)	505 mm (inkl. Armlehnen)	430 mm (inkl. Sitz) 482 mm (inkl. Griffereinheit)
Maximale Stufenhöhe	205 bis 220 mm	205 bis 220 mm	205 bis 220 mm
Reichweite pro Akkuladung	Richtwert: 300 – 500 Stufen. Abhängig vom Personengewicht, und ob hinauf oder hinunter gefahren wird. Bei häufigem Einsatz ist ein Zweitakku zu empfehlen. KFZ-Ladegerät als Zubehör verfügbar.		



Geräte für Rollstühle

	PT Uni	PT Plus	PT Adapt
Tragkraft / Artikelnummer	130 kg / 045 727 160 kg / 045 728	125 kg / 045 729	130 kg / 045 721 160 kg / 045 722
Gesamtgewicht	27,6 kg	23,5 kg (ohne Rollstuhl)	24,7 kg
Gesamthöhe	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Gesamtbreite	760 mm (Ausleger unten) 395 mm (Ausleger oben)	430 mm (ohne Rollstuhl)	482 mm (ohne Rollstuhl)
Maximale Stufenhöhe	205 bis 220 mm	205 bis 220 mm	205 bis 220 mm
Reichweite pro Akkuladung	Richtwert: 300 – 500 Stufen. Abhängig vom Personengewicht, und ob hinauf oder hinunter gefahren wird. Bei häufigem Einsatz ist ein Zweitakku zu empfehlen. KFZ-Ladegerät als Zubehör verfügbar.		